

Phonak Fast Facts



Phonak Écrin de Charge

De quoi s'agit-il ?

L'Ecrin de Charge Phonak est une option de charge pour les aides auditives rechargeables Phonak Belong™. Il sert aussi de kit de séchage et de boîtier rigide. Un chargeur Power Pack amovible en option peut être raccordé à l'écrin de charge pour les moments où il n'y a pas de source d'alimentation externe.

Quels sont les avantages ?

C'est la solution idéale pour les clients qui souhaitent un chargeur présentant l'avantage de charger, ranger et sécher leurs aides auditives à la fois. L'ajout du chargeur Power Pack permet également de recharger les aides auditives sans source d'alimentation externe pendant un maximum de 7 jours.

Comment l'utiliser ?

Pour charger les aides auditives, placez-les simplement sur les points de chargement de l'Ecrin de Charge et elles s'éteignent automatiquement. Le voyant lumineux vert clignote doucement pour indiquer le chargement en cours des aides auditives. Lorsque le voyant cesse de clignoter et reste allumé, cela signifie que les aides auditives sont complètement chargées et qu'elles sont prêtes à l'emploi. La durée de charge d'une aide auditive complètement déchargée est de 3 heures.

En l'absence de source d'alimentation externe, le chargeur Power Pack peut être verrouillé sous l'Ecrin de Charge. Ceci fournit ainsi 7 charges complètes pour une paire d'aides auditives rechargeables Belong. Pour recharger le chargeur Power Pack, il est inutile de le sortir de l'écrin de charge. Il suffit de le connecter simplement à une source d'alimentation externe. Les aides auditives et le chargeur Power Pack peuvent être chargés simultanément.



Phonak Écrin de Charge



Écrin de Charge Phonak avec chargeur Power Pack raccordé

Pour plus d'informations sur les aides auditives rechargeables Phonak Belong et les options de charge, consultez www.phonakpro.fr/audeo-b ou contactez votre représentant Phonak.