

Utilisation de Roger™ Multimedia Hub dans la salle de classe

Fiche de référence

roger



Aujourd'hui dans les salles de classe, les cours des professeurs sont souvent accompagnés de sources vidéo et audio, telles que des tableaux blancs interactifs ou des lecteurs MP3. Les enfants peuvent être amenés à écouter des cours individuels, par exemple un livre audio ou un devoir sur ordinateur. Le Roger Multimedia Hub prend à présent en charge l'écoute mixte (professeur et audio) et individuelle.

Fonctionnement général

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du Roger Multimedia Hub pendant 3 secondes pour le mettre sous tension. Les témoins lumineux verts clignotent jusqu'à ce que l'appareil soit prêt à être utilisé. Pendant l'utilisation, le témoin lumineux vert continue de clignoter en fondu.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le côté du Roger Multimedia Hub pendant 3 secondes pour le mettre hors tension. Les témoins lumineux verts clignotent trois fois puis s'éteignent.
- Lorsque l'appareil est en cours de charge par câble USB ou dans le Roger Charging Rack, les témoins lumineux clignotent en vert et deviennent fixes lorsque la charge est terminée.



Diffusion dans la salle de classe – lorsque toutes les personnes équipées de Roger doivent écouter la source audio.

- Mettez en marche le Roger Multimedia Hub.
- Placez le Roger Touchscreen Mic à 10 cm du Multimedia Hub et touchez l'icône **Connecter** sur le Touchscreen Mic.
- Branchez le Multimedia Hub dans la prise audio jack de l'ordinateur ou toute autre source audio.
- Le Roger Multimedia Hub transmet simultanément le son audio et le son du Roger Touchscreen Mic. Le professeur et la source audio peuvent alors être écoutés en même temps.

Écoute individuelle – lorsqu'un enfant doit écouter une source audio de manière individuelle, par exemple un livre audio ou une leçon sur ordinateur.

- Maintenez le Roger Multimedia Hub à 10 cm du récepteur Roger de l'enfant et appuyez sur le gros bouton **Connecter** du Multimedia Hub. Répétez ces étapes de connexion pour tout récepteur supplémentaire.
- Branchez le Multimedia Hub dans la prise audio jack de la tablette ou toute autre source audio.
- Lisez la source audio. Le Roger Multimedia Hub transmet le son aux récepteurs connectés uniquement.
- Si l'enfant doit se reconnecter au réseau de la classe, il peut se connecter via Roger WallPilot ou via le microphone enseignant.