

Utilisation des options de réseau avancées de Roger™ Touchscreen Mic

Fiche de référence

roger



Lorsque dans une seule classe, plusieurs étudiants et professeurs utilisent des appareils Roger, il peut être nécessaire de faire plus que simplement se connecter. Il peut arriver que le professeur veuille effectuer la vérification de plusieurs appareils chaque matin, ou qu'un collègue veuille discuter uniquement avec une partie des étudiants Roger. Grâce à Roger Touchscreen Mic, tout cela devient simple en quelques étapes.



Déconnecter permet à un professeur de déconnecter un appareil du réseau. Si un enfant n'a plus besoin d'écouter le signal Roger, par exemple lorsqu'il travaille seul, le professeur peut continuer à enseigner aux autres étudiants Roger.

- Lorsque vous vous trouvez à 10 cm de l'appareil Roger à déconnecter, balayez l'écran et touchez l'icône **Déconnecter**.
- Vous pouvez reconnecter l'enfant au réseau en touchant **Connecter** lorsque vous vous trouvez à la même distance, ou en le faisant se connecter via Roger WallPilot



SubNet permet à un professeur de parler à un ou plusieurs enfants, sans que les autres entendent, pendant une courte période de temps. Ceci est idéal pour les travaux individuels et les assistants des professeurs. La fonctionnalité SubNet permet également d'utiliser le micro secondaire en Mode petit groupe avec un petit nombre d'étudiants.

- Touchez l'icône **SubNet** sur l'écran d'accueil.
- Connectez les récepteurs des étudiants au micro en touchant l'icône **Connecter** lorsque vous vous trouvez à 10 cm des récepteurs.
- Portez le micro avec son cordon pendant les instructions du professeur, ou placez-le sur la table pour accéder facilement au Mode petit groupe pendant les activités de groupe.
- Lorsque vous avez terminé, touchez l'icône **Réseau** et reconnectez les récepteurs des enfants au réseau en touchant l'icône **Connecter** ou en les faisant se connecter via Roger WallPilot.



JoinNet permet d'ajouter un Roger Touchscreen Mic au réseau souhaité sans déranger le professeur pendant son cours. Il s'agit d'une solution alternative lorsqu'aucun Roger WallPilot n'est disponible.

- Touchez l'icône **JoinNet** lorsque vous vous trouvez à 10 cm d'un appareil Roger du réseau.



NewNet est utilisé lorsqu'un Roger Touchscreen Mic doit quitter un réseau ainsi que pour réinitialiser le réseau de la classe.

- Touchez l'icône **NewNet**
- Connectez n'importe quel appareil Roger à ce nouveau réseau en touchant **Connecter** lorsque vous vous trouvez à 10 cm du Roger Touchscreen Mic



Connecter en masse sert à connecter rapidement plusieurs appareils situés à proximité les uns des autres. Cette option doit être configurée dans le menu **Réglages**.

- Placez tous les récepteurs Roger les uns à côté des autres et assurez-vous qu'ils sont allumés.
- Touchez l'icône **Connecter en masse** et faites passer le micro devant les appareils à une distance de 10 cm. Les appareils se connectent au fur et à mesure que le Roger Touchscreen Mic passe à leur proximité.
- Touchez l'écran contextuel pour arrêter **Connecter en masse**.
- Pour confirmer la connexion, touchez **List appareils**.
- Si un appareil ne s'est pas connecté, touchez de nouveau l'icône **Connecter en masse** en passant à proximité de l'appareil.



List appareils : Manière rapide de visualiser les appareils Roger à proximité, et les appareils qui sont connectés au Roger Touchscreen Mic.

- Tous les appareils Roger doivent se trouver à 10 cm du Roger Touchscreen Mic
- Touchez **List appareils**
- Tous les appareils Roger situés à proximité apparaissent dans la liste (le temps d'apparition peut varier en fonction du nombre d'appareils à détecter). Dans la liste, les appareils disponibles apparaissent en grisé et les appareils connectés apparaissent en noir avec un symbole de connexion.
- Si l'appareil Roger souhaité n'est pas connecté, touchez l'icône **Connecter** lorsque vous vous trouvez à 10 cm de l'appareil.