

Phonak Fast Facts

roger



Roger™ Table Mic

De quoi s'agit-il ?

Roger Table Mic est un microphone sans fil conçu pour les réunions. Il permet aux personnes ayant une perte auditive de se concentrer sur leur travail plutôt que sur leur audition.

Roger Table Mic capte la parole lors de grandes réunions d'une manière inégalée par les autres produits sur le marché. Son mode omnidirectionnel récupère la parole des participants autour de la table de réunion. Les paramètres de traitement audio de Roger Table Mic sont adaptés pour les réunions. Dans des réunions plus grandes, il est recommandé d'utiliser d'autres Roger Table Mic.

Quand l'utiliser ?

Les réunions entraînent souvent des difficultés auditives pour les personnes ayant une perte auditive, notamment lors de conversations avec une personne sur le côté, en présence de bruit ambiant ou lorsque l'orateur se trouve à distance. Face à certaines situations auditives complexes, des aides auditives seules peuvent ne pas suffire, mais un ou plusieurs Roger Table Mic sont idéaux.

Utilisation

Roger Table Mic est très simple d'utilisation. Il suffit de placer le microphone sur la table de réunion. Les paroles des participants à la réunion sont alors captées et le bruit ambiant est réduit. La parole est transmise clairement aux récepteurs.

Le bouton de connexion est utilisé pour la configuration initiale du système Roger ou pour ajouter davantage de microphones Roger. Lorsque l'utilisateur en ressent le besoin, il n'a qu'à activer ou désactiver le Roger Table Mic. Comme les autres microphones, Roger Table Mic est entièrement automatique.

Il ne nécessite pas de logiciel de programmation. Pour une utilisation plus discrète, vous pouvez choisir d'activer le microphone de table à l'aide d'une télécommande.

Roger Table Mic peut être connecté à d'autres microphones Roger dans un réseau MultiTalker.

Pour plus d'informations, visitez :
www.phonak.fr



PHONAK
life is on