

# Fitting Guide

フィッティングガイド

roger



## Roger と人工内耳

### コクレア社

ニュークレアス ニュークレアス

## Nucleus 5・Nucleus 6 サウンドプロセッサ / 携帯型フリーダム

このフィッティングガイドには、どのように Roger とコクレア社の Nucleus 5 (CP810) および Nucleus 6 (CP910) サウンドプロセッサ、そして携帯型フリーダムを使用すべきか、Roger のパフォーマンスをよりもっとサポートするための詳細情報を記載しています。

オクラホマ州 Hearts for hearing 財団に所属する Jace Wolfe 氏の 2013 年の研究によると、人工内耳と Roger を使用することで特に 70 dB(A) から 80 dB(A) といった非常に騒がしい環境での言葉の聞き取りが、従来の FM やダイナミック FM よりも大幅に改善すると発表されています。

## セットアップ

Roger 受信機をサウンドプロセッサに取り付ける方法は以下の 2 種類です。

サウンドプロセッサ		
人工内耳 Nucleus 5 (CP810) / Nucleus 6 (CP910)	人工内耳 Nucleus 5 (CP810) / Nucleus 6 (CP910)	人工内耳 携帯型フリーダム
		
Roger 14	ユーロアクセサリ用アダプタ + Roger X	携帯型 FM 接続シュー・ケーブル + Roger X
アダプター / Roger 受信機		

注) Nucleus 6 サウンドプロセッサ (CP920) は、Roger 14 および Roger X を使用できません。T コイル利用タイプの Roger MyLink をご利用ください。

注) 耳かけ型フリーダムは、Roger X を使用できません。T コイル利用タイプの Roger MyLink をご利用ください。

**PHONAK**  
life is on

## 使用する前に . . .

モデル	サウンドプロセッサの設定 (推奨)
Nucleus 5 (CP810) / Nucleus 6 (CP910)	ミキシング比率は 1:1 に設定。Autosensitivity™ + ADRO を選択。

Roger X を使用する場合、下記に従い Roger inspiro を使用して Roger X の設定を変更します。

1. Roger X をユーロアクセサリ用アダプタに取り付けます。
2. Roger inspiro から 10 cm 以内に Roger X を近づけ、左シフトキーを押して【Check】を行います。
3. 右シフトキーを押して【管理画面へ進み、【CI モジュール】を選択し OK を押します。
4. Nucleus 5 (CP810) / Nucleus 6 (CP910)は【設定 9】、携帯型フリーダムは【設定 1】を選択し、OK を押します。

モデル	Roger X CI モジュールの設定	Roger X 児童音量調整初期値
Nucleus 5 (CP810) / Nucleus 6 (CP910)	設定 9	0 dB
携帯型フリーダム	設定 1	0 dB

この設定により Roger X のインピーダンスの出力とサウンドプロセッサの入カインピーダンスが整合します。

## Roger 14 の取り付け方法



## 使用方法

### ステップ 1: 受信機を取り付ける

#### Roger X

機器の電源をオフにし、ユーロアクセサリ用アダプタにアダプターを取り付け、そのアダプターに Roger X を差します。

#### Roger 14

機器の電源をオフにし、サウンドプロセッサに Roger 14 を取り付けます。

- ※ 脱落を防ぐため、サウンドプロセッサのアクセサリソケットカバーを可能な限り引っ張り出し、隙間が無いようカチッと音がするのを確認してカバーを閉めて下さい。

### ステップ 2: 電源を入れる

サウンドプロセッサを装着し電源をオンにします。Roger X はサウンドプロセッサの入カ音に合わせて、出力音を自動的に調節します。この調整中 (約 1 分) Roger X からビープ音が 1~2 回流れます。これで出力の値が保存されたので、次回からは短いビープ音 1 回だけが使用開始時に流れます。この作業が終わったら Roger マイクロホンの電源を入れます。

### ステップ 3: 追加する

Roger 送信機から 10 cm 以内に Roger X / Roger 14 を近づけ、追加します。受信機が正しく追加されると、お知らせ音が鳴ります。お知らせ音が聞こえない場合、手動で DAI プログラムに切り替える必要があります。

### ステップ 4: 確認する

装用者の近く立って Roger マイクロホンをミュートにし、まずは人工内耳のみで静かな環境下で語音明瞭度を測定します。その後、少なくとも 3m 離れた場所から Roger マイクロホンを使って語音明瞭度を測定します。いずれも聞こえ方に差がないように設定します。

注) Nucleus 5 (CP810)は、Roger 送信機の電源を切った後、サウンドプロセッサ本体のアップボタンを 1 回押すか、リモートアシスタントでアクセサリの使用を OFF にしてください。

## Tコイルで Roger を使用する

その他の使用方法として、オーディオプロセッサのTコイルを有効にすれば、Roger MyLink を使用することが可能です。



## トラブルシューティング

### Roger マイクロホンからの音が聞こえない

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● サウンドプロセッサが適切なプログラムに切り替わっていない</li> <li>● Roger 受信機がネットワークに“追加”されていない</li> <li>● Roger マイクロホンの電源がオフになっている、もしくはミュートになっている</li> <li>● Roger マイクロホンが使用可能範囲外にある</li> <li>● 電池残量が足りない</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ サウンドプロセッサを DAI または T コイルのプログラムに切り替える</li> <li>➢ Roger マイクロホンで Roger 受信機を“追加”する</li> <li>➢ Roger マイクロホンの電源をオンにし、ミュートになっていないことを確認する（取扱説明書を参照）</li> <li>➢ Roger マイクロホンが使用可能範囲に入るよう近付ける</li> <li>➢ 新しい電池または十分に充電された電池に取り換える</li> </ul> |
|--|---|

### サウンドプロセッサ側のマイクロホンからの音が小さい

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● ミクシング比率</li> <li>● マイクロホン感度</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 使用しているミクシング比率が 1:1 であるか確認し、必要に応じて 2:1、3:1 に適宜調整する</li> <li>➢ プロセッサ側で FM プログラムのマイクロホン感度が減衰されていないか確認する</li> </ul> |
|---|--|

### Roger マイクロホンからの音にノイズが入る

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Roger マイクロホンと Roger 受信機が離れすぎている、もしくは他の障害物（例：身体など）で遮られている</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Roger マイクロホンと Roger 受信機の距離を縮める</li> </ul> |
|--|--|

## リスニングチェック

### リスニングチェック方法

ユニバーサルタイプ受信機チェッカー + Roger 14	ユニバーサルタイプ受信機チェッカー + Roger X	コクレア社 モニターイヤホン + Roger 14
<p>Roger 14 を Roger 14 / ML14i チェッカーに取り付け(①)、それをユニバーサルタイプ受信機チェッカーのユーロプラグに差しこみます(②)。</p>	<p>Roger X をユニバーサルタイプ受信機チェッカーに直接差し込みます。</p>	<p>サウンドプロセッサに取り付けたモニターイヤホンに直接 Roger 14 を差します。</p>

### 自動音量調整

Roger からの音量を変更させたい場合、Roger inspiro を使って、Roger 受信機の利得を変更できます。Roger 送信機から 10 cm 以内に Roger X / Roger 14 を近づけ、左シフトキーを押して **【Check】** を行います。受信機が正しくチェックされると詳細情報が Roger inspiro の画面に表示されます。

右シフトキーを押して **【管理】** 画面に進みます。**【自動音量調整】** を選択し **OK** を押します。これで受信機の利得を-8 から+8 の範囲で変更することが可能です。