

FAQs – ofte stilte spørsmål

AudiogramDirect i Remote Support

For å få tilgang til AudiogramDirect under en Phonak Remote Support-konsultasjon, må Phonak Target 6.2.7 eller nyere installeres. Nedenfor finner dere de vanligste spørsmålene om bruk av AudiogramDirect under fjernjustering.

- **Hvilke tester kan utføres med AudiogramDirect?** Luftledning kan måles ved frekvenser mellom 250Hz og 6000Hz.
 - **Hvilke funksjoner er ikke tilgjengelige under en Remote Support-konsultasjon?** Det er ikke mulig å gjennomføre Feedback og real ear test under konsultasjonen. Mulighetene for å øke MPO, ta UCL-målinger og å presentere toner over 100 dB HL er også deaktivert under Remote Support.
 - **Hvordan produseres tonene, og hvordan vet jeg om de er kalibrert?** Tonene som genereres produseres i høreapparatet, på samme måte som det genereres et varselsignal ved svakt batteri eller ved et programbytte. Tonene måles i dB SPL, konverteres, og blir vist i dB HL. Høreapparatet er kalibrert før det sendes fra fabrikk.
 - **Er det en forsinkelse i tonepresentasjonen når du utfører AudiogramDirect under en Remote Support-konsultasjon?** En forsinkelse i signaloverføringen kan potensielt oppstå, da dette er avhengig av stabiliteten og styrken i nettforbindelsen fra både klinikk og bruker. Pause noen sekunder lenger mellom tonepresentasjonene for å ta høyde for dette.
 - **Hvilke type miljø skal bruker være i når AudiogramDirect utføres?** Bruker bør sitte i et rolig miljø. Du har i Target mulighet å se nivå på eventuelt bakgrunnsstøy. I finjusteringsfanen klikker du på klientvisning i menylinjen øverst. Når skjermbildet for klientvisning åpnes, velger du alternativet uten HA. Bakgrunnsstøyen bør være under svak tale.
- Vi anbefaler at du bruker pulserende toner når AudiogramDirect utføres.
- **Hva skal du gjøre hvis AudiogramDirect viser vesentlig forskjell fra brukers tidligere audiogram?** Hvis tersklene viser vesentlig forskjell (+/- 24dB), anbefales det at bruker flytter seg til et roligere miljø og sjekker propp/receiver for voks innen det utføres en ny test. Hvis mulig, anbefales det at bruker møter på klinikken for en fullstendig hørselsundersøkelse.

- **Hvis bruker har byttet propp/dome eller slange, endres da tersklene som er oppnådd via AudiogramDirect?**
Hvis endringen legges inn under «Akustiske parametre» i Target, beregnes høreapparatinnstillingene på nytt, men tersklene som oppnås via AudiogramDirect endres ikke. For å sikre nøyaktighet etter bytte av propp/dome, anbefales det å teste AudiogramDirect på nytt..

Kan jeg bruke en kombinasjon av standard audiogram og AudiogramDirect ved høreapparattilpasningen? I

Target har vi ikke noen mulighet å kombinere disse målingene – du må velge det ene eller det andre. Target vil varsle deg om å beregne innstillingene på nytt basert på det valget du gjør. Finjusteringer av endringer og programalternativer påvirkes ikke av omberegningen med mindre det er spesifisert.

Referanser

¹Landry J. & Green W. (1999). Pure-tone audiometry threshold test-retest variability in young and elderly adults. *Journal of Speech-Language Pathology and Audiology*, 23:2.

²Vercammen, C. (2020). Audiogram and AudiogramDirect: comparison of in-clinic assessments. *Phonak Field Study News*. Manuscript in preparation.