

Phonak

Target 7.0

Návod k nastavení Phonak Target



Nastavovací software Phonak Target™ je určen k použití kvalifikovanými poskytovateli sluchadel ke konfiguraci, naprogramování a nastavení sluchadel dle konkrétních požadavků klienta. Tento návod poskytuje podrobný úvod k nastavení sluchadel se softwarem Phonak Target. Dále můžete na úvodní obrazovce Phonak Target™ najít **[Novinky]**.

Pro následující funkce softwaru Phonak Target jsou dostupné konkrétní návody k nastavení (*ve vybraných zemích):

Režim Junior

Vzdálená podpora Phonak*

Phonak Target/ALPS*

TargetMatch

Ekvalizace tinitu

Ověření


Obsah

Struktura a navigace	2
Příprava sluchadel a funkce CROS.....	2
Příprava zkušebních sluchadel Phonak Trial™.....	3
Připojení sluchadel	3
Kontrola reproduktoru.....	4
Kontrola akustických parametrů.....	4
Příslušenství.....	4
Nastavování	5
Základní ladění.....	5
Jemné ladění	6
TK/zisk 35 dB	9
Možnosti bimodálního nastavení.....	11
Informace a popis symbolů	12
Systémové požadavky.....	13

Struktura a navigace

Tři karty [Klient], [Nástroje] a [Nastavování] a panel nástrojů výše nabízejí snadnou navigaci a informace o stavu.

Panel nástrojů zobrazuje stav nastavování a rovněž nabízí možnosti zkratk.



The screenshot shows a software interface with three tabs: 'Client' (Target, Phonak), 'Instruments' (Audéo M30-312), and 'Fitting' (Calm situation). The 'Instruments' tab is active and highlighted in green. Above the tabs is a toolbar with various icons for navigation and settings.

Client Target, Phonak	Instruments Audéo M30-312	Fitting Calm situation
Veškeré informace o klientovi, například osobní údaje a audiogram, lze nalézt na této kartě.	Zde naleznete všechna sluchadla, akustické parametry, dálková ovládání a další příslušenství. Poznámka: Přejetím nad ikonu sluchadla získáte více informací o stavu nabití baterie (pouze u dobíjecích sluchadel) a o licenci zařízení Roger™ (pouze RogerDirect™).	Všechna nastavení zařízení se provádějí zde.

Příprava sluchadel a funkce CROS

iCube II / Noahlink Wireless

Ke sluchadlům nejsou potřeba žádné kabely. Pouze vložte baterii a zapněte sluchadlo uzavřením přihrádky baterie. U dobíjecího sluchadla jej pouze zapněte.

Poznámka: Pro nastavování CROS II nebo CROS B použijte iCube II pro rychlejší jemné ladění a okamžitou demonstraci systému CROS.

CROS II lze nastavit pouze pomocí sluchadel Venture.

CROS B lze nastavit pomocí sluchadel Belong (s výjimkou dobíjecích sluchadel).

CROS B-R lze nastavit pomocí sluchadel Phonak Audéo B-R.

NOAHlink nebo HI-PRO


Připojte programovací kabely ke sluchadlům a k nastavovacímu zařízení.

U nastavování CROS nelze demonstrovat funkce zařízení CROS s připojenými kabely.


Příprava zkušebních sluchadel Phonak Trial™

Zkušební sluchadla Phonak nabízejí možnost změnit úroveň výkonu u jednoho zařízení. Klikněte na možnost [Zkouška & Nástroje], vyberte možnost [Zkušební sluchadla] a poté klikněte na možnost [Konfigurovat] pro spuštění.

Poznámka: Zkušební sluchadla Phonak nejsou k dispozici u sluchadel Phonak Virto.



Vyberte požadovanou úroveň výkonu a stiskněte možnost [Pokračovat]. Po dokončení postupu je sluchadlo připraveno k nastavení v rámci nastavovací návštěvy.



Připojení sluchadel

Otevřete možnost nastavovací návštěvy a potvrďte, že se zobrazuje správné nastavovací zařízení. Chcete-li změnit nastavovací zařízení, použijte šipku směrem dolů vedle nastavovacího zařízení v rámci panelu nástrojů.

Klikněte na možnost [Připojit] a spusťte nastavování. Připojená sluchadla se zobrazí v panelu nástrojů.

U zařízení s přímou konektivitou se automaticky zobrazí zařízení dostupná pro párování.


Poznámka:

- Pokud není sluchadlo nalezeno, otevřete/zavřete dvířka přihrádky baterie nebo vypněte/zapněte dobíjecí sluchadla. Tím se nastaví režim párování.
- Stiskněte tlačítko nebo multifunkční tlačítko na sluchadle, abyste ho označili v seznamu, pokud je k dispozici více zařízení, anebo abyste potvrdili stranu, na které bude klientem používán.
- Zařízení, která byla dříve spárována, jsou nalezena jako propojený pár.



Pro všechna nová nastavování budou nabídnuty dostupné informace o nastavovací návštěvě navržené na základě uživatelské úrovně klienta.

Údaje audiogramu ze systému NOAH se automaticky importují do softwaru Phonak Target™ a budou použity k předběžným výpočtům. V samostatné verzi softwaru Phonak Target™ zadejte audiogram na kartě [Audiogram].




Kontrola reproduktoru

Phonak Target™ kontroluje při prvním připojení zařízení, zda připojený reproduktor na sluchadle RIC odpovídá parametrům zvoleným na obrazovce **[Akustické parametry]**.

Pokud dochází k nesouladu, Phonak Target™ vás upozorní a vyzve ke kontrole reproduktoru. Reproduktor můžete zaměnit nebo lze změnit výběr akustických parametrů.

Chcete-li zahájit novou kontrolu reproduktoru, klikněte na možnost **[Zkontrolovat]** na obrazovce **[Akustické parametry]**.

Poznámka: U sluchadel RIC lze tuto funkci použít pouze u platformy Belong, Marvel nebo Paradise.




Kontrola akustických parametrů

Phonak Target™ automaticky spojuje akustické parametry dohromady, když jsou stejné. Kdykoliv můžete prohlížet, změnit nebo zrušit spojení akustických parametrů.

Klikněte na kartu **[Nástroje]** > **[Akustické parametry]**. Zadejte nebo potvrďte správné informace o vazbě.

Zadejte kód vazby, pokud jej máte k dispozici. Tento kód je vytištěn na klientově koncovce Phonak vyrobené na míru. Kód vazby se automaticky zobrazí s individuálními akustickými parametry klienta.



Příslušenství

V závislosti na připojených sluchadlech může Phonak Target™ automaticky identifikovat připojená příslušenství během nastavovací návštěvy. Kompatibilní příslušenství se zobrazí v panelu nástrojů vedle připojených sluchadel.

Příslušenství lze rovněž manuálně vybrat na kartě **[Nástroje]** > **[Příslušenství]**.

Během postupu ukládání se příslušenství přiřadí do seznamu v dialogovém okně ukládání.

Poznámka: Při přenosu dat z příslušenství se zařízení CROS automaticky odpojí. CROS se automaticky znovu připojí po ukončení přenosu dat.



Nastavování

Klikněte na možnost **[Nastavování]** a přejděte k položce **[Zpětná vazba & test reálného ucha]**.

Lze provést test zpětné vazby u obou uší současně nebo pouze u jednoho. Pro spuštění testu klikněte na možnost **[R]** / **[Spustit obě]** / **[L]**

Poznámka: Test zpětné vazby nelze provádět během návštěvy při Vzdálené podpoře Phonak.

Chcete-li výsledky testu použít k výpočtu předpokládané hodnoty RECD a nastavení akustických parametrů, vyberte políčko **[Použít výsledek testu k určení pravděpodobného ventu]**. Zaškrťovací okno bude dostupné, pouze pokud systém dokáže provádět odhad ventu.

Poznámka: Ve sluchadlech Phonak Paradise je k dispozici funkce překročení prahu zpětné vazby, aby se ještě více zvýšila mez zisku. Chcete-li překročit tuto hodnotu, klikněte na šipky. S dalším zvyšováním meze zisku se objeví fialové stínování, které určuje zvýšenou mez zisku. Červené stínování pak určuje oblast větší úrovně zpětné vazby a zkreslení.

AudiogramDirect

AudiogramDirect představuje test in-situ v rámci softwaru Phonak Target™. Tento test nenahrazuje diagnostická audiologická vyšetření. Potvrďte, že před použitím funkce AudiogramDirect proběhl test **[Zpětná vazba & test reálného ucha]**.

Pro testování mezních hodnot vzdušného vedení (AC) a nepříjemných úrovní hlasitosti (UCL) pomocí připojených sluchadel klikněte na možnost **[AudiogramDirect]** > **[Spustit]**. Měření UCL není povoleno během návštěvy při Vzdálené podpoře Phonak.




Předcházející test sluchu lze srovnávat a porovnávat kliknutím na možnost **[Historie]**.

Chcete-li změnit výchozí chování při měření hodnot AC a UCL, klikněte na možnost **[Spouštění]** > **[Nastavovací návštěva]** > **[AudiogramDirect]**.

Základní ladění

Přejděte na **[Základní ladění]** > **[Původní nastavení]**, pokud chcete nastavit úroveň zesílení, kompenzaci okluze či kompresi. Nastavení úrovně zesílení a komprese je založeno na uživatelské zkušenosti klienta a zvoleného vzorce nastavení.

V závislosti na připojených sluchadlech lze zpřístupnit doplňkové nástroje, jako je **[Ekvalizace tinitu]** a **[Ekvalizace systému CROS]** prostřednictvím karty ve spodní části obrazovky. Chcete-li upravit poměr hlasitosti mezi zařízením CROS a sluchadlem, klikněte na možnost **[Ekvalizace systému CROS]**.



Auto aklimatizace

Potvrďte, že před použitím funkce Auto aklimatizace proběhl test **[Zpětná vazba & test reálného ucha]**.

V nabídce úrovně zesílení na kartě **[Původní nastavení]** vyberte možnost **[Auto aklimatizace]**.

Kliknutím na **[...]** určíte počáteční úroveň, konečnou úroveň a dobu trvání, během které zesílení sluchadel automaticky vzrůstá na nastavenou konečnou úroveň.

Poznámka: U sluchadel Phonak Paradise není nutné provádět test **[Zpětná vazba & test reálného ucha]**, aby se aktivovala funkce Auto aklimatizace. Chcete-li aktivovat funkci Auto aklimatizace, zaškrtněte příslušné okno. Určete cílový zisk a zbývající počet dní, kdy bude klient potřebovat dosáhnout cílového zisku.

Zobrazení reálného času

Na liště nabídky v horní části obrazovky klikněte na políčko **[Náhled klienta]** a přejděte k zobrazení reálného času.

Zobrazení reálného času je dostupné pro všechna sluchadla jako možnost zobrazení nastavovací křivky v uživatelsky přívětivém rozšířeném zobrazení nebo na druhé obrazovce.

Rozlišení parametrů funkce vylepšení srozumitelnosti řeči, zesílení, výstupu, funkce SoundRecover a kanálu lze snadno demonstrovat, zejména v rámci dodaných stereo ukázek nebo ukázek zvuků poslechového prostředí.

Jemné ladění




Levá strana obrazovky **[Jemné ladění]** se používá pro manipulaci s programy.

Pro nastavení všech programů současně klikněte na možnost **[Všechny programy]**. Klikněte na možnost **[AutoSense OS]** k úpravě všech akustických automatických programů nebo **[AutoSense OS (přenos dat)]** k úpravě AutoSense OS pro účely přenosu dat.

Chcete-li upravit jeden program, klikněte na program, např. **[Klid]**, v seznamu a upravte podle potřeby.

Kliknutím na ikonu **[+]** přidáte další manuální program.

Chcete-li provádět správu programů, klikněte na tlačítko **[Správce programů]** nad programy. Zde lze provést vlastní nastavení spouštěcího programu, struktury programu a programů přenosu zvuku. Funkce zpět/zopakovat je umístěna na liště nabídky v horní části obrazovky a lze ji použít k realizaci postupu zpět/zopakovat na obrazovce jemného ladění.



Karty ve spodní části obrazovky budou nabízet přístup k nástrojům pro nastavování. Každý nástroj zahrnuje specifické modifikátory k jemnému ladění sluchadla.

Zisk & MPO

Hodnoty zesílení pro upravení vyberte pomocí kurzoru. Hodnoty zesílení lze upravit pro tiché, středně hlasité a hlasité zvuky vstupu. Optimální rozsah nastavení je dostupný, pokud jsou zadány individuální hodnoty UCL do audiogramu klienta.

Pro úpravu hodnoty MPO současně na všech kanálech klikněte na možnost **[MPO]** zobrazené vlevo vedle hodnot MPO. Celkové zesílení lze měnit kliknutím na možnost **[Zesílení]**.

Kompresní poměr každého kanálu je zobrazen v řádku přímo pod hodnotami zesílení.

Jemné ladění slyšitelnosti

Volitelné zvukové ukázky a související zesílení jsou zobrazeny v rámci zobrazení křivek. Ukázky zvuku lze přehrát pro účely simulace specifického poslechového prostředí.


Hodnoty zesílení se zobrazují pro tiché, středně hlasité a hlasité zvuky vstupu. Nastavení ovlivňuje pouze úroveň zesílení a frekvence, ke kterým náleží, pro účely vylepšení slyšitelnosti vybraných stimulů určených různými odstíny červené/vpravo a modré/vlevo.

Možnosti programů

Možnosti programů lze upravit na základě výchozího nastavení. Funkce lze aktivovat, deaktivovat nebo změnit jejich sílu individuálně pro každý program. Viditelná jsou rozmezí na škále, které závisí na úrovni výkonu.

Při možnosti přímé konektivity sluchadel lze upravit výchozí chování při zapnutí, aby bylo možné přejít k přenosu dat (tj. TV Connector, Roger™, Phonak PartnerMic™):

- **[Automatické]** – sluchadla se automaticky přepnou a přijímají přenášený signál (výchozí nastavení).
- **[Manuální]** – není slyšet žádné pípnutí a program se přidá jako poslední program.
- **[Manuální (s pípnutím)]** – ve sluchadlech je slyšet pípnutí a uživatel manuálně potvrdí příjem přenášeného signálu.



SoundRecover2

Individuální nastavení funkce SoundRecover2 jsou nastavena podle předcházejícího výpočtu. Toto nastavení lze jemně vyladit. Binaurální nastavování mezní frekvence a poměru komprese frekvence jsou rovněž vypočítány podle lepšího ucha. Následující postup je určen pro nastavování u dospělých. Informace k nastavování u dětí najdete samostatně v Návodu k nastavení režimu Junior a také v protokolu s osvědčenými postupy: Ověření nastavení u dětských uživatelů nebo funkce SoundRecover2.

Funkce SoundRecover2 představuje systém komprese frekvencí s adaptivním chováním. Je definováno dvěma mezními frekvencemi, CT1 a CT2.

Funkce SoundRecover2 je:

- Ve výchozím nastavení zapnutá u sluchové ztráty na všech nebo na některých frekvencích, kde mezní hodnota 8 kHz představuje sluchovou ztrátu 45 dB nebo horší.
- Ve výchozím nastavení vypnutá při reverzní ztrátě sluchu na některých frekvencích (při $8 \text{ kHz} \geq 0 \text{ dB}$ lepší než při 3 kHz).

Tam, kde je ve výchozím nastavení zapnutá, je funkce SoundRecover2 povolena u všech programů. Lze jej deaktivovat kliknutím na okno **[Povolit SoundRecover2]**.

Nastavení funkce SoundRecover2 lze zobrazit jako křivku. Stínovaná oblast poskytuje informace o frekvenčním rozsahu, ve kterém je systém aktivní.

- První plná čára představuje mezní frekvenci 1 (CT1)
- Tečkovaná čára představuje mezní frekvenci 2 (CT2)
- Třetí čára představuje maximální výstupní frekvenci

Adaptivní komprese se použije u frekvencí ve stínované oblasti mezi hodnotami CT1 a CT2. Tato frekvenční oblast se zkomprimuje pouze v případě, že na vstupu dominuje vysokofrekvenční energie.

Frekvence ve stínované oblasti mezi hodnotou CT2 a maximální výstupní frekvencí jsou zkomprimovány vždy. Frekvence pod hodnotou CT1 se nikdy nekomprimují. U frekvencí nad maximální výstupní frekvencí nedochází k žádnému výstupu.


Chcete-li provést jemné ladění u funkce SoundRecover2, klikněte na možnost **[Jemné ladění]** > **[SoundRecover2]**. Změna nastavení kteréhokoliv posuvníku ovlivní mezní frekvence, kompresní poměr a maximální výstupní frekvenci.

Změnou nastavení posuvníku k volbě **[Slyšitelnost]** zlepšíte schopnost rozpoznávat hlásky „s“ a „š“.

Změnou nastavení posuvníku k volbě **[Rozlišení]** zlepšíte schopnost rozlišování mezi hláskami „s“ a „š“.

Změnou nastavení posuvníku k volbě **[Komfort]** zvýšíte úroveň přirozenosti zvuků, například mužských hlasů, vlastního hlasu nebo hudby.

Enable SoundRecover2 (3.7 kHz CR 1.1)



Poznámka: Při jemném ladění se doporučuje upravit nastavení posuvníku **[Slyšitelnost/Rozlišení]** nejdříve. Posuvník **[Zřetelnost/Komfort]** se resetuje při každé úpravě nastavení posuvníku **[Slyšitelnost/Rozlišení]**, aby došlo k optimalizaci kvalitu zvuku pro zvuky nízké a střední frekvence.

Ověření:

Následující postupy ověření jsou doporučeny pro dospělé klienty. Jsou řazeny od dobrých po nejlepší:

1. **Dobré:** Kontrola detekce vydáním hlásky „š“ nebo „s“ nebo slova „Mississippi“ naživo. Kontrola samohlásek pomocí slov jako „měsíc“ nebo „jméno“.
2. **Lepší:** Ověřování v testovacím boxu
3. **Nejlepší:** Fonémový percepční test – zejména v případě, kdy je třeba provést jemné ladění u dospělých s těžkou až hlubokou ztrátou sluchu. Další informace naleznete v uživatelské příručce pro fonémový percepční test.

TK/zisk 35 dB

Zesílení velmi tichých (G35) vstupních zvuků lze upravit. Zvýšení zesílení pro velmi tiché zvuky sníží mezni hodnoty TK a naopak.

Kurzorem vyberte hodnoty, které chcete upravit. Pod hodnotami zesílení se zobrazují hodnoty TK pro každý kanál. Křivka zesílení/výstupu pro velmi jemné zvuky se zobrazuje v rámci zobrazení křivek.

Poznámka: Tato karta není u sluchadel Phonak Paradise k dispozici. Chcete-li upravit tiché zvuky vstupu, použijte posuvník pro snížení tichého šumu v **[Možnosti programů]**.

Automatické jemné ladění

Jedná se o nástroj pro jemné ladění podle situace. Dostupné úpravy závisí na vyhodnocení poslechové situace uživatelem.

Kroky pro jemné ladění se zobrazí před krokem, který budete realizovat. Podle zvoleného programu jsou předvoleny doporučené zvukové ukázky.

Zvukové ukázky lze přehrát pro účely simulace poslechového prostředí.



Výsledky fonémového percepčního testu

Výsledky předchozího fonémového percepčního testu lze zobrazit a použít k vylepšení nastavení. Obrazovka [\[Výsledky testu vnímání fonémů\]](#) je přístupná pouze, pokud jsou dostupné kompatibilní výsledky testu v seznamu relací NOAH.

Poznámka: Doporučení pro jemné ladění budou poskytnuty, pouze pokud se používá vzorec nastavení Adaptivní Phonak Digital.

Záznamy údajů DataLogging

DataLogging může poskytovat informace o poslechových prostředcích, ve kterých se uživatel vyskytoval a jak dlouho v nich setrval. Chcete-li získat přístup k informacím v rámci DataLoggingu, přejděte na možnost [\[Nastavování\]](#) > [\[DataLogging\]](#).

Možnosti zařízení

Kliknutím na [\[Možnosti zařízení\]](#) můžete nakonfigurovat možnosti sluchadla, např. manuální ovládání, signály a upozornění, chování při spouštění či datalogging.




Při připojení sluchadla lze každou konfiguraci demonstrovat na sluchadle prostřednictvím možnosti [\[Signály & upozornění\]](#).

Pouze pro přímou konektivitu zařízení:

- Další nastavení, jako je konfigurace názvu zařízení s Bluetooth, strana a správa párování, lze nalézt kliknutím na možnost [\[Bluetooth\]](#).
- Při instalaci zařízení RogerDirect™ lze stav instalace zobrazit kliknutím na možnost [\[RogerDirect\]](#) v levé části obrazovky. Stav lze rovněž zobrazit přejetím nad ikonou sluchadla na panelu nástrojů.

Pouze pro sluchadla Phonak Paradise:

- Ovládání dotykem lze nakonfigurovat pod položkou [\[Manuální ovládání\]](#). Ovládání dotykem lze využít k přijetí/ukončení telefonického hovoru, pozastavení/pokračování v přenosu dat a ke spuštění/zastavení hlasového asistenta.
- Kliknutím na možnost [\[Nácvik dvojitého poklepání\]](#) se demonstruje dvojité poklepání.



Možnosti bimodálního nastavení

Sluchadlo Phonak Naída Q Link je vhodné k nošení na protilehlé straně zvukového procesoru kochleárního implantátu (KI) od Advanced Bionics (AB). Sluchadlo Naída Q Link umožňuje využití některých binaurálních funkcí u kochleárního implantátu, včetně ovládání hlasitosti, struktury programů a přenosu dat.

Po připojení sluchadla v rámci nastavovací návštěvy klienta zadejte párovací ID do softwaru Phonak Target™, aby se odemkly bimodální funkce u sluchadla Naída Q Link. Párovací ID je generováno nastavovacím softwarem SoundWave™ pro KI od AB. Je dostupné ve Zprávě o bimodálním nastavení.

Klikněte na možnost **[Párovací ID]** a zadejte párovací ID pro daného klienta. V rámci nastavovací návštěvy je použit vzorec nastavení Adaptivní Phonak Digital Bimodal. Chcete-li změnit vzorec nastavení, zrušte zaškrtnutí políčka nebo změňte možnost **[Základní ladění]** pod položkou **[Nastavování]**.

Chcete-li editovat nebo změnit párovací ID, klikněte na možnost **[Nástroje]**. Pod položkou **[Sluchadla]** klikněte na ikonu **[Koš]** a znovu zadejte párovací ID.

Zadání párovacího ID nepovede k automatickému nastavení struktury programu, možností programů a možností zařízení. Tyto parametry je třeba u softwaru Phonak Target™ nastavit manuálně. Při vytváření a modifikaci nezbytných programů vycházejte ze struktury programů uvedené ve Zprávě o bimodálním nastavení, aby nastavení odpovídalo naprogramování KI.

Úpravy a modifikace programů lze provádět v rámci možnosti **[Jemné ladění]**. Pro nastavení všech programů současně klikněte na možnost **[Všechny programy]**. Kliknutím na možnost **[SoundFlow]** můžete provést modifikace všech akustických automatických programů. Chcete-li upravit jeden program, klikněte na program v seznamu a upravte jej podle potřeby.

Kliknutím na ikonu **[+]** přidáte další manuální program nebo programy přenosu zvuku.


Kliknutím na kartu **[Možnosti programů]** přejdete k možnostem programů.

Kliknutím na **[Možnosti zařízení]** můžete nastavit konfigurace pípání sluchadla a také možnosti příslušenství.


Programování sluchadla nebude mít vliv na naprogramování zvukového procesoru KI.

Poznámka: Zařízení ComPilot lze konfigurovat pouze pomocí nastavovacího softwaru SoundWave™ KI. Prostřednictvím výše popsaného párování dojde k automatickému spárování sluchadla Naída Q Link se zařízením ComPilot. Nepokoušejte se o připojení nebo změnu konfigurace zařízení ComPilot pomocí softwaru Phonak Target™.

Návštěvu kdykoliv zavřete kliknutím na možnost **[Uložit a zavřít návštěvu]** v pravém horním rohu obrazovky. Bezdrátové připojení sluchadla Naída Q Link a KI se spustí automaticky po odpojení sluchadla od nastavovací návštěvy.



NA Program	Program Name	Program Options	CI #
A	Automatic (Startup Program) Startup beeps	Default Settings	1
1	Acoustic Phone 2 Beeps	DualPhone Preferred phone ear	2
2	StereoZoom 2 Beeps	Enabled Left	3
3	Roger/DAI z mic 4 Beeps Microphone enabled		4




Ukončení nastavovací návštěvy

Návštěvu můžete kdykoliv zavřít kliknutím na možnost **[Uložit a zavřít návštěvu]** v pravém horním rohu obrazovky. Zvolte položky, které chcete uložit. Zkušební sluchadla Phonak budou předem automaticky nastavena na maximální zkušební dobu 6 týdnů.


Standardní dialog pro ukládání potvrdí úspěšné uložení nastavení sluchadel a příslušenství.

Po uložení Vás Phonak Target™ navede na úvodní obrazovku.


Pokud pracujete pod rozhraním NOAH, můžete se k němu vrátit zpět kliknutím na možnost **[Zpět na rozhraní NOAH]** v pravém horním rohu úvodní obrazovky.





Informace a popis symbolů


 Symbolem CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento výrobek splňuje požadavky směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS. Čísla za symbolem CE jsou kódy certifikovaných institucí konzultovaných na základě výše uvedené směrnice.

 Označuje výrobce zdravotnických prostředků, jak je uvedeno ve směrnici EU 93/42/EHS.

 Označuje katalogové číslo výrobce, podle kterého lze určit zdravotnický prostředek.

 Viz návod k použití. Návod lze získat na internetových stránkách www.phonakpro.com.

 Poskytuje další vysvětlení funkce nebo funkčnosti nebo vyznačuje aplikaci příslušných informací o nastavování

 Určuje omezení funkčnosti, které může ovlivnit zážitek koncového uživatele, nebo vyznačuje důležité informace, které vyžadují Vaši pozornost

Systémové požadavky

Operační systém	<ul style="list-style-type: none">• Windows 10, Home/Pro/Enterprise/Education• Windows 8/8.1, nejnovější SP, Pro/Enterprise• Windows 7, nejnovější SP, Home/Professional/Business/Enterprise/Ultimate
Procesor	Intel Core nebo vyšší výkonnost
RAM	4 GB nebo více
Místo na pevném disku	3 GB nebo více
Rozlišení obrazovky	1 280 x 768 pixelů nebo více
Grafická karta	16 milionů (24bit) barev na obrazovce nebo více
Disk	DVD
Sériový COM port	Pouze při použití RS-232 HI-PRO
USB porty Jeden pro každý účel	<ul style="list-style-type: none">• Bezdrátový adaptér s technologií Bluetooth®*• Programovací příslušenství• HI-PRO se používá prostřednictvím USB portu• Noahlink Wireless
Programovací rozhraní	Noahlink Wireless / iCube II / NOAHlink / RS-232 HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO2
Ovladač pro Noahlink	Nejnovější dostupná verze
Ovladač pro Noahlink Wireless	Nejnovější dostupná verze
Internetové připojení	Doporučené
Zvuková karta	Stereo nebo prostorový zvuk 5.1
Systém přehrávání	20 Hz–14 kHz (+/-5 dB), 90 dB
Verze NOAH	Poslední verze (NOAH 4.4 nebo vyšší) Zkontrolujte omezení NOAH pro Windows 64bitový operační systém na stránkách http://www.himsa.com
TargetMatch	NOAH verze 4.4.0.2280 nebo vyšší Otometrics Otosuite 4.81.00 nebo vyšší Otometrics AURICAL FreeFit for REM & AURICAL HIT pro měření testovacích boxů

*Slovní označení Bluetooth® je registrovaná ochranná známka, jejímž vlastníkem je společnost Bluetooth SIG, Inc.

Certifikace CE udělena v roce 2020



Výrobce:
Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa



058-0125-070

Phonak Target 7.0 DVD

sonova
HEAR THE WORLD