

# Phonak Target 4.3

März 2016

## Desktop Fitting Guide

In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie ein Hörgerät mit Phonak Target anpassen.



[www.phonakpro.com/target\\_guide](http://www.phonakpro.com/target_guide)

Bitte beachten Sie auch die **[Neuigkeiten]** im Phonak Target Startbildschirm.

### Inhalt

Inhalt.....	1
Navigation.....	2
Vorbereitung der Hörgeräte.....	2
Hörgeräte verbinden.....	2
Akustische Parameter.....	2
Zubehör.....	3
Basisanpassung.....	4
Feinanpassung.....	4
Anpassitzung beenden.....	8
Systemanforderungen.....	9

## Navigation

Über die graue Schnellzugriffsleiste haben Sie per Mausklick einen Überblick über den jeweiligen Status der Anpassung. Zusätzlich bieten die drei Registerkarten **[Kunde]**, **[Hörgeräte]**, **[Anpassung]** eine schnelle Option, durch das Programm zu navigieren.

In der Schnellzugriffsleiste wird der Anpassstatus angezeigt und der direkte Zugriff auf die wichtigsten Werkzeuge angeboten.

 Kunde Tester Tom	VERBINDEN     	     Anpassung  Ruhige Umgebung
--	---	--

Auf dieser Registerkarte befinden sich sämtliche Daten des Kunden, wie z. B. sein Audiogramm.

Hier befinden sich Hörgeräte, akustische Ankopplungen, Fernsteuerungen und sonstiges Zubehör.

Hier werden alle Geräteeinstellungen und Anpassschritte vorgenommen.


## Vorbereitung der Hörgeräte

### iCube / iCube II

Die Hörgeräte müssen nicht über ein Kabel angeschlossen werden. Legen Sie einfach die Batterie ein und schalten Sie das Hörgerät durch Schließen des Batteriefachs ein.

### NOAHlink oder HI-PRO

Verbinden Sie die Programmierkabel mit dem Hörgerät und der Programmierschnittstelle.



## Hörgeräte verbinden

Stellen Sie sicher, dass die korrekte Programmierschnittstelle angezeigt wird. Eine andere Programmierschnittstelle wählen Sie über das Drop-Down Menü mit dem seitlichen Pfeil.

Klicken Sie auf **[VERBINDEN]**, um die Anpassung zu starten. Die verbundenen Hörgeräte erscheinen dann als Bild in der Schnellzugriffsleiste. Die Audiogrammdaten aus dem NOAH werden automatisch in Phonak Target importiert und in der Vorberechnung berücksichtigt.




## Akustische Parameter

Die akustischen Parameter können jederzeit überprüft oder geändert werden.

Klicken Sie auf die Registerkarte **[Hörgeräte]**.

Wählen Sie im Bildschirm **[Akustische Parameter]** die richtige Ankopplung.




## Zubehör

Phonak Target erkennt verbundenes Zubehör automatisch, wenn es während der Anpassung angeschlossen wird. Das erkannte Zubehör wird im Feld rechts neben den angeschlossenen Hörgeräten angezeigt.

**PilotOne / PilotOne II:** Vor dem Anschließen des USB-Kabels muss die Batterie herausgenommen werden.

Das Zubehör kann auch manuell ausgewählt werden, auf der Registerkarte **[Hörgeräte] > [Zubehör]**.

Während des Speichervorgangs wird das Zubehör im Speichern-Dialogfeld aufgeführt.




## Rückkopplungs- und InSitu-Test

Klicken Sie auf die Registerkarte **[Anpassung]**.

Klicken Sie **[R] / [RL] / [L]**, um den Test auszuführen. Der Test wird auf beiden Ohren nacheinander ohne Unterbrechung durchgeführt.

Um die Testergebnisse zur Berechnung der geschätzten RECD und der akustischen Parametereinstellungen zu verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **[Durch den Test ermittelte Bohrung und RECD verwenden]**. Das Kontrollkästchen steht erst zur Verfügung, sobald das System die Schätzung der RECD und Bohrung durchführen kann.

Wir empfehlen, den Rückkopplungs- und InSitu-Test vor dem AudiogramDirect-Test durchzuführen.




## AudiogramDirect

Klicken Sie auf **[AudiogramDirect]**, um die Hör- und Unbehaglichkeitsschwellen zu ermitteln. Verwenden Sie dazu die angeschlossenen Hörgeräte.

Klicken Sie auf **[AudiogramDirect starten]** und folgen Sie den Anweisungen.

Öffnen Sie den **[Verlauf]**, um Hörtests zu vergleichen und das Fortschreiten des Hörverlustes zu beurteilen.

Im Startbildschirm können Sie unter **[Phonak Target Einstellungen]** das gewünschte Messverhalten für die Durchführung eines AudiogramDirect individualisieren.




## Basisanpassung

Gehen Sie unter **[Basisanpassung] > [Grundeinstellungen]** um die Verstärkungsstufe, den Okklusionsmanager oder die Kompression einzustellen.

**[Tinnitus Balance]** kann über die Registerkarten im unteren Teil des Bildschirms ausgewählt werden.


Die Verstärkungsstufe und die Kompressionseinstellungen werden auf Grundlage der Trage – Erfahrung des Kunden und der ausgewählten Anpassformel bestimmt.



## auto Akklimatisierung

auto Akklimatisierung ist im Bildschirm **[Basisanpassung]** für alle Phonak Quest und Venture Hörgeräte verfügbar. Sie können die Zeitdauer bestimmen, in der das Hörgerät automatisch die Verstärkung bis zum definierten Verstärkungslevel anhebt.

Der **[Rückkopplungs- und InSitu-Test]** muss durchgeführt werden, bevor die Auto Akklimatisierung aktiviert werden kann.




## Echtzeitdarstellung

Klicken Sie auf **[Kundenansicht]** um die Echtzeitdarstellung zu aktivieren.

Die **Echtzeitdarstellung** ist für alle Hörgeräte als Anzeige in den Anpasskurven verfügbar, in einer anwenderfreundlichen, vergrößerten Ansicht oder auf einem zweiten Bildschirm.

Neben den Verbesserungen der Sprachverständlichkeit können Verstärkung, Ausgangsschalldruck, SoundRecover und die Kanalaufteilung schnell und einfach dargestellt werden, besonders mit den verfügbaren Stereo- und Surroundklängen.




## Feinanpassung

Die linke Seite des Bildschirms **[Feinanpassung]** dient der Programmbedienung.

Klicken Sie auf **[Alle Programme]**, um alle Programme gleichzeitig anzupassen. Klicken Sie auf **[AutoSense OS]**, um nur die Automatik-Programme zu ändern. Klicken Sie nur auf ein Programm in der Liste, z.B. **[Ruhige Umgebung]**, um nur dieses Programm einzustellen.

Klicken Sie auf das **[+]**-Zeichen, um ein manuelles Zusätzliches- oder Streaming-Programm hinzuzufügen.

Der **[Programm-Manager]** kann per Klick auf die Schaltfläche über den Programmen geöffnet werden. Im Programm-Manager können Sie weitere Programmanpassungen vornehmen.



Über die Reiter im unteren Bildschirmteil gelangen Sie zu den Anpasswerkzeugen.

Die Option Rückgängig / Wiederholen befindet sich in der Menüleiste im oberen Bildschirmteil. Klicken Sie hier, wenn Sie einzelne Schritte im Feinanpassungsbildschirm wiederholen oder rückgängig machen möchten.



## SoundRecover2 / SoundRecover

Die individuellen SoundRecover-Einstellungen der Vorberechnung können feineingestellt werden.

Grenzfrequenz und Frequenzkompression für binaurale Anpassungen werden jeweils am besseren Ohr berechnet. Bitte überprüfen Sie die SoundRecover-Einstellungen, falls in einer Anpassung inkompatible Hörgeräte gemeinsam angepasst werden sollen.

### SoundRecover2

Passen Sie SoundRecover2 an die Vorlieben Ihres Kunden für Hörbarkeit oder Unterscheidbarkeit an.

Hörbarkeit optimiert die Hörbarkeit von hochfrequenten Sprachanteilen (/S/, /F/) durch Verschiebung zu tieferen Frequenzen, während Unterscheidbarkeit die Unterscheidbarkeit der frequenzkomprimierten Sprachanteile (S vs. SCH) optimiert.




Die Wirkung des Klarheit/Komfort-Reglers ist abhängig von der Einstellung des Hörbarkeit/Unterscheidbarkeit-Reglers. Er wird automatisch auf optimierte Hochtון-Klarheit (Hörbarkeit und Unterscheidbarkeit) gesetzt und kann für mehr Komfort im Tief- und Mitteltonbereich eingestellt werden.

Klarheit bietet beste Hörbarkeit (/S/;/F/) oder Unterscheidbarkeit (/S/ vs. /SCH/) für hochfrequente Schalle. Komfort sorgt für mehr Natürlichkeit bei tief- und mittelfrequente Schalle (/A/;/I/;/E/) zu Lasten der Klarheit.

### SoundRecover

Die Stärke der Frequenzkompression kann nach Bedarf erhöht oder verringert werden, um Sprachverstehen, Hörbarkeit und Klangqualität zu verbessern.

SoundRecover kann nun noch individueller eingestellt werden, indem die Grenzfrequenz und Kompressionsrate getrennt voneinander angezeigt werden. Klicken Sie hierfür auf **[Erweiterte Einstellungen öffnen]**.






## TK/Verstärkung für 35 dB

Die Verstärkung von sehr leisen (G35) Klängen und Eingangsgeräuschen kann mit diesem Einstellungs-Werkzeug eingestellt werden. Eine Erhöhung der Verstärkung von sehr leisen Klängen und Eingangsgeräuschen senkt die Kniepunkt-Schwelle (TK) und umgekehrt.

Wählen Sie mit dem Cursor die Werte aus, die Sie einstellen möchten. Unterhalb der Verstärkungspegel werden für jeden Kanal die TK-Werte **[TK]** angezeigt. Die Verstärkungs- und Ausgangskurve für sehr leise Klänge und Eingangsgeräusche wird in der Kurvenansicht dargestellt.




## Automatische Feinanpassung

Die automatische Feinanpassung ist ein situationsbasierendes Feinanpassungs-Werkzeug. Die verfügbaren Einstellungen hängen von der Bewertung der Hörsituation durch den Kunden ab.

Die Schritte zur Feineinstellung werden deutlich angezeigt, bevor die Aktion durch den Hörakustiker durchgeführt wird. Je nach gewähltem Programm wird ein empfohlenes Klangbeispiel vorausgewählt.


Die Klangbeispiele können zur Demonstration der Hörsituation wiedergegeben werden.



## Phoneme Perception Test Resultate


Resultate eines zuvor durchgeführten Phoneme Perception Tests können angezeigt und angewandt werden, um die Anpassung zu optimieren. Die Anzeige **[PPT Resultate]** ist nur ersichtlich, wenn kompatible Testergebnisse in der NOAH Session Liste verfügbar sind.

Bitte beachten: Empfehlungen für die Feinanpassung werden nur angezeigt, wenn die Anpassformel Adaptive Phonak Digital benutzt wird. Empfehlungen für die Feinanpassung können nicht angewendet werden, wenn User Preference Learning aktiviert ist.



## Geräteoptionen

Durch Klick auf **[Geräteoptionen]** können Sie z. B. die Bedienelemente oder Signaltöne aktivieren oder das ausgewählte Zubehör konfigurieren.



## Anpassung beenden

Die Sitzung kann jederzeit durch Klick auf **[Sitzung beenden]**, oben rechts im Bildschirm, beendet werden.

Sie werden aufgefordert, alle an Hörgeräten und Zubehör vorgenommenen Änderungen zu speichern.

Wenn Sie mit NOAH arbeiten, können Sie über die Schaltfläche **[Zurück zu NOAH]**, die sich an der oberen rechten Ecke des Startbildschirms befindet, zu diesem Programm zurückkehren.

Close session

Select the items you would like to save

Save to hearing instruments

- ☒ L: Naida V90-RIC (cS) (SN: 1424H04MM)
- ☒ R: Naida V90-RIC (cS) (SN: 1424H04NT)

Save to accessories

- ☒ ComPilot Air II (SN: )

Save to database

Optional session note...

Save Cancel



## Systemanforderungen

Betriebssystem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 10, Home Pro / Enterprise</li><li>• Windows 8 / 8.1, latest SP, Pro / Enterprise</li><li>• Windows 7, latest SP, Home / Professional / Business / Enterprise / Ultimate</li><li>• Windows Vista, SP 2, Home / Business / Enterprise / Ultimate</li></ul>
Prozessor	Intel Core oder moderner
RAM	4 GB oder mehr
Festplattenspeicher	3 GB oder mehr
Bildschirmauflösung	1280 x 1024 Pixels oder mehr
Grafikkarte	16 Million (24bit) Bildschirmfarben oder mehr
Laufwerk	DVD
Serial COM Port	Nur für RS-232 HI-PRO
USB Ports	Ein Anschluss pro Anwendung: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth-Adapter</li><li>• Zubehörprogrammierung</li><li>• HI-PRO USB</li></ul>
Programmierschnittstellen	iCube II / iCube / NOAHlink / RS-232 HI-PRO / HI-PRO USB / HI-PRO2
NOAHlink Treiber	Aktuell verfügbare Version
Internetanschluss	empfohlen
Sound-Karte	Stereo oder Surround 5.1
Lautsprecher	20 Hz – 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB
NOAH Version	Aktuell verfügbare Version (NOAH 3.7 oder neuer) Bitte prüfen sie die NOAH Limitierungen für Windows 64-Bit Betriebssysteme auf <a href="http://www.himsa.com">http://www.himsa.com</a>



Hersteller:  
Phonak AG  
Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa  
Switzerland

CE-Kennzeichnung 2016