

In Zukunft  
drahtlos  
verbunden



CROSLink™

# Meilensteine in digitaler Hörsystem-Technologie

Die Phonak Gruppe ist auf die Entwicklung, die Produktion und den weltweiten Vertrieb von technologisch führenden Hörsystemen spezialisiert.

Phonak kombiniert profunde Kenntnis in der Hörtechnologie mit einem starken Vertriebsnetz. Zusammen mit ihren Kunden und Geschäftspartnern leistet Phonak einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von hörgeschädigten Menschen und deren Angehörigen.

Die Phonak Gruppe bietet eine vollständige Produktpalette an digitalen Hörgeräten, speziellen Hightech-Produkten und Funk-Kommunikationssystemen an. Phonak gehört heute zu den weltweit führenden Hörgeräteherstellern.

**PHONAK**  
hearing systems

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



Phonak wireless  
communication systems



CROSLink™

**PHONAK**  
hearing systems

**CROSLink ist die aktuellste Entwicklung im Bereich der drahtlosen Kommunikation vom Weltmarktführer für innovative Funktechnologien – Phonak.**

CROSLink besteht aus einem kleinen Funk-CROS Sender mit eingebautem Mikrofon in einem **kosmetisch ansprechenden Hörsystemgehäuse**, sowie einem Miniatur-Funkempfänger, der an **nahezu alle HdO-Hörgeräte** über einen Audioschuh aufgesteckt werden kann. Diese einzigartige Produktneuheit überträgt das Mikrofon-Signal der nicht zu versorgenden Seite an die hörende Seite, so dass Sie Ihren Kunden eine **drahtlose CROS oder BiCROS Lösung** anbieten können. **Hören aus allen Richtungen** bei höchstem **Tragekomfort** wird so erstmals allen Personen mit CROS oder BiCROS Versorgungen möglich.

Die komfortable und effiziente Anpassung eröffnet völlig neue Perspektiven für bisher unerreichbare Höreindrücke.



effektiv

# Hohes Interesse an kabellosen CROS Versorgungungen

Kunden, bei denen ein Ohr nicht versorgt werden kann, können von einer CROS oder BiCROS Lösung profitieren. Diesen Kunden können Sie jetzt ein komfortables System zum entspannten Hören anbieten.

Beste Klangqualität und alle Vorteile einer kabellosen CROS Technologie. Ihr Kunde profitiert in jedem Fall – kompromisslos.

Klangqualität

universell

drahtlos



# CROSLink™ auf einen Blick

## Universell

Kompatibel mit nahezu allen HdO-Hörgeräten über einen Audioschuh

## Drahtlos

Höchste Zuverlässigkeit bei maximalem Tragekomfort

## Kosmetisch ansprechend

Kompaktes Design von Sender und Empfänger

## Vielseitig

Die ideale Lösung für CROS und BiCROS Versorgungen

## Anzupassen mit einem Klick

Aufstecken und fertig

## Funktionell

Lautstärkesteller und abnehmbarer Empfänger

individuell

# Einfach uneingeschränkt

## CROS und BiCROS – beides möglich


Die Umschaltung zwischen CROS und BiCROS kann direkt am CROSLink-Empfänger erfolgen: Stellung (•) entspricht CROS, Stellung (••) entspricht BiCROS. CROSLink kann auch mit einigen HdO-Prozessoren von Cochlear Implantaten verwendet werden.

## Einfach Aufstecken – und los gehts

CROSLink ist eine sehr effektive und trotzdem einfache Lösung. Komplexe Messungen oder Programmierungen sind nicht nötig. Ein Klick und der kompakte Empfänger sitzt auf dem Audioschuh des kompatiblen HdO-Hörgerätes und kann sofort genutzt werden.

einfaches Anpassen

ein Klick!



## Funktionell – individueller Einsatz

Der Lautstärkesteller am Sender erlaubt eine individuelle Anpassung an unterschiedliche Hörbedürfnisse und Situationen.

zuverlässig



Willkommen in der Welt der  
Funk-CROS Lösung





neues Design

# Rundum integriert

CROSLink bietet entspanntes Hören für alle Kunden, bei denen ein Ohr nicht mit einem konventionellen Hörgerät versorgt werden kann. Seine technologische Einzigartigkeit erlaubt den Einsatz als CROS oder BiCROS System, je nachdem ob das andere Ohr normal hört oder ein Hörverlust vorliegt.


CROSLink eröffnet entspannte Kommunikation und gutes Verstehen

- beim Autofahren
- bei Geschäftstreffen
- bei Familienfeiern
- bei Restaurantbesuchen

CROSLink verbessert zusätzlich die richtungsabhängige Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und verleiht dem Nutzer dadurch eine grössere Sicherheit – zum Beispiel im Strassenverkehr.

**Hören aus allen Richtungen!**

Vertrauen



# Rundum unabhängig

## **Universell – Umfangreiche Hörgeräte-Kompatibilität**

Mit CROSLink sind Sie bei der individuellen Hörgeräte-Auswahl flexibel. Passen Sie auf dem besseren Ohr das gewünschte Hightech-Hörsystem an und bieten Sie dem Kunden gleichzeitig die Vorteile der drahtlosen CROS-Technologie indem Sie CROSLink für die nicht zu versorgende Seite anbieten. Selbstverständlich können Ihre Kunden die Vorteile von CROSLink auch mit ihren bisherigen kompatiblen Hörgeräten erleben.

## **Drahtlos – Angenehme Bewegungsfreiheit**

CROSLink ist eine attraktive und kosmetisch ansprechende Lösung für Kunden, bei denen ein Ohr nicht versorgt werden kann. Der Anwender kommt ohne störende Kabel in den Genuss auch aus Richtung der unversorgten Seite zu hören und besser zu verstehen. Dies führt zu mehr Lebensqualität und einem selbstbewussten Auftreten.

## **Kosmetisch ansprechend**

Der kleine, schlanke CROSLink Sender ist im kosmetisch ansprechenden Phonak Perseo Gehäuse untergebracht. Der Empfänger im MicroLink Design ist klein, diskret, komfortabel und daher sehr praktisch.



# Vergnügen



# Bewegungsfreiheit