

FM Senderfunktionen

INSPIRO
DISCOVER DYNAMIC FM

DynaMic

SmartLink+

ZoomLink+

EasyLink+



inspiro ist der FM Sender für Lehrkräfte regulärer Schulen oder Förderschulen

DynaMic ist das Handmikrofon für das MultiTalker Netzwerk in Anwendung mit **inspiro**

SmartLink+ ist der FM Sender für jene, die nur das Beste beanspruchen

ZoomLink+ ist der vielseitige FM Sender

EasyLink+ ist der FM Sender, der am einfachsten zu bedienen ist

Dynamic Speech Extractor*	■	■	■	■	■
Monitoring*	■				
DataLogging FM	■	■			
ChannelFinder*	■				
SoundCheck	■				
MultiTalker Netzwerk	■	■			
Automatic Scan	■		■		
Direkte Frequenzsynchronisation	■		■	■	■
SoftLanding Technologie			■	■	■
Frequenzwechsel	■		■	■	■
Schnelle Batterieaufladung	■	■	■	■	■
Ankoppelung an TV, Radio, Computer (Audio-Eingang)	■		■	■	■
Ankoppelung an ein analoges Telefonnetzwerk	■		■	■	■
Tastensperre	■		■		
Auswahl Mikrofoneinstellungen (Omni, Zoom, Superzoom)			■	■	
Fernbedienung für bestimmte Phonak Hörsysteme			■		
Bluetooth für die Nutzung mit Handys und MP3-Playern			■		
iLapel	■				
iBoom	■		■	■	■
MM8			■	■	■

* In Kombination mit einem MLxi, ML9i, ML10i, ML11i, ML12i, iSense oder MLxi Baha FM Empfänger.

PHONAK

life is on