



# Automatische Anpassung der Hörgeräte an jeden Klang des Lebens.

## Brillante Lösungen die das Leben leichter machen – Jetzt bei Hörgeräte Mustermann

Der Schweizer Hörgerätehersteller Phonak steht für die stetige Erweiterung der Grenzen der Technologie. Dies spiegelt sich auch bei der Entwicklung der neuen Phonak Belong™ Plattform, bei deren Entwicklung das Ziel im Vordergrund stand, Hörlösungen zu schaffen, die Hörgeräteträgern den Zugang zu den vielfältigen Klangwelten des Lebens ermöglichen. Egal in welcher Situation sie sich befinden.

verbinden die Technik im Gehäuse mit dem Hörer. Dadurch ist diese Bauform sehr kompakt und kaum sichtbar.

### Wegweisende Geräteplattform

Die Hörgeräte der Phonak Belong Plattform werden das Leben der Nutzer mit faszinierenden neuen Technologien vereinfachen und verändern und stellen den Beginn einer Zeitenwende in der Hörakustik dar. Audéo B gibt es in fünf Modellen, vier Technologiestufen und in acht attraktiven Farben. Jedes für sich ist High-Tech in erstklassigem Design und durch die veränderte Position der Mikrofonöffnungen werden störende Geräusche, die durch den Kontakt mit Kopfharen entstehen können, reduziert und die Mikrofone vor Schmutz geschützt.



Die Produktfamilie Phonak Audéo™ B ist das umfassende Receiver-in-Canal (RIC) Portfolio für leicht- bis hochgradige Hörverluste auf Grundlage der neuen Plattform. Bei RIC-Hörgeräten ist der Hörer (Lautsprecher) nicht im Gehäuse eingebaut, sondern befindet sich am Ende eines dünnen Schlauches, der direkt im Gehörgang sitzt. Feine Kabel, die durch den Schlauch geführt werden,

Die Phonak Audéo B Hörgeräte zeichnen sich besonders durch das weiterentwickelte Automatik-Betriebssystem AutoSense OS™ aus. Es analysiert alle 0,4 Sekunden die Klangumgebung und erkennt automatisch jede Hörsituation. Mit einer Auswahl und dem Mischen von über 200 Einstellungen passt es die Hörgeräte präzise und in Echtzeit an die jeweilige Klangumgebung an. „Diese großartige Leistung des Automatik-Betriebssystems machen die nahtlose und automatische Anpassung an jede Hörumgebung überhaupt erst möglich“, erklärt der Spezialist fürs Hören, **Vorname Mustermann**. „Der Nutzer muss keine manuellen Einstellungen mehr vornehmen. Ganz egal, ob er sich in einem lauten Restaurant, im Auto, in einem Konzert oder zuhause befindet.

### Einfach aufladen

Phonak Audéo B-R ist das erste wiederaufladbare Hörgerät, das mit einmal Aufladen 24 Stunden einzigartigen Hörerlebnis bietet. Damit gehören Batteriewechsel mit den kleinen, schwer zu handhabenden Einwegbatterien der Vergangenheit an. Die Nutzer können sich darauf verlassen, dass das Audéo B-R mit dem speziell entwickelten Lithium-Ionen-Akku sicher geladen ist und sie den ganzen Tag und bei Bedarf auch nachts beste Hörleistung genießen können. „Diese Hörgeräte kombinieren höchste Leistung mit einer noch nicht dagewesenen Akkutechnologie“, weiß **Max Mustermann von Hörgeräte Mustermann**. Lithium-Ionen-



nen-Akkus können schneller aufgeladen werden und bieten eine längere Laufzeit. Auch nach Jahren regelmäßiger Nutzung verlieren sie nicht an

Kapazität. „Die wiederaufladbaren Hörgeräte von Phonak sind in nur drei Stunden voll aufgeladen oder Sie genießen mit dem kurzen 30-minütigen Ladezyklus sechs Stunden volle Hörleistung“, so der Experte fürs gute Hören.

### Intelligente Ladeoptionen

Für die wiederaufladbaren Hörgeräte von Phonak gibt es verschiedene clevere Ladeoptionen, mit denen die Nutzer ihre Hörgeräte überall bequem aufladen können.

**PHONAK**  
life is on

Teambild

H Ö R G E R Ä T E  
**MUSTER**

Hörgeräte Mustermann

Muster Str. 3

12345 Musterstadt

Telefon: 01234/4569 87 12

Mail: [info@maxmustermann.de](mailto:info@maxmustermann.de)

[www.maxmustermann.de](http://www.maxmustermann.de)

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!