

Wir öffnen ein neues Paradise Kapitel



Phonak ActiveVent™ Receiver So klingt das Paradies

A Sonova brand

PHONAK
life is on

Paradise –
Willkommen im
nächsten Kapitel



Mit der Einführung von Phonak Audéo™ Paradise haben wir ein Hörgerät entwickelt, das ein unvergleichbares Hörerlebnis bietet¹. Seit der Einführung von Phonak Paradise vor zwölf Monaten, hat sich unser Alltag erheblich verändert. Eine Maske zu tragen, gehört mittlerweile zum Alltag. Für manche Hörgeräteträger stellt das eine zusätzliche Herausforderung dar, weil sie die Lippenbewegungen ihres Gegenübers nicht sehen können.

Phonak Paradise Hörgeräte mit AutoSense OS™4.0 passen sich leicht an eine Vielzahl von Hörsituationen an, sodass sich der Nutzer im Alltag frei bewegen kann. Ihre Kunden müssen ihre Hörgeräte nicht mehr manuell einstellen, was die Anwendung wesentlich erleichtert.

Dies kann sich direkt auf das Wohlbefinden von Hörgeräteträgern auswirken. Indem wir mehr Menschen mit Hörverlust in die Lage versetzen, einfacher zu kommunizieren, bleiben sie sozial stärker eingebunden und können sich mental und emotional besser entfalten.

Phonak ist stolz, das nächste Paradise Kapitel aufzuschlagen. Mit seinem charakteristischen frischen, natürlichen Klang bietet Paradise in noch mehr Situationen ein unvergleichbares Hörerlebnis¹.



Der neue ActiveVent™ Receiver

Der weltweit erste intelligente Hörgeräte Receiver

Paradise ist für seine unvergleichbare¹ Klangqualität⁴ mit brilliantem Sprachverstehen^{3,4,5} und personalisierter Störgeräuschunterdrückung bekannt. Mit der Einführung des ActiveVent Receiver öffnen wir ein neues Kapitel.


ActiveVent™ ist der weltweit erste Hörgeräte Receiver, der eine intelligente Ausbalancierung zwischen Sprachverständlichkeit im Störgeräusch und Hörkomfort² bietet, um die unvergleichbare¹ Klangqualität⁴ von Phonak Paradise für Kunden mit leicht- bis mittelgradigem Hörverlust auf das nächste Level zu heben.

Diese innovative Hörertechnologie zeichnet sich durch ein mechanisch umschaltbares Vent aus, das nahtlos über AutoSense OS 4.0 gesteuert wird. ActiveVent vereint die Hörleistung einer geschlossenen Anpassung mit dem Komfort einer offenen Anpassung². So bieten Sie Ihren Kunden eine Hörlösung ohne Kompromisse, mit der sie die eigene Stimme und Umgebungsgeräusche natürlich wahrnehmen können und gleichzeitig von verbessertem Sprachverstehen im Störgeräusch profitieren⁶.




Wie funktioniert der ActiveVent Receiver?

Der ActiveVent ist ein Receiver mit integriertem Vent und einer kleinen Scheibe, die zwischen zwei Positionen bewegt wird: offen und geschlossen. Dies alles wird intelligent über AutoSense OS 4.0 gesteuert. Ein Klickgeräusch signalisiert dem Hörgeräteträger die veränderte Position der Scheibe.



Befindet sich die Scheibe in geöffneter Position, werden Geräusche durch das im Receiver eingebauten Vent weitergeleitet und bieten somit den Komfort einer offenen Anpassung, bei der die Natürlichkeit der eigenen Stimme sowie der Klänge der Umgebung erhalten bleiben².



In schwierigen Hörsituationen mit lauten Störgeräuschen oder beim Streaming wird die Scheibe geschlossen, um das Eindringen von Umgebungsgeräuschen ins Ohr zu verhindern und so das Hören von von vorn kommender Sprache und von Streaming-Inhalten zu verbessern.

ActiveVent Verbindungsoptionen

1. Universal SlimTip AV

Dank dem neuen Universal SlimTip AV können Sie Ihren Kunden den ActiveVent Receiver ganz einfach demonstrieren. Universal SlimTips wurden auf der Grundlage von Tausenden von Ohrscans entworfen, was es den Entwicklern ermöglichte, vier Formen zu modellieren, die eine hohe Anpassrate gewährleisten. Die Universal SlimTips sind als Übergangslösung für Demonstrationen und die Ausprobe ideal, während der Kunde auf seinen individuell angepassten SlimTip Titanium AV wartet.

2. Individuell angepasster SlimTip Titanium AV

Um die akustische Leistung zu optimieren, wurde der ActiveVent Receiver für die langfristige kombinierte Verwendung mit SlimTip Titanium entwickelt. Er zeichnet sich durch eine vollständig individuelle Passform aus und besteht aus einem langlebigen, komfortablen Material.

Highlights

- Intelligent ausbalancierte Sprachverständlichkeit im Störgeräusch und Hörkomfort²
- Bietet hervorragende Klangqualität bei Audio-Streaming^{6,7}
- Intelligente Steuerung über AutoSense OS 4.0
- Kompatibel mit allen wiederaufladbaren Audéo Paradise Hörgeräten⁸

Informationen zur Anpassung von ActiveVent

- Für eine optimale Leistung sollte der Receiver alle sechs Monate ausgetauscht werden. Dies kann einfach im Fachgeschäft erfolgen
- Ideal für Kandidaten mit wenig Cerumenbildung und einer guten Feinmotorik
- Regelmäßige Reinigung und Austausch des Cerumenfilters erforderlich
- Nicht für Kunden mit schwergradigem Tinnitus und Hyperakusis geeignet



ActiveVent Performance + Vorteile für Ihre Kunden

Der ActiveVent Receiver ist mit allen wiederaufladbaren Audéo Paradise Hörgeräten kompatibel und bietet verschiedene Vorteile je nach Technologiestufe des Hörgeräts. ActiveVent Performance + ist die Sammlung der Vorteile, die Kunden dank ActiveVent Receiver erwarten können.


Intelligent ausbalancierte Sprachverständlichkeit im Störgeräusch und Hörkomfort²

ActiveVent Receiver eignen sich ideal für Kunden mit einem aktiven Lebensstil, die viel Zeit in lauten Umgebungen wie Restaurants, Veranstaltungen oder öffentlichen Orten mit hohem Lärmpegel verbringen. An solchen Orten kann das Hören noch herausfordernder sein. Bei ActiveVent Receivern wird das Vent bei zunehmendem Geräuschpegel durch AutoSense OS 4.0 automatisch geschlossen, sodass der Hörgeräteträger von der verbesserten Leistung einer geschlossenen Anpassung profitiert (erhältlich in der Technologiestufe Premium). Sinkt der Geräuschpegel wieder, öffnet sich das Vent, sodass der Kunde den Komfort einer offenen Anpassung genießt. Mit ActiveVent Receivern haben Kunden auch Zugriff auf manuelle Hörprogramme bei geschlossenem Vent. (Erhältlich in den Technologiestufen Premium, Advanced und Standard).

Hervorragende Klangqualität bei Audio-Streaming^{6,7}

Kunden können sich jetzt dank verschließbarer Öffnung über eine hervorragende Klangqualität beim Audio-Streaming freuen. Das Besondere an den neuen Receivern ist, dass wenn der Hörgeräteträger zwischen Streaming und Gesprächen wechseln möchte, das Streaming mühelos durch ein einfaches Doppeltippen pausieren kann und der ActiveVent Receiver geöffnet wird, um einen mühelosen Übergang zu ermöglichen (in allen Technologiestufen erhältlich).

Vorteile



- Der ActiveVent Receiver bietet eine um durchschnittlich 10% verbesserte Sprachverständlichkeit im Störgeräusch bei natürlichem Klang in verschiedenen Hörsituationen⁶
- Mit dem Universal SlimTip wird die direkte Demonstration und die Ausprobe des ActiveVent Receivers zum Kinderspiel
- Mit ActiveVent Receivern bleiben Ihre Kunden sowohl in lauten als auch ruhigen Hörumgebungen mit der Welt verbunden, können an Gesprächen mit Familie und Freunden teilhaben und mit anderen Menschen in Kontakt bleiben



So klingt das Paradies


Mit der Einführung von Paradise hat Phonak seine Position unter den Branchenführern in audiologischer Exzellenz weiter gefestigt. Die marktführenden Paradise Hörgeräte bieten jetzt noch mehr Funktionen, mit denen Ihre Kunden die Welt der Klänge in noch mehr Situationen neu erleben können, um ihr Wohlbefinden insgesamt zu steigern. Dank der bewährten Leistung des PRISM™ Chip sind diese Funktionen perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen ein unvergleichbares Hörerlebnis¹.

Unvergleichbare Klangqualität

- **Neuer ActiveVent Receiver**
 - Neuer ActiveVent Performance +
- **Bewegungssensor**
- **APD 2.0**
- **AutoSense OS™ 4.0**
 - Speech Enhancer
 - Dynamic Noise Cancellation
 - Motion Sensor Hearing



► **Bewährte Lithium-Ionen-Akku**



Maßgeschneiderte digitale Lösungen

- Aktualisierte myPhonak App
 - Personalisierte Tap Control Empfindlichkeit
 - AudiogramDirect (über Remote Support)
 - Fernsteuerung
- Neue Target 7.1.9

Universelle Konnektivität

- Direkte binaurale Anbindung an Smartphones, TV und mehr
- RogerDirect™
- Made For All
- Mehrfache Bluetooth®-Verbindungen
- Tap Control für einfachen Zugriff auf Bluetooth-Funktionen



Life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Lebensqualität ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen, in der jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörverlust konzipiert, um jedem zu ermöglichen, sich sozial und emotional frei zu entfalten.

www.phonakpro.de



028-2308-01/V4.00/2021-07/NIU © 2021 Sonova AG All rights reserved



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Schweiz



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Deutschland

