

Phonak Audéo Fit™

Produktinformation



Audéo Fit ist unsere neueste Innovation in der Paradise-Serie. Dieses Hörgerät verfügt über einen Herzfrequenzsensor, der die Gesundheitsdaten des Körpers aufzeichnet. Diese werden anschließend in der myPhonak App angezeigt. Durch die Erfassung von Herzfrequenz, Schrittzahl und Aktivitätslevel kann dieses Modell dazu beitragen, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln und das Wohlbefinden zu steigern. Phonak Audéo Fit Hörgeräte sind für leichtgradige bis starke Hörverluste geeignet und mit der zukunftsweisenden Technologie der Phonak Paradise Plattform ausgestattet. Sie sind die ideale Lösung für alle Kunden, die ihre Gesundheit sehr genau im Blick behalten wollen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.phonakpro.com

Produktbeschreibung



Audéo P-R Fit
Audéo P-R Fit Trial
P90/P70

Multifunktionsstaster		•
Bluetooth®		•
Wasserabweisende Beschichtung		•
IP-Code (Schutzgrad)		IP68 ¹
Maße	L x B x T	30,6 x 12,3 x 8,1 mm
	Gewicht	2,23 g
Ladezeiten ²	0% bis 100%	3 Std.
	0% bis 80%	1,5 Std.
	30 Min. Anpassung	10 Min.
M Receiver		
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)		114
Max. Verstärkung (dB)	2 cm ³ Kuppler	51
Frequenzbereich (Hz)	2 cm ³ Kuppler	<100 - >8000
P Receiver		
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)		122
Max. Verstärkung (dB)	2 cm ³ Kuppler	59
Frequenzbereich (Hz)	2 cm ³ Kuppler	<100 - 6300

Gehäusefarben



P1

Sand Beige



P4

Kastanie



P6

Silbergrau

¹ IP68 bedeutet, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.
² Die tatsächliche Ladezeit hängt auch vom Ladezustand des Akkus ab, dauert jedoch nie länger als 3 Stunden.

Technologiestufen

	Premium	Advanced	Funktionen	Premium	Advanced
AutoSense OS™ 4.0	Premium	Advanced	UltraZoom	•	•
Komfort in halligen Situationen	•		Dynamic Noise Cancellation	•	
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•		Speech Enhancer	•	
Verstehen im lauten Störgeräusch	•		EchoBlock	•	
Musik	•	•	Tap Control		
Komfort im Störgeräusch	•	•	- Siri/Google Assistant	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•	- Streaming pausieren/fortsetzen	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	- Anruf annehmen/beenden	•	•
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	StereoZoom	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.	•	•	WindBlock	•	•
Zusätzliche Programme			SoundRelax	•	•
Maximale Anzahl der zusätzlichen Programme	4	4	Motion Sensor Hearing	•	•
Komfort in halligen Situationen	•		DuoPhone	•	•
Verstehen im lauten Störgeräusch	•	•	Real Ear Sound	•	•
Speech in 360°	•	•	Roger und direktional	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•	SoundRecover2	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	WhistleBlock	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	NoiseBlock	•	•
Musik	•	•	RogerDirect™	•	•
Akustisches Telefon	•	•	Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•
Individuelles Hörprogramm	•	•	QuickSync	•	•
Streaming-Programme			AOV	•	•
RogerDirect + Mik.	•	•	Tinnitus Balance Noiser	•	•
PartnerMic + Mik.	•	•	auto Akklimatisierung	•	•
Anruf + Mik.	•	•	Streaming-Balance	•	•
			Kanäle für Feinanpassung	20	20

Gesundheitsfunktionen

	Audéo Fit	Wiederaufladbare Paradise RICs
Separate Tragedauer für die einzelnen Hörgeräte	•	•
Durchschnittliche Gesamttragedauer für bilaterale Hörgeräte	•	•
Durchschnittliche Tragedauer in unterschiedlichen Hörumgebungen	•	•
Schritte	•	•
Aktivitätslevel	•	•
Im Gehen oder Laufen zurückgelegte Entfernung	•	
Herzfrequenz	•	
Optionale Zielfestlegung für die Tragedauer	•	•
Optionale Zielfestlegung für die Anzahl der Schritte	•	•

Anpassung

Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial

Phonak Target

ab 7.3

Noahlink Wireless

•

Akustische Ankopplung*

Länge

Verfügbar in vier unterschiedlichen Längen (0, 1, 2, 3) linke und rechte Seite

M Sensor Receiver

•

P Sensor Receiver

•

Dome

Mini Dome

•

Offener Dome In drei Größen verfügbar (S, M, L)

•

Geschlossener Dome (klar) In drei Größen verfügbar (S, M, L)

•

cShell


Acryl

•


•

Anpassbereiche

* Nur der 8-polige Sensor Receiver und Sensor cShell sind mit Audeo Fit kompatibel.



Leichtgradiger bis starker Hörverlust



Leichtgradiger bis starker Hörverlust

Phonak Audéo Fit Trial™

Die neuen Phonak Audéo P Fit Trial Hörgeräte können entsprechend Ihrer Empfehlung schnell auf die gewünschte Technologiestufe eingestellt werden. Die beiden Technologiestufen im Phonak Audéo P Fit Trial Hörgerät bieten Ihnen viele Möglichkeiten, die Hörlösung für den ersten Termin zu optimieren oder die Wartezeit bei Reparaturen zu überbrücken.

Phonak Audéo Fit Ladeoptionen



Phonak Charger Case Combi

Das Phonak Charger Case Combi ist Ladegerät, Trockenbox und schützendes Hartschalenetui in einem. Diese robuste und spritzwassergeschützte Aufbewahrungsbox enthält außerdem ein Reinigungswerkzeug.

Phonak Power Pack

Um wiederaufladbare Hörgeräte unterwegs aufzuladen, bringen Sie das Phonak Power Pack einfach an der Unterseite des Phonak Charger Case Combi an.

Phonak Audéo Fit Bluetooth® Versionen

Streaming von Telefonanrufen/
Audio-Streaming

Bluetooth® 4.2 Wireless Technologie und die meisten älteren bluetoothfähigen Telefone

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Wireless Communication Portfolio

	Audéo P-R Fit Audéo P-R Fit Trial P90/P70
Wireless-Zubehör	
TV Connector	•
Phonak PartnerMic	•
Phonak RemoteControl	•
Roger	
RogerDirect™	•
Apps	
myPhonak	•

Weitere Informationen finden Sie unter: www.phonakpro.de/audeoparadise

Weitere Informationen zu den Roger-Mikrofonen finden Sie unter: www.phonakpro.de/roger

Weitere Informationen finden Sie unter: www.phonakpro.de/smartapps

life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Lebensqualität ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen, in der „life is on“ für jeden gilt. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörverlust konzipiert, um jedem zu ermöglichen, sich sozial und emotional frei zu entfalten.

www.phonak.com



027-0656-01|V1.00|2022-01|NLG © 2022 Sonova AG All rights reserved