

Phonak

Charger BTE RIC

Datos técnicos

Dimensiones (l. x an. x al.)	95 x 61 x 73 mm	
Peso	103 g (3.6 oz)	
Color	Champán	
Condiciones de funcionamiento	De 5° a +40° Celsius	
Condiciones de transporte y almacenamiento	de -20° a +60° Celsius	
Humedad durante el transporte	hasta un 90 % (sin condensación)	
Humedad durante el almacenamiento	del 0 % al 70 % (sin condensación)	
Humedad durante el funcionamiento	del 0 % al 85 % (sin condensación)	
Presión atmosférica durante el uso	de 800 hPa a 1060 hPa	
Piezas incluidas	Fuente de alimentación Cable USB-C	
Interfaces externas	Puerto USB-C	
Batería	Ninguna	
Tiempo de carga*	Del 0 % al 100 %	3h
	Del 0 % al 80%	1,5h
	30 minutos de adaptación	10 min

* El tiempo de carga real depende de la pila restante, pero no superará las tres horas.

Fuente de alimentación

Presión de entrada	Tipo: CC, estabilizada 5 V +/- 5 % Corriente máxima: 500 mA
--------------------	--

Notas importantes

La pila no se puede sobrecargar. Puede calentarse durante la carga.
Utilice solamente los cargadores de Phonak con los audífonos Phonak.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

A Sonova brand

PHONAK
life is on