

Phonak

Aufladen und Pflege

Technische Daten

Maße (L x B x H)	102 x 78 x 52 mm
Gewicht	85 g
Farbe	Champagner
Betriebsbedingungen	5° bis +40° Celsius
Transport- und Lagerbedingungen	-20° bis +60° Celsius
Luftfeuchtigkeit beim Transport	Bis zu 90% (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% bis 70% (nicht-kondensierend)
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs	0% bis 85% (nicht-kondensierend)
Luftdruck während des Betriebs	800 hPa bis 1060 hPa
Luftdruck bei Lagerung und Transport	500 hPa bis 1060 hPa
Im Lieferumfang enthaltene Teile	Netzteil micro-USB-Kabel (nur zum Aufladen)
Externe Schnittstellen	micro-USB-Anschluss
Akku	Keine
Eingangssignal	Typ: Gleichstrom, stabilisiert 5 V +/- 10% Max. Strom: 500 mA

