

Phonak

Charge and Care (Recharge et entretien)

Données techniques

Dimensions (L x l x H)	102 x 78 x 52 mm
Poids	85 g
Couleur	Champagne
Conditions de fonctionnement	5° à +40° Celsius
Conditions de transport et de stockage	-20° à +60° Celsius
Humidité de transport	Jusqu'à 90 % (sans condensation)
Humidité de stockage	0 % à 70 % (sans condensation)
Humidité de fonctionnement	0 % à 85 % (sans condensation)
Pression atmosphérique pendant l'utilisation	800 à 1 060 hPa
Pression atmosphérique pendant le stockage et le transport	500 à 1 060 hPa
Pièces fournies	Alimentation électrique Câble micro-USB (pour recharge uniquement)
Interfaces externes	Port micro-USB
Batterie	Aucune
Entrée	Type : CC, 5 V +/- 10 % stabilisé Courant max. : 500 mA

