



röger

Roger™ für  
anspruchsvolle  
Hörsituationen

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

## Warum Roger?

Hörgeräte bieten in den meisten Umgebungen gute Sprachverständlichkeit. Allerdings geben 31% der Hörgeräteträger an, in geräuschvollen Umgebungen Schwierigkeiten zu haben.<sup>1</sup>

Die Roger-Technologie steigert die Leistung von Hörgeräten und Cochlea-Implantaten auch in geräuschvollen Umgebungen und bei Distanz zum Sprecher – indem die Stimme erfasst und wireless an die CIs oder Hörgeräte übertragen wird.

### Geräuschadaption


Wenn der Geräuschpegel steigt, erhöht die Roger-Technologie die Lautstärke der Sprecherstimme, damit sie trotz der Hintergrundgeräusche hörbar bleibt.

### Bessere Sprachverständlichkeit in Gruppengesprächen im Störgeräusch<sup>2</sup>

Mit der MultiBeam Technologie erleben Sie eine herausragende Sprachverständlichkeit in Gruppengesprächen im Störgeräusch.

### Mehrere Sprecher gleich gut hören

Das MultiTalker Netzwerk ermöglicht den gemeinsamen Einsatz mehrerer Roger-Mikrofone, sodass Sie in jeder Situation Zugang zu mehreren Sprechern haben.



## Roger für Ihr Wohlbefinden

Immer mehr Studien belegen, dass sich die Behandlung von Hörverlust positiv auf das soziale, emotionale, kognitive und körperliche Wohlbefinden auswirken kann.<sup>3</sup>

Mit der Roger-Technologie können Sie aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Roger ermöglicht Ihnen Zugang zu Sprache, sowohl im Störgeräusch als auch über Distanz – so können Sie sich auf das Leben konzentrieren statt auf das Hören.

<sup>1</sup> Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. *Hearing Review*, 22(6), 16.

<sup>2</sup> Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphone in Group Settings. *American Journal of Audiology*, Jun; 31(6): 404–411.

<sup>3</sup> Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J.-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet, S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. *Hearing Review*, 27, 18–22.

# Die Vielseitigkeit von Roger




## Essen mit Freunden und Familie

Gemeinsames Essen und laute Restaurants können eine echte Herausforderung sein. Roger reduziert Störgeräusche und ermöglicht Ihnen, allen Gesprächen am Tisch mühelos zu folgen.




## Zu Hause

Roger verringert Hintergrundgeräusche, die z. B. durch Küchengeräte oder TV-Geräte entstehen, sodass Sie die Gespräche mit Ihren Liebsten genießen können.




## Auf Partys

Bei lauter Musik, Gesprächen und Lachen erleichtert der Pointing Modus die Teilnahme an Gesprächen, indem er den Sprecher fokussiert.




## Beim Fernsehen

Roger-Mikrofone können einfach an den Audioausgang des TV-Geräts angeschlossen werden. Auf diese Weise können Sie Ihre Lieblingsprogramme hören, ohne etwas zu verpassen.



## Im Fitnesscenter

Wenn der Trainer ein Roger-Mikrofon trägt, können Sie seine Anweisungen besser verstehen und mitmachen.



## Im Auto

Motoren- und Straßengeräusche können es schwer machen, sich im Auto zu unterhalten. Mit einem Roger-Mikrofon können Sie besser hören, was gesagt wird.

# Die richtige Lösung für jede Situation

Die große Bandbreite an Roger-Mikrofonen von Phonak bietet die richtige Lösung für Ihre Bedürfnisse. Sie sind einfach zu bedienen und sorgen für klare Sprachverständlichkeit ohne störende Hintergrundgeräusche.



## Roger On™

Erfahren Sie, welche Hörleistung mit unserem neuesten Mikrofon möglich ist. Die Erkennung der Richtung, aus der die Sprache kommt und der Pointing Modus 2.0 ermöglichen es dem Benutzer, sich flexibel auf die wirklich wichtigen Gespräche zu konzentrieren. Kann auf dem Tisch platziert, in der Hand gehalten oder vom Referenten getragen werden. Persönliche Einstellungen können einfach über die myRogerMic-App vorgenommen werden.



## Roger Select™

Das vielseitige Mikrofon kann vom Vortragenden getragen oder auf dem Tisch platziert werden. Wenn mehrere Gespräche gleichzeitig stattfinden, kann der Benutzer manuell das Gespräch auswählen, das er fokussieren möchte.



## Empfänger-Optionen

Bei Hörgeräten mit RogerDirect™-Funktion kann der Empfänger direkt installiert werden. Es muss kein externer Empfänger angebracht werden. Für andere Hörgeräte und Implantate sind verschiedene Empfängertypen verfügbar.



Hörgerät mit RogerDirect

Roger-Induktionsschleife

Designintegriert

## So erhalten Sie Roger

Die Kosten für Roger-Systeme für Senioren werden eventuell von der Krankenkasse übernommen. Wenn Sie berechtigt sind, kann Ihnen Ihr Hörakustiker bei der Beantragung der Kostenerstattung helfen.

# life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen, in der jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörverlust konzipiert, um jedem zu ermöglichen, sich sozial und emotional frei zu entfalten.

[www.phonak.de/roger](http://www.phonak.de/roger)



028-1821-01/V2.00/2020-11/NLG © 2020 Sonova AG. All rights reserved.

