

Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit – nicht auf das Hören

Kommunizieren

Kommunikation ist in der heutigen Arbeitswelt einer der Schlüsselfaktoren für Erfolg. Jedoch kann der moderne Arbeitsplatz eine sehr anspruchsvolle Hörumgebung darstellen.

Mitmachen

Viele Menschen mit Hörverlust versuchen schwierige Hörsituationen zu umgehen. Dies kann manchmal sehr mühsam sein und die Teilnahme an Gesprächen stark einschränken.

Beitragen

Moderne Hörgeräte können mit Wireless-Mikrofonen, die speziell für den Einsatz in Arbeitsumgebungen entwickelt wurden, gekoppelt werden. Eine Lösung, die die Leistung der Hörgeräte verstärkt und es einfacher macht, mit Kollegen und Geschäftspartnern zu kommunizieren und sich im Berufsalltag einzubringen.

Life is on

Wir sind uns der Bedürfnisse derer bewusst, die sich auf unser Wissen, unsere Ideen und unsere Betreuung verlassen. Indem wir auf kreative Weise die Grenzen der Technologie durchbrechen, schaffen wir Lösungen, die Menschen darin unterstützen zu hören, zu verstehen und die reichhaltige Welt der Klänge zu erleben.

Mühevolle Interaktion. Grenzenlose Kommunikation. Leben ohne Kompromisse. Life is on.

www.phonak.de



Roger™ für den Beruf

Konzentrieren Sie sich auf die Arbeit – nicht auf das Hören

Roger

Überbrückt Sprachbarrieren

Selbst das beste Hörgerät hat seine Grenzen.

In bestimmten akustisch schwierigen Hörsituationen, wie bei der Arbeit, bedarf es deshalb unterstützender Zubehörlösungen.

Das Roger-Portfolio beinhaltet Wireless-Mikrofone und winzige Empfänger. So hören Sie Sprache klar und deutlich, ohne störende Hintergrundgeräusche oder über Distanz.

Roger Mikrofone



Roger Table Mic

Speziell für kleine und große Meetings entwickelt; in einem MultiTalker Netzwerk können mehrere Mikrofone verbunden werden.



Roger Pen

Ein Wireless-Mikrofon, das sich perfekt für die unterschiedlichsten Gesprächssituationen eignet; mit Bluetooth™ für das Telefonieren mit dem Mobiltelefon.



Roger Clip-On Mic

Wireless-Mikrofon; perfekt für Eins-zu-Eins Gespräche und Referenten geeignet.

Roger-Empfänger



Roger designintegriert

Einfache Anbringung an Phonak Hörgeräte und ausgewählte Cochlea-Implantate von Advanced Bionics und Cochlear.



Roger X


Miniaturisierter Universalempfänger für Hinter-dem-Ohr Hörgeräte, CI-Soundprozessoren und Streamer aller Hersteller.



Roger MyLink


Induktionsschlaufenempfänger für Hörgeräte oder CI-Soundprozessoren mit einer Telefonspule aller Hersteller.

Kleine Meetings



Höreräteträger haben häufig Mühe, einem Gespräch in einer kleinen Gruppe zu folgen. Stellen Sie einfach das Roger Table Mic auf den Konferenztisch.

Große Meetings



In einem größeren Meeting müssen Sie möglicherweise mehr als ein Roger Table Mic einsetzen. Sie können so viele Tischmikrofone einsetzen, wie nötig.

Meetings mit Referenten



Referenten stehen in der Regel etwas abseits vom Konferenztisch und dem Tischmikrofon. Trägt der Referent ein Roger Clip-On Mic oder einen Roger Pen, dann ist er darüber mit dem Tischmikrofon verbunden. Auf diese Weise hören Sie sowohl den Referenten als auch alle übrigen Sitzungsteilnehmer klar und deutlich.

Gespräch mit einem Gesprächspartner




Bei Gesprächen in geräuschvollen Umgebungen erhalten Sie die beste Hörleistung, wenn Sie Ihrem Kollegen den Roger Pen um den Hals hängen oder das Roger Clip-On Mic an seiner Kleidung anbringen.

PC und Multimedia



Videokonferenzen und Telefonkonferenzen über das Internet sind heutzutage keine Seltenheit mehr. Schließen Sie einfach das Roger Table Mic mit dem mitgelieferten Kabel an.

Telefonieren mit dem Mobiltelefon



Für Menschen mit Hörverlust ist das Telefonieren keine einfache Angelegenheit. Der Roger Pen verfügt über die neueste Bluetooth-Technologie, diese ermöglicht Ihnen, Anrufe von Ihrem Mobiltelefon direkt in Ihrem Hörgerät oder CI zu hören.

