

### Stap 1 - Bestelgegevens

Centrum:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E-mail:

\_\_\_\_\_



Naam audioloog:

\_\_\_\_\_

Referentie eindklant:

\_\_\_\_\_

### Stap 2 - Audiogram



### Stap 3 - Product, Stijl en Opties



SlimTip 4.0  
 L  R



cShell 4.0  
 L  R

	Receiver type						Kleur schaal										Venting	
	Slimtube 4.0	S Receiver	M Receiver	P Receiver	UP Receiver	MAV	Transparent (21)	Transparent Brown (N)	Rose Tint (1)	Pink (26)	Tan (14)	Cocoa (22)	Brown (28)	Red / Blue (R/B)	White (19)	Titanium gray (U0)	Cavity	Regular
SlimTip Acryl (062-0006-01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SlimTip Silicone (062-0007-01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
cShell Acryl (062-0008-01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
cShell Titanium (062-0015-01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SlimTip Titanium AV (062-0049-01)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Lengte Luidsprekerdraad (0-3) Links: \_\_\_\_\_ Rechts: \_\_\_\_\_

Kleur Faceplate (enkel cShell Acryl)  
 Pink (26)  Tan (14)  Cocoa (22)  Brown (28)  Transparent (13)  
 Black transparent (47)

Filter  Cerustop (CS)  HF 3 (H3)\*  HF 4 (H4)\* \*Enkel mogelijk voor cShell Acryl

Venting  AOV - Audiogram vereist (Stap 2)  Zelfgekozen venting Links: \_\_\_\_\_ Rechts: \_\_\_\_\_

Trekkoordje  Transparent (21)  Verlengd trekkoordje + 5 mm

### Stap 4 - Voorkeuren

Indien nodig, mogen volgende zaken aangepast worden:

Verlaag power level - indien audiogram het toelaat (behoud 6dB reserve)  Ja  Nee

cShell mag XL cShell worden indien onvoldoende plaats  Ja  Nee

Indien SlimTip niet mogelijk is, mag een cShell gemaakt worden  Ja  Nee

Specifieke instructies:

\_\_\_\_\_

### Stap 5 - Extra Opties

Enkel mogelijk voor Acryl schalen

- Skeleton Lock
- Canal Lock
- Helix Lock



Graag een call-back

## Extra Informatie

### XL cShell

We bieden een alternatieve cShell-bouwstijl waarbij de luidsprekerdraad uit de schaal komt in plaats van de faceplate. Deze ontwerpstijl biedt ondanks een iets grotere maat een hoge cosmetische acceptatie en kan worden gebruikt in geval van ontwerpproblemen als gevolg van anatomische beperkingen. Een XL cShell is alleen beschikbaar voor acrylschalen.



Fig.1 Standaard cShell



Fig.2 XL cShell

### Acoustically Optimized Vent (AOV)


We raden aan om AOV te selecteren. We zullen de juiste ventilatiemassa en -stijl instellen, rekening houdend met audiogram / schaalgeometrie / feedbackonderdrukker en vereiste lage frequentieversterking. Het audiogram van de klant is alleen verplicht voor de berekening van de AOV.

### Extra Retention Surface (ERS)

We bieden een ruwer oppervlak voor cShell titanium. Het extra retentieoppervlak kan de retentie in het oor verbeteren.

### Lengte luidsprekerdraad

Meet de lengte van de luidsprekerdraad via onze tool. Meet beide oren voor een binaurale aanpassing.



### Compatibiliteit van hoortoestellen

Het cShell 4.0-portfolio is compatibel met Marvel-hoortoestellen of nieuwer. Het is niet achterwaarts compatibel met Belong of hoortoestellen van eerdere generaties.

### Kleurcodes

Code	Kleur
06	Zwart
13/21	Transparant
14	Tan
19	Wit
22	Cacao
26	Pink
28	Bruin
47	Zwart Transparant
R/B	Rood/Blauw
UO	Titanium Grijs

### Voorkeuren

Laat het ons weten als u specifieke wensen heeft. Selecteer of we de sterkte van de luidspreker of de cShell-bouwstijl mogen wijzigen, rekening houdend met het audiogram.