



Phonak CROS B

Quando você é capaz de acompanhar conversas vindas de qualquer direção, Life is on

“Os meus
aparelhos CROS
devolveram-me
o som, e com
ele, tive minha
vida de volta.”



Angie Aspinall,
usuária de
Phonak CROS

Ouvir com um ouvido

Se você está em uma sala ruidosa e não pode ouvir o seu parceiro e seus colegas, pois eles não estão posicionados ao lado da sua orelha com melhor audição, ou se você está ao telefone, desconectado do mundo sonoro ao redor – O Phonak CROS B é a solução ideal para você.

Como o Phonak CROS B pode mudar sua vida?

- Acompanhe conversas no silêncio e no ruído, sem mudar de lugar.
- Mantenha a sua atenção na conversa, mesmo em ambientes ruidosos
- Responda aos seus amigos mesmo quando falam ao lado do ouvido que não ouve.
- Desfrute do design discreto e da caixa resistente à poeira e umidade.
- Basta ligá-lo: O Phonak CROS B não requer procedimentos cirúrgicos



Da água para o vinho

O CROS B transmite o som e as conversas para que a sua melhor orelha possa ouvir sons de **ambos os lados**. Se você tiver uma boa audição em uma orelha e do outro lado uma surdez total, o CROS B irá lhe ajudar.



CROS significa "Contralateral Routing of the Signal" (envio contralateral do sinal), e consiste em duas partes:

- o dispositivo CROS
- o aparelho auditivo

O microfone do dispositivo CROS capta os sons da orelha sem audição e transmite, sem fio, para o aparelho auditivo posicionado na outra orelha que possui melhor audição.



O que torna o CROS B tão inteligente

O Phonak CROS B utiliza a tecnologia Phonak Belong™. Quando o CROS B é adaptado com um aparelho auditivo Belong, ele permite que você ouça claramente sons e vozes e acompanhe conversas vindas de qualquer direção. Por meio do Binaural VoiceStream Technology™ da Phonak, o CROS B transmite, sem fio, o som do ouvido com surdez para o dispositivo no ouvido com melhor audição. A Phonak acrescentou uma característica no CROS B chamada StereoZoom. Graças a essa característica, o CROS B oferece uma melhor compreensão de fala em ambientes com ruído de fundo.¹

O que torna os aparelhos auditivos Belong tão especiais é o sistema operacional chamado AutoSense OS. Ele detecta os ambientes ao seu redor e ajusta seus aparelhos auditivos a cada mudança do ambiente sonoro. Só é necessário ligá-lo e o resto é automático.

Não importa o local ou o que você esteja fazendo. Os aparelhos auditivos CROS B e Belong foram projetados para simplificar sua vida.

¹Phonak Field Study News, setembro de 2015, StereoZoom.



Basta ligá-los

O CROS B é simples e está pronto para uso. Ao contrário dos dispositivos de ósteo integração ou ósteo ancorados que requerem cirurgia e um período de recuperação prolongado, assim que o CROS B é programado com um aparelho auditivo Belong, você pode simplesmente ligá-los e aproveitar de uma audição bilateral.

Com o CROS B, você se sentirá imediatamente incluído em uma conversa, independentemente da situação. Em um jantar com amigos ou em uma reunião de trabalho, você não precisará se posicionar de modo que todos fiquem ao lado da sua melhor orelha.

A adaptação certa

O CROS B está disponível em dois modelos retroauriculares discretos. Se estiver procurando **pelo menor tamanho**, o 312 é a escolha ideal.



Phonak CROS B-312



Phonak CROS B-312 Custom

Para a sua melhor orelha, é possível combinar o CROS B com qualquer aparelho auditivo Belong adequado às suas necessidades audiológicas.

Cores atraentes

Escolha entre 9 cores para combinar com seu tom de pele ou com a cor do seu cabelo.



Bege praia
P1



Madeira Sândalo
P3



Castanho
P4



Champagne
P5



Prata
P6



Grafite
P7



Veludo Preto
P8



Branco Alpino
T7



Bege
01

*Consulte o ponto de atendimento local sobre a disponibilidade de cores.

Phonak CROS B em diferentes situações

Conversa em locais ruidosos

Seu CROS B pode focar na voz à sua frente e reduzir o ruído de fundo. **Ouça mais o que você deseja e menos o que não quer.**

Conversar enquanto dirige

Se o passageiro estiver posicionado mais próximo da sua orelha com pior audição, pode ser impossível ter uma conversa. **Com o CROS B você pode facilmente compreender a voz do passageiro**, uma vez que o som é transmitido para seu ouvido com melhor audição.

Caminhar na rua

Com o CROS B sua consciência dos sons ao redor fica melhor, porque você é capaz de ouvir de ambas as direções. Isso facilita a conversação porque você não necessita que as pessoas estejam do seu lado com melhor audição. Você também pode ouvir se alguém o chamar na rua.



Dicas

Se você está recebendo um dispositivo CROS pela primeira vez ou se está realizando uma atualização de um CROS anterior, confira estas dicas para aproveitar o máximo do seu Phonak CROS B.

1. Fale com o seu profissional de saúde auditiva

Seu profissional de saúde auditiva o ajudará fazendo os ajustes necessários para garantir que a regulagem esteja confortável. Não hesite em voltar ao consultório se você sentir que algo não está bem. É importante que fique satisfeito com sua programação.

Ele se preocupa com o seu bem estar, portanto volte a vê-lo se for necessário.

2. Dê tempo ao tempo

Adaptar-se a algo novo leva tempo, seja um novo par de sapatos ou um novo carro. Se adaptar ao CROS B será parecido. Tudo vai soar diferente no início, seja paciente com você mesmo.

3. Continue experimentando ambientes diferentes

Experimente-o em situações que lhe sejam familiares e depois comece experimentando em outros ambientes. Existe algum lugar que você tenha evitado por causa da sua perda auditiva? Descubra como o CROS B faz a diferença na sua qualidade de vida.

4. Conte aos seus amigos e familiares

Informe as pessoas que você está se adaptando a novos aparelhos auditivos e que pode levar algum tempo para se adaptar.

5. Dê tempo a você mesmo

Se você tem a surdez unilateral há tempos o seu cérebro precisa de um período maior para se ajustar. Dê uma pausa a você mesmo e abaixe o volume por um tempo. Seu profissional de saúde auditiva pode aconselhá-lo sobre o tempo de uso ideal.

6. Tome notas

Se houver qualquer situação em que você sinta que o som "não está bom" – tome nota e retorne ao seu profissional de saúde auditiva para ajustar o CROS B de forma que melhor se adapte a você.

Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos, somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem seu sucesso social e emocional.

Life is on.

www.phonak.com.br

fale.conosco@phonak.com

SAC 0800 701 8105

