

Phonak Virto™ B

Informações do produto







O Phonak Virto B é uma linha completa de produtos intra-aurais para perdas auditivas de grau leve a profundo, incluindo quatro modelos em quatro níveis de desempenho.

Desenvolvido com a nova tecnologia da plataforma Phonak Belong, os aparelhos auditivos Phonak Virto B são soluções ideais para aqueles pacientes que buscam o melhor desempenho auditivo e soluções auditivas esteticamente atraentes.

Para mais informações, visite www.phonak.com.br


Descrição do produto

	 Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30
Nível de Potência				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP ¹				•
Configuração de hardware/opções/tecnologia				
Tamanho da bateria	10	10	10	312
Botão (programa/volume)	•	•	•	•
Controle de volume (roda)		•	•	•
Bobina telefônica	•	•	•	•
EasyPhone	•	•	•	•
Tecnologia do microfone	Omni	Omni	Directional	Directional
Wireless (conectividade e QuickSync)		•	•	•
Binaural VoiceStream Technology™			•	•
Classificação IP68 (sem CV)	•2	•2		


Dados técnicos

Potência		M	P	SP	UP ¹
Saída máxima (dB NPS)	Acoplador de 2cc	109	115	119	127
	Simulador de orelha	120	125	129	135
Ganho máximo (dB)	Acoplador de 2cc	40	50	60	70
	Simulador de orelha	50	60	70	78
Faixa de frequência (Hz)	Acoplador de 2cc	< 100–7000	< 100–6700	< 100–7000	< 100–5200
Consumo de bateria (mA)	NW	0,95	1,0	0,95	
	WHS	1,2	1,2	1,2	1,2


Faixa de adaptação




Para perda auditiva leve a moderada, todas as configurações audiométricas.



Para perda auditiva leve a moderada a severa, todas as configurações audiométricas.



Para perda auditiva moderada a severa, todas as configurações audiométricas.



Para perda auditiva moderada a profunda, todas as configurações audiométricas.

¹ Disponível apenas em alguns países

² IP68 indica que o aparelho auditivo é resistente à água e está protegido contra a poeira. Resistiu a uma submersão contínua a 1 metro de água durante 60 minutos e a 8 horas de exposição à câmara de poeira, tal como definido em IEC60529. Não foi encontrado nenhum vestígio de poeira evidente dentro da caixa.

Cores

Cores do faceplate



22

Cacau



26

Bege rosado



28

Marrom



06

Preto
(apenas para IIC)

Cores da caixa



22

Cacau



26

Bege rosado



28

Marrom



19

Branco



21

Transparente



36

Vermelho
transparente



37

Azul
transparente

Modelo de caixa



Phonak
Virto B-10 NW O
B90/B70/B50/B30



Phonak
Virto B-10 O
B90/B70/B50/B30



Phonak
Virto B-10
B90/B70/B50/B30



Phonak
Virto B-312
B90/B70/B50/B30

IIC	•			
CIC	•	•		
MC	•	•	•	
ITC	•	•	•	•
HS	•	•	•	•
FS	•	•	•	•

Programação

Software	Phonak Target™ 5.2 ou superior
Interfaces	iCube II, cabo de programação, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

Portfólio de comunicação sem fio

Acessório sem fio		 Phonak Virto B-10 NW O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 O B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-10 B90/B70/B50/B30	 Phonak Virto B-312 B90/B70/B50/B30
	EasyCall II		•	•	•
	Phonak ComPilot II		•	•	•
	Phonak ComPilot Air II		•	•	•
	Phonak TVLink II		• ¹	• ¹	• ¹
	Phonak RemoteMic		• ¹	• ¹	• ¹
	Phonak MiniControl	•			
Roger					
	Roger X / Phonak ComPilot II		•	•	•
	Roger MyLink	• ²	• ²	• ²	• ²

Para obter mais informações sobre microfones Roger, visite o site www.phonak.com.br

Níveis de desempenho

	Premium B90	Advanced B70	Standard B50	Essential B30		Premium B90	Advanced B70	Standard B50	Essential B30
AutoSense OS	Premium	Advanced	Standard	Essential	Características	Premium	Advanced	Standard	Essential
Situações silenciosas	•	•	•	•	UltraZoom ²	•	•	•	
Fala no ruído	•	•	•	•	SNR-Boost ²	•	•	•	
Conforto no ruído	•	•	•		FlexControl	•	•	•	
Música	•	•			FlexVolume	•	•	•	
Fala no ruído forte ²	•				DuoPhone ²	•	•	•	
Fala no carro	•				SoundRecover2	•	•	•	•
Conforto no eco	•				Ajustar preferências do usuário	•	•	•	•
Programas adicionais					Canais	20	16	12	8
Máx. de programas adicionais	5	5	5	5	WhistleBlock	•	•	•	•
Fala no vento ²	•				NoiseBlock	•	•	•	•
Conforto no eco	•				WindBlock ²	•	•		
Fala no ruído forte ²	•	•			EchoBlock	•			
Fala em 360° ²	•	•			SoundRelax	•	•		
Fala no ruído	•	•	•	•	QuickSync ²	•	•	•	•
Situações silenciosas	•	•	•	•	VAO	•	•	•	•
Conforto no ruído	•	•	•	•	Tinnitus Balance	•	•	•	•
Música	•	•	•	•	auto Acclimatization	•	•	•	•
Telefone acústico	•	•	•	•					
Programa personalizado	•	•	•	•					
Programas de transmissão									
Máx. de programas de transmissão	4	4	4	4					
Bluetooth audio + mic	•	•	•	•					
Telefone Bluetooth/DECT + mic	•	•	•	•					
RemoteMic/Roger	•	•	•	•					

Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos, somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem seu sucesso social e emocional.

Life is on.

www.phonak.com.br

sac.brasil@phonak.com

SAC 0800 701 8105

