

Phonak Fast Facts

röger

Roger Focus

Porque toda criança merece a atenção

O que é?

Roger Focus é um receptor Roger para ser utilizado atrás da orelha, discreto e muito confortável. Possui tubo fino, controle de volume e bateria 312. Também é resistente à água, suor e poeira (IP57) e está disponível em 17 cores, sendo o companheiro perfeito para as crianças mais aventureiras.

Quem pode usá-lo?

Crianças que necessitam de ajuda para manter a atenção aos estímulos auditivos, como a voz do professor. É uma solução indicada para crianças com déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro autista, transtorno de processamento auditivo e perda auditiva unilateral.

Como funciona?

O receptor Roger Focus é utilizado em conjunto com o microfone Roger para criar uma solução onde a fala do interlocutor é transmitida sem fio diretamente aos ouvidos da criança. Esta tecnologia apresenta benefícios comprovados, pois reduz o ruído de fundo perturbador e destaca a voz do interlocutor. Como resultado, as crianças que têm dificuldade de atenção são capazes de ouvir mais e se concentram melhor, permitindo participação plena na aprendizagem e em demais situações de comunicação.

O que é o Roger?

Roger é o novo padrão de transmissão digital sem fio da Phonak que utiliza a tecnologia de 2.4 GHz para favorecer a compreensão de fala na presença de ruído e à distância, superando o desempenho dos atuais sistemas de FM e digitais. Transmite (sem fio) a voz do interlocutor diretamente para o usuário.

Para que são as evidências?

Para saber mais sobre os estudos que comprovam os benefícios da tecnologia Roger para os grupos-alvo acima, visite www.phonakpro.com/evidence.