

Phonak

Fast Facts

TV Connector

De quoi s'agit-il ?

Le TV Connector est un appareil de diffusion prêt à l'emploi qui permet de connecter directement des aides auditives Phonak compatibles à un téléviseur ou à un lecteur multimédia sans nécessiter le port d'un appareil de diffusion. Grâce à la technologie AirStream™, le TV Connector offre la meilleure qualité sonore en diffusion sans fil depuis une télévision ou un système stéréo.



Quels sont les avantages ?

Le TV Connector offre les avantages suivants aux patients :

- Solution simple et prête à l'emploi
- Compatibilité Dolby™
- Diffusion simple vers plusieurs auditeurs situés à une distance de 15 mètres maximum
- 3 modes d'activation (automatique, manuel et silencieux)
- Commandes manuelles avec les nouveaux boutons marche/arrêt et de volume

Comment l'utiliser ?

Le TV Connector est prêt à l'emploi et peut être utilisé sur n'importe quel téléviseur équipé d'interfaces optiques (Toslink, numérique) ou jack (analogues) de 3,5 mm. La diffusion commence automatiquement dès que le téléviseur et le TV Connector sont allumés et que le patient est à 15 mètres maximum du TV Connector. L'audioprothésiste peut également modifier le mode d'activation pour l'adapter aux besoins du patient. Pour connecter plusieurs auditeurs, appuyez sur le bouton d'appairage sur le TV Connector. Les patients situés dans un rayon d'un mètre du TV Connector seront automatiquement connectés.

Pour en savoir plus sur le TV Connector, rendez-vous sur www.phonakpro.com/tvconnector ou contactez votre représentant Phonak.



Fabriqué sous licence Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le double symbole D sont des marques déposées de Dolby Laboratories