

Phonak


Fast Facts

SWORD™ 3.0

De quoi s'agit-il ?

La puce radio numérique sans fil de Sonova 2,4 GHz (SWORD) 3.0 évolue encore pour débloquer le potentiel de plusieurs protocoles :

- Protocoles Bluetooth® Classic et Low Energy
- Technologie Binaurale VoiceStream™
- Technologie AirStream™
- Technologie Roger™*



Quels sont les avantages ?

La puce SWORD 3.0 offre les avantages suivants :

- Diffusion binaurale de musique à partir de n'importe quel appareil Android™ ou iOS® compatible.
- Diffusion binaurale téléphonique et véritables appels mains-libres, sans avoir à toucher leur téléphone.
- Amélioration de l'intelligibilité vocale grâce à la technologie binaurale VoiceStream™, pour permettre aux patients de se concentrer sur une seule voix dans des situations auditives complexes. En d'autres termes, nous offrons plus de signal, moins de bruit et une meilleure compréhension.

- La technologie AirStream™ offre une qualité sonore exceptionnelle pour la diffusion sans fil depuis une télévision ou un système stéréo.
- RogerDirect™ permet à la technologie Roger de diffuser un signal directement vers les aides auditives Marvel et d'améliorer les performances auditives dans le bruit intense et à distance.*

Comment l'utiliser ?

La mise en œuvre de la puce SWORD 3.0 dans les aides auditives Phonak compatibles offre les avantages suivants :

- Diffusion automatique de toute la largeur de bande audio en temps réel et de manière bidirectionnelle
- Accepter ou rejeter des appels d'une simple pression sur le bouton de l'aide auditive
- Solution pour télévision prête à l'emploi qui offre une connexion automatique à la télévision pour une qualité sonore exceptionnelle pour la diffusion sans fil depuis une télévision ou un système stéréo
- Installation simple de la technologie Roger*

*Téléphones compatibles avec la technologie sans fil Bluetooth® 4.2

et la plupart des téléphones Bluetooth plus anciens

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques de commerce d'Apple

Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android est une marque déposée de Google Inc.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.phonakpro.com ou contactez votre représentant Phonak

***Disponible février 2019**

PHONAK
life is on