

Phonak

Fast Facts

Phonak Sound Delivery System 4.0

De quoi s'agit-il ?

Phonak Sound Delivery System 4.0 est la nouvelle solution de couplage acoustique pour les aides auditives Marvel. Ce système renvoie à l'ensemble des pièces qui prennent en charge la diffusion du son de l'aide auditive au tympan. Un bon couplage acoustique garantit des performances acoustiques appropriées, outre un confort d'utilisation pour vos patients.

Le nouveau système Phonak Sound Delivery System 4.0 offre les avantages suivants :

- Nouveau design de l'écouteur offrant une meilleure fiabilité
- Nouvel écouteur M en tant qu'écouteur par défaut
- Nouveaux dômes offrant un meilleur confort et une meilleure rétention
- Nouveau dôme tulipe pour les conduits auditifs étroits
- Nouveaux embouts sur mesure, avec nouveaux SlimTips en silicone et en titane*

Quels sont les avantages ?

Avantages pour vous :

- Flexibilité grâce à une large solution de couplage acoustique
- Moins de rendez-vous de maintenance

Avantages pour vos clients :

- Qualité sonore optimisée grâce au nouvel écouteur M
- Adaptation confortable, même pour les conduits auditifs très étroits
- Le bon matériau pour chaque oreille grâce à SlimTip (silicone, titane et acrylique)
- Durée d'utilisation plus longue entre la maintenance
- Augmentation du taux d'appareillage avec les nouveaux SlimTip en titane et en silicone*

Comment l'utiliser ?

Le système Phonak Sound Delivery System 4.0 offre les composants suivants :
Gamme d'écouteurs : S, M (nouveau), P et UP
Gamme de dômes : tulipe (nouveau), ouvert, obturant et puissant
Embouts sur mesure : SlimTip (titane*, silicone* ou acrylique) ; cShell (acrylique)

Veuillez noter que Phonak Sound Delivery System 4.0 est uniquement compatible avec les aides auditives Marvel et n'est PAS compatible avec les appareils plus anciens. Pour en savoir plus sur le Phonak Sound Delivery System, rendez-vous sur www.phonakpro.com ou contactez votre représentant Phonak.

*Disponible février 2019



PHONAK
life is on