

Phonak Marvel™

Accessoires sans fil

Information produit



Le TV Connector Phonak est une solution prête à l'emploi et facile à utiliser pour les aides auditives Phonak Marvel. Doté de la technologie brevetée Phonak AirStream™, le TV Connector offre une qualité sonore exceptionnelle pour la diffusion sans fil depuis une télévision ou un système stéréo. De plus, grâce à la connectivité directe aux téléphones iOS et Android, l'application Phonak Remote, facile à utiliser, permet à l'utilisateur de profiter encore plus des performances de son aide auditive Marvel.

TV Connector – L'appareil de diffusion simple d'utilisation pour la télévision et la musique



TV Connector est l'interface prête à l'emploi pour la TV et les autres sources audio, qui prend en charge la connectivité directe aux aides auditives Phonak Marvel. Il est conçu pour simplifier la configuration et l'utilisation de l'appareil et offre une qualité sonore stéréo excellente grâce à sa technologie AirStream™. TV Connector peut diffuser des signaux audio jusqu'à une distance de 50 pieds à un nombre illimité d'utilisateurs connectés simultanément.


Présentation des fonctions

- Diffusion dans les deux aides auditives en qualité stéréo
- Technologie AirStream pour une meilleure qualité sonore, une latence de diffusion moindre et une méthode de connexion plus efficace
- Technologie « en un clic » pour toutes les aides auditives compatibles à proximité sans manipulation à faire
- Diffusion simultanée à un nombre illimité d'utilisateurs à la fois
- Pour plus de discrétion, elle peut être installée derrière le téléviseur

Compatibilité

- Le TV Connector est compatible avec l'ensemble des aides auditives sans fil à connectivité directe Phonak.

Utilisation



Pour visionner des vidéos sur l'utilisation et la configuration de TV Connector, rendez-vous sur www.phonakpro.fr/tvconnector

Caractéristiques techniques



- 1 Bouton de connexion
- 2 Témoin lumineux (LED)
- 3 Prise microUSB
- 4 Prise audio pour câble optique (Toslink) ou jack 3,5 mm
- 5 Bouton de marche
- 6 Boutons pour augmenter ou baisser le volume (calibrage)

Boîtier petite taille (L : 63 mm x l : 63 mm x h : 12 mm)

Phonak Remote – L'application télécommande simplifiée




L'application **Phonak Remote** est conçue pour offrir une plus grande facilité d'utilisation avec une télécommande. Il s'agit d'une commande simple pour les fonctions de votre aide auditive disponibles sur votre smartphone, sans avoir besoin d'un périphérique intermédiaire porté sur soi.


Présentation des fonctions

- Ajustement du volume des aides auditives les deux côtés à la fois ou un côté à la fois
- Liste des programmes avec sélection directe des programmes disponibles pour l'aide auditive
- Possibilité de personnaliser le nom des programmes disponibles dans l'application
- Sélection des sources audio disponibles connectées aux aides auditives
- Ajustement simple de la fonction de balance environnementale de l'aide auditive pendant la diffusion d'une source audio
- Ajustement séparé de la fonction anti-acouphènes, si l'aide auditive en est équipée
- Vérification de la durée de port moyenne des aides auditives connectées sur l'application
- État de charge de la pile (pour les aides auditives rechargeables)
- Configuration d'Auto-On à la sortie du chargeur (pour les aides auditives rechargeables)


Pour visionner des vidéos sur l'utilisation et la configuration de l'application Phonak Remote sur votre téléphone, rendez-vous sur www.phonakpro.ca/remoteapp




Ajustement du volume pour chaque côté



Balance environnementale d'un diffuseur audio



Sélection et personnalisation des programmes



Fonction anti-acouphènes

Compatibilité

- L'application Phonak Remote est compatible avec les aides auditives Phonak avec connectivité Bluetooth®.
- L'application Phonak Remote peut être utilisée avec des téléphones équipés de la technologie Bluetooth® Low-Energy (BT-LE) et est compatible avec les iPhone 5s et ultérieurs, fonctionnant avec la version 10.2 d'iOS ou ultérieure.
- L'application Phonak Remote peut être utilisée sur les appareils Android disposant des services Google Mobile (GMS), prenant en charge Bluetooth 4.2 et Android OS 6.0 et ultérieurs.

Apple, le logo Apple, iPhone et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Et la vie s'exprime

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime !

www.phonak.ca