

Phonak CROS™ B Modèle rechargeable

- Offre 24 heures* d'audition sans recharger l'appareil
- L'aide auditive rechargeable au chargement le plus rapide et qui dure le plus longtemps
- Simple à manipuler, plus aucun souci avec les piles jetables
- Batterie lithium-ion rechargeable révolutionnaire intégrée

* Résultats attendus avec une charge complète et jusqu'à 80 minutes de temps de diffusion sans fil.
Rendez-vous sur le site www.phonakpro.ca/etudes

Options de charge intelligentes et faciles à utiliser

Phonak Ecrin de charge

- À la fois un chargeur, un kit de séchage et un boîtier de protection
- Contient également un outil de nettoyage



Phonak Power Pack

- Fixé en toute simplicité à l'Ecrin de charge Phonak
- Idéal pour les courts voyages pendant lesquels aucune alimentation n'est disponible
- Offre 7 jours de charge lorsque chargé complètement



Phonak Mini chargeur

- L'option de charge la plus compacte



CROS B-R

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement.

*La vie s'exprime.

www.phonak.ca

sonova
HEAR THE WORLD



Phonak CROS™ B-R

Lorsque mes aides auditives me permettent de suivre des conversations, quelle que soit leur provenance, je profite de la vie.

Une marque Sonova

PHONAK
life is on

Lorsque vous appréciez d'entendre pendant 24h* sans avoir à recharger vos aides auditives, la vie s'exprime

Phonak CROS™ B-R est la première aide auditive CROS équipée d'une **batterie lithium-ion rechargeable intégrée** qui offre 24 heures* d'audition sans avoir à la recharger.

Les aides auditives rechargeables Phonak CROS B-R associent la dernière technologie haute performance à une **technologie de batterie révolutionnaire**.

Vous n'avez **plus à vous soucier des piles jetables**, petites et difficiles à manipuler. Vous avez la liberté et la confiance de savoir que vos aides auditives CROS B-R sont chargées et prêtes à vous accompagner tout au long de la journée et pendant la nuit si nécessaire.

* Résultats attendus avec une charge complète et jusqu'à 80 minutes de temps de diffusion sans fil.
Rendez-vous sur le site www.phonakpro.fr/etudes



Pourquoi CROS B-R est-il si intelligent ?

Phonak CROS B-R repose sur la technologie Phonak Belong™. Lorsque CROS B-R est équipé d'une aide auditive Audéo B-R, il vous permet d'entendre clairement les sons et les voix et suivre les conversations, quelle que soit leur provenance. Grâce à la Technologie Binaurale VoiceStream™ de Phonak, CROS B-R transfère sans fil le son de l'oreille malentendante vers l'aide auditive placée sur la meilleure oreille. CROS B-R offre donc une bien meilleure compréhension vocale dans le bruit ambiant.¹

Ce qui rend les aides auditives Belong si spéciales, c'est un système d'exploitation unique, baptisé AutoSense OS™. Il détecte votre environnement et règle vos aides auditives à chaque instant. Il vous suffit de les activer et le reste est automatique.

Où que vous soyez et quoi que vous fassiez, CROS B-R et les aides auditives Belong ont été conçues pour vous simplifier la vie.

¹ Ebbing, S. Et Omisore, D. (2015). Phonak CROS II - Une meilleure compréhension de la parole grâce à une focalisation binaurale. Phonak Field Study News, disponible sur https://www.phonakpro.com/fr/fr/resources/information-forms/etudes/Field_study.html, consulté le 11 juin 2017.



Il suffit de les activer

CROS B-R est très simple d'utilisation et prêt à l'emploi. Contrairement aux aides auditives à ancrage osseux BAHA, qui nécessitent une opération chirurgicale et une longue période de cicatrisation, lorsque CROS B-R est appareillé avec une aide auditive Belong, vous n'avez qu'à l'activer pour entendre ce qui se passe des deux côtés.

Grâce à CROS B-R, vous vous intégrez parfaitement dans une conversation, quelle que soit la situation.

Des accessoires sans fil Phonak pour optimiser vos aides auditives

Phonak propose une gamme d'accessoires sans fil pour optimiser les performances de vos aides auditives lorsque vous en avez besoin.

Pour vous permettre de mieux comprendre lorsque vous regardez la télévision, vous parlez au téléphone ou vous écoutez de la musique, nous avons conçu des solutions sans fil pour répondre à tous vos besoins. Ils vous permettent également de participer pleinement à des conversations dans des situations bruyantes ou lorsque vous vous trouvez à distance de votre interlocuteur ou en présence de plusieurs locuteurs.

Phonak CROS B-R dans différentes situations



Conversations dans des lieux bruyants

Votre Phonak CROS B-R peut se focaliser sur une voix face à vous et réduire le bruit ambiant. **Cela vous permet de mieux entendre ce que vous voulez et moins ce qui ne vous intéresse pas.**



Tenir une conversation tout en conduisant

Si votre oreille malentendante se trouve du côté de votre copilote, tenir une conversation tout en conduisant peut devenir un vrai défi. **Avec CROS B-R, vous pouvez comprendre leurs voix plus facilement**, car l'aide auditive transmet le son dans votre meilleure oreille.



Perception de votre environnement

Avec CROS B-R, vous percevez mieux les sons, car vous pouvez entendre dans les deux directions. Les conversations deviennent plus simples car vous n'avez pas besoin que les personnes se trouvent sur votre bon côté, vous les entendez toutes.

Conseils

Voici quelques conseils utiles pour profiter au maximum de votre solution Phonak CROS B-R, que vous utilisiez CROS B-R pour la première fois ou que vous utilisiez une génération précédente de Phonak CROS.

1. Parlez-en avec votre audioprothésiste

Votre audioprothésiste vous aidera à faire tous les réglages nécessaires pour s'assurer que la configuration est idéale pour vous. N'hésitez pas à revenir vers lui si vous trouvez que les voix sont trop fortes ou si quelque chose « vous ennuie ». Il veut que vous soyez satisfait, donc allez le voir lorsque vous en avez besoin.

2. Prenez le temps de vous habituer

S'habituer à quelque chose de nouveau prend un certain temps, qu'il s'agisse d'une nouvelle paire de chaussures ou d'une nouvelle voiture. S'habituer à CROS B-R nécessite également un certain temps. Vous entendrez tout différemment au début, donc soyez patient.

3. Essayez différents environnements

Commencez par des situations familières puis découvrez de nouveaux environnements. Vous évitez certaines situations à cause de votre perte auditive ? Vous allez découvrir que CROS B-R va changer votre niveau de confort et la façon dont vous profitez des situations.

4. Prévenez vos proches

Dites à vos proches que vous êtes en train de vous familiariser avec une nouvelle solution auditive et que cela pourrait prendre un certain temps.

5. Faites des pauses

Si vous souffrez d'une surdité unilatérale depuis longtemps, votre cerveau va peut-être prendre un certain temps à s'habituer. C'est normal. Faites une pause quand vous en avez besoin, mais rappelez-vous que plus vous utilisez votre nouvelle aide auditive CROS B-R, mieux vous vous y habituerez.

6. Prenez des notes

Un tout nouvel univers sonore s'ouvre à vous. Si, dans certaines situations, vous sentez que le son n'est pas idéal, notez-le et parlez-en à votre audioprothésiste pour qu'il vous aide à configurer CROS B-R au mieux.