

Pure Freude mit dem  
**Vivante**  
Erlebnis

MIT VIVANTE ERLEBEN IHRE KUNDEN  
*die bunten  
Klänge des Lebens*

Wir setzen verstärkt auf digitale Medien. Scannen Sie den QR-Code und erfahren Sie noch mehr über Vivante.



Ganz gleich, wie der Höralltag Ihrer Kunden aussieht, mit der Moxi™ Hörsystemfamilie der neuen Vivante Plattform erleben Ihre Kunden, wie bunt das Leben klingt.

### Vivante – die bisher beste Sound Performance von Unitron

**Integra OS** – erweitert um eine **neue 8.** Hörumgebung: Gespräch im lauten Störgeräusch

**NEU! HyperFocus** – verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) bei persönlichen Gesprächen in komplexen, lauten Situationen

**NEU! Manuelles Programm 360° Sprachverstehen im Auto** – automatischer Fokus auf Sprache, unabhängig davon, wo die Fahrgäste sitzen

### Bauformen, die in die bunte Hörwelt Ihrer Kunden passen

Mit der Moxi Vivante Hörsystemfamilie stehen zwei neue Bauformen zur Verfügung, die für Ästhetik, Komfort und Benutzerfreundlichkeit stehen. Sie folgen der gleichen Designphilosophie, für die Unitron Hörsysteme bereits mehrfach ausgezeichnet wurden.



#### Moxi V-R

Unser kleinstes wiederaufladbares Hörgerät mit Direktanbindung



#### Moxi V-RT

Wiederaufladbares Hörgerät mit Telefonspule und Direktanbindung

Hörsysteme sind in Originalgröße abgebildet.

A Sonova brand

### Ein personalisiertes und grenzenloses Hörerlebnis in Farbe

Unsere Experience Innovations, einschließlich Tools zu Performance Tracking und Continuous Care, unterstützen Ihre Kunden, ihren persönlichen Höralltag erfolgreich zu meistern. Diese einzigartigen Funktionen ermöglichen Ihren Kunden, ihr Hörerlebnis zu personalisieren, sodass es zu ihrem individuellen Höralltag passt. Und mit der Remote Plus App lassen sich jederzeit weitere Einstellungen vornehmen.



### Immer in Verbindung mit der bunten Welt der Klänge

Dank der Made For All Kompatibilität können Kunden freihändig telefonieren und Anrufe sowie weitere Medien wie Musik, Podcasts und digitale Assistenten bequem direkt über ihre Hörsysteme streamen und mit bloßem Tippen ans Ohr steuern. Zudem können sie nahtlos zwischen zwei aktiv verbundenen Bluetooth®-Geräten wechseln.



### Ladestation in neuem Design – für hohen Benutzerkomfort!

- › Klein und kompakt
- › Magnetische Ladeeinsteckungen für einfaches Einsetzen und Entnehmen der Hörsysteme
- › Farblich gekennzeichnete Seitenmarkierungen
- › Schnelles und stabiles Laden, vollständig aufgeladen in nur drei Stunden optimale Bedienbarkeit. Kunden können die Hörsysteme einfach einsetzen und herausnehmen

**unitron** Love the experience

## Überzeugende Technologie auf allen Ebenen

Sie können sich sicher sein, dass Unitron auf allen Ebenen eine überzeugende Technologie bietet, die zum Höralltag und Budget Ihrer Kunden passt. Und sollten sich der Höralltag, das Budget oder die Hörbedürfnisse Ihrer Kunden ändern, lassen sich die Unitron Hörsysteme auch nach dem Kauf dank unserem einzigartigen FLEX:UPGRADE™ auf eine höhere Technologieebene upgraden. Für ein großartiges Hörerlebnis von Beginn an.



Integra OS		V9 Premium	V7 Advanced	V5 Standard	V3 Essential	V1 Lower Essential
<b>Umgebungsklassifizierung</b>	Anzahl Hörumgebungen	8	6	4	2	AutoMic
	NEU Gespräch im lauten Störgeräusch	•				
	Gespräch in großer Gruppe	•				
	Gespräch in kleiner Gruppe	•	•			
	Musik	•	•			
	Störgeräusch	•	•	•		
	Ruhige Umgebung	•	•	•		
	Gespräch in ruhiger Umgebung	•	•	•	•	
	Gespräch im Störgeräusch	•	•	•	•	
	Anzahl Streamingumgebungen	2	2	2	2	2
	Media Speech	•	•	•	•	•
	Media Music	•	•	•	•	•
<b>Klangoptimierung</b>	NEU HyperFocus	•	•			
	NEU Gespräche im lauten Störgeräusch (manuelles Programm)	•	•			
	NEU 360° Sprachverstehen im Auto (manuelles Programm)	•				
	AutoFocus 360	•				
	AutoFocus		•			
	Dynamische Störgeräuschunterdrückung	•	•			
	Soft Speech Lift	•	•	•		
	Pinna Effekt 2	•	•	•		
	Pinna Effekt	•	•	•	•	•
	Sprachanhebung	•	•	•	•	•
	Störgeräuschunterdrückung	•	•	•	•	•
<b>Allgemeine Funktionen</b>	Tap Control	•	•	•	•	
	Made For All Direktanbindung	•	•	•	•	•
	Lithium-Ionen Akku-Technologie	•	•	•	•	•
	Telefonspule*	•	•	•	•	•
<b>Anzahl Kanäle</b>		20	20	16	12	12

### Verfügbar in allen Technologieebenen

#### Klangstabilisierung

- › AntiShock 2
- › Wind Manager
- › Phase Canceller

#### Mikrofoneinstellungen

- › Adaptiv Direktional
- › Fix Direktional
- › Fix Direktional weit
- › Omni Direktional

#### Experience Innovations

##### Performance Tracking

- › FLEX:TRIAL
- › Log It All
- › Bewertungen

#### Bedienbarkeit und Komfort

- › Remote Plus App
- › TV Connector
- › Remote Control
- › PartnerMic
- › RogerDirect
- › DuoLink
- › Binaurales Telefon\*

#### Anpassung

- › First-Fit-Strategie
- › Automatischer Anpass Manager
- › Frequenzkompression 2
- › Tinnitus Masker
- › Manuelle Programme
- › IntelliVent

#### Continuous Care

- › Coach
- › Fernanpassung
- › FLEX:UPGRADE

#### Personalisierung

- › Schnellzugriff auf Klarheit und Komfort
- › Zusätzliche App Programme\*
- › Equalizer\*

Um das Hörerlebnis Ihrer Kunden weiter zu optimieren, stehen Ihnen zusätzliches Zubehör sowie Roger™ Produkte zur Verfügung.

Weitere Informationen finden Sie auf [www.unitron.com/ch/de\\_ch.html](http://www.unitron.com/ch/de_ch.html)

\* Nicht verfügbar für Produkte der Lower Essential Technologieebene V1

Wir bei Unitron ermöglichen Menschen Hörerlebnisse, die die Lebensqualität verbessern und sich ihrem individuellen Lebensstil anpassen. Unsere Sound Performance, Experience Innovations und unser intuitives Design arbeiten perfekt zusammen und bieten herausragende Personalisierungs- und Optimierungsmöglichkeiten. Bereit für ein großartiges Hörerlebnis. **Love the experience.™**

© 2023 Unitron. All rights reserved.  
028-6712-01/V1.00 / 2023-04

