


Bienvenue dans
l'expérience
Vivante™

CONÇUES POUR APPORTER À VOS CLIENTS
**les sons d'une
belle vie**

Pour réduire notre impact sur l'environnement, nous devenons davantage numériques. Scannez le QR code pour en savoir plus sur Vivante.



Quel que soit le style de vie de vos clients, la gamme d'aides auditives Moxi™ sur la nouvelle plateforme Vivante, apportera les sonorités d'une belle vie directement à leurs oreilles.

Les performances sonores de Vivante sont nos meilleures à ce jour

Integra OS a évolué pour inclure un **NOUVEL** environnement d'écoute, le huitième : conversation en milieu très bruyant

NOUVEAU ! HyperFocus améliore le rapport signal/bruit pour les conversations en face à face dans des environnements très bruyants

NOUVEAU ! Le programme manuel de conversation 360 en voiture se concentre automatiquement sur la parole, quel que soit l'endroit où les passagers sont assis

Nous avons un modèle pour leur style de vie

La gamme Moxi Vivante propose deux nouveaux designs pour ceux qui apprécient l'esthétique, le confort et la facilité d'utilisation, et notre philosophie de conception est identique à de nombreuses aides auditives Unitron primées.

Une expérience auditive personnalisée et libératrice

Notre série d'Innovations Expérientielles, y compris les outils de suivi des performances et d'accompagnement continu, aident vos clients à s'épanouir dans leur parcours auditif. Ces fonctionnalités uniques permettent à chacun de vos clients d'adapter leur expérience d'écoute à leur style de vie, et l'application Remote Plus leur apporte un accès facile et instantané aux réglages dont ils ont besoin.



La vie est faite de connexions

Grâce à notre compatibilité Made For All, vos clients peuvent diffuser facilement des appels téléphoniques et d'autres sons comme de la musique, des podcasts ou leur assistant virtuel directement dans leurs aides auditives, et les contrôler facilement d'une simple pression sur l'oreille. Deux appareils Bluetooth® peuvent être connectés simultanément, tout en passant de l'un à l'autre en toute fluidité.



Moxi V-R

Notre plus petit RIC rechargeable lithium-ion avec connectivité directe



Moxi V-RT

Notre RIC rechargeable lithium-ion avec bobine téléphonique et connectivité directe

Aides auditives présentées à taille réelle

Une marque Sonova



Nouveau design du chargeur

Le maintien magnétique permet à vos clients d'insérer et de retirer leurs aides auditives plus facilement

unitron™ Love the experience

Une technologie puissante à tous les niveaux

Gardez l'esprit tranquille : Unitron dispose d'une technologie puissante à tous les niveaux pour correspondre au style de vie et au budget de vos clients. Si leur style de vie, leur budget ou leurs besoins auditifs changent, notre fonctionnalité unique FLEX:UPGRADE™ permet à leurs aides auditives d'évoluer avec eux. Du début à la fin, vos clients peuvent se sentir à l'aise dans toute leur expérience de soin auditif.

Integra OS		V9 Premium	V7 Advanced	V5 Standard	V3 Essential	V1 Lower Essential
Classification environnementale	Nombre total d'environnements d'écoute	8	6	4	2	AutoMic
	Conversation en milieu très bruyant	•				
	Conversation dans la foule	•				
	Conversation en petit groupe	•	•			
	Musique	•	•			
	Bruit	•	•	•		
	Calme	•	•	•		
	Conversation dans le calme	•	•	•	•	
	Conversation dans le bruit	•	•	•	•	
	Nombre total d'environnements en streaming	2	2	2	2	2
	Média parole	•	•	•	•	•
Média musique	•	•	•	•	•	
Optimisation sonore et performance	HyperFocus	•	•			
	Conversation en milieu très bruyant (programme manuel)	•	•			
	Conversation 360 en voiture (programme manuel)	•				
	AutoFocus 360	•				
	AutoFocus		•			
	Réduction dynamique du bruit	•	•			
	Soft speech lift	•	•	•		
	Effet Pavillon 2	•	•	•		
	Effet Pavillon	•	•	•	•	•
	Amélioration de la parole	•	•	•	•	•
	Réduction du bruit	•	•	•	•	•
Fonctionnalités	Contrôle tactile	•	•	•	•	
	Connectivité directe Made for All (MFA)	•	•	•	•	•
	Rechargeable	•	•	•	•	•
	Bobine téléphonique*	•	•	•	•	•
Nombre de canaux d'adaptation	20	20	16	12	12	

Disponible à tous les niveaux de performance :

Stabilisation sonore

- > AntiShock 2
- > Gestion du bruit du vent
- > Anti Larsen

Options microphone

- > Directionnel adaptatif
- > Directionnel fixe
- > Directionnel fixe élargi
- > Omnidirectionnel

Innovations Expérientielles

Suivi des performances

- > FLEX:TRIAL
- > Log It All
- > Évaluations

Fonctions pratiques et compléments d'écoute

- > Application Remote Plus
- > TV Connector
- > Remote Control
- > PartnerMic
- > Compatibilité RogerDirect
- > DuoLink
- > Téléphone binaural

Appareillage

- > Flux First Fit
- > Gestionnaire d'Adaptation Automatique
- > Compression fréquentielle 2
- > Masqueur d'acouphènes
- > Programmes manuels
- > IntelliVent

Continuité des soins

- > Coach
- > Réglages à distance Remote Adjust
- > FLEX:UPGRADE

Personnalisation

- > Boutons confort et clarté
- > Programmes optionnels de l'application
- > Equalizer

Des compléments d'écoute en option et des produits Roger™ sont disponibles pour améliorer davantage l'expérience d'écoute de vos clients.

Pour plus d'informations, consultez le site

www.unitron.com/ch/fr_ch.html

* Uniquement pour le modèle Moxi V-RT

Chez Unitron, notre mission est de vous faire bénéficier d'expériences auditives qui améliorent la vie et qui s'intègrent dans votre quotidien de manière évidente. L'association parfaite de technologies sonores performantes, d'Innovations Expérientielles et d'un design intuitif, apporte un niveau de personnalisation et d'optimisation unique au monde. Parce que chacun devrait pouvoir adorer l'expérience. **Love the experience™**