

Phonak Virto™ Paradise



Phonak Virto P ist das umfassende ITE-Portfolio für leicht- bis hochgradige Hörverluste. Virto P ist in vier Modellen, vier Leistungsstufen und vier Technologiestufen erhältlich und verfügt über einen Tinnitus Balance Noiser zur Tinnitus-Therapie. Virto P Hörgeräte basieren auf der innovativen Phonak Paradise Plattform und eignen sich damit ideal für Kunden, die sich eine maßgefertigte Lösung mit bester Hörleistung wünschen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.phonakpro.com

Produktbeschreibung

	 Virto P-Titanium P90/P70	 Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	 Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Leistungsstufe				
M	•	•	•	•
P	•	•	•	•
SP	•	•	•	•
UP**				•
Hardware-Konfiguration / Optionen / Technologie				
Batteriegröße	10	10	312	312
Taster (Hörprogramm / Lautstärke)	Optional	Optional	Optional	•
EasyPhone (für akustisches Telefon)	Optional	•	•	
MiniControl (für Programmwechsel oder Lautstärkeänderungen)	•	•		
Lautstärkesteller (Poti)		Optional	Optional	Optional
Telefonspule	Optional	Optional	Optional	
Mikrofon-Technologie	Omni	Omni	Omni	Direktional
IP Schutzgrad (ohne Lautstärkesteller)	IP68 ¹	IP68 ¹		
Bluetooth®				•
Binaurale VoiceStream Technologie				•

Farben

Faceplate Farben



26
Hellrosa



22
Hellbraun



28
Braun



06
Schwarz



26
Hellrosa



22
Hellbraun



06
Schwarz

Nur Titanium:
Schalenfarben Titanium Gray und Faceplate Farben

Farben von Acryl-Schalen



21
Transparent



26
Hellrosa



22
Hellbraun



28
Braun



06
Schwarz



R
Rot Transparent



B
Blau Transparent

Schalenformen



Virto P-Titanium



Virto P-10 NW O



Virto P-312 NW O



Virto P-312

IIC	•	•		
CIC	•	•		
MC		•	•	
ITC		•	•	
HS		•	•	•
FS		•	•	•

Technologiestufen

	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30	Funktionen	Premium P90	Advanced P70	Standard P50	Essential P30
AutoSense OS™ 4.0					UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
Verstehen im lauten Störgeräusch*	•				Dynamic Noise Cancellation	•			
Verstehen bei Fahrgeräuschen	•				Speech Enhancer	•			
Komfort in halligen Situationen	•				EchoBlock	•			
Musik	•	•			WindBlock	•	•		
Komfort im Störgeräusch	•	•	•		SoundRelax	•	•		
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•	DuoPhone	•	•	•	
Ruhige Umgebung	•	•	•	•	Roger und direktional*	•	•	•	
Sprach-Streaming (Medien) + Mik.*	•	•	•	•	SoundRecover2	•	•	•	•
Audio-Streaming (Medien) + Mik.*	•	•	•	•	Lautstärkeabgleich (DataLogging)	•	•	•	•
Zusätzliche Programme					WhistleBlock	•	•	•	•
Max. Anzahl zusätzl. Programme	3 (4*)	3 (4*)	3 (4*)	3 (4*)	NoiseBlock	•	•	•	•
Komfort in halligen Situationen	•				QuickSync*	•	•	•	•
Verstehen im lauten Störgeräusch*	•	•			Akustisch optimiertes Vent	•	•	•	•
Speech in 360°**	•	•			Tinnitus Balance	•	•	•	•
Verstehen im Störgeräusch	•	•	•	•	auto Akklimatisierung	•	•	•	•
Ruhige Umgebung	•	•	•	•	Streaming-Balance	•	•	•	•
Komfort im Störgeräusch	•	•	•	•	RogerDirect*	•	•	•	•
Musik	•	•	•	•	Kanäle für Feinanpassung	20	20	16	12
Akustisches Telefon	•	•	•	•					
Individuelles Hörprogramm	•	•	•	•					
Streaming-Programme									
RogerDirect + Mik.*	•	•	•	•					
PartnerMic + Mik.*	•	•	•	•					
Anruf + Mik.*	•	•	•	•					

Anpassung

Software	Phonak Target ab Version 7.3
Schnittstellen	Noahlink Wireless, Programmierkabel, HI-PRO, HI-PRO2

* Nur für Virto P-312

** Nur in bestimmten Ländern erhältlich

1. IP68 bedeutet, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

iOS ist eine Marke von Cisco, Inc.


Android ist eine Marke von Google Inc.

Akustische Ankopplung


Leistungsstufe

		M	P	SP	UP**
Max. Ausgangsschalldruck (dB SPL)	2 cm ³ Kuppler	109	115	119	127
Max. Verstärkung (dB)	2 cm ³ Kuppler	40	50	60	70
Frequenzbereich (Hz)	2 cm ³ Kuppler	<100 - 7000	<100 - 6700	<100 - 7000	<100 - 5200
Betriebsstrom (mA)	Nicht wireless	1,1	1,2	1,1	
	Wireless	1,7	1,8	1,7	1,7


Anpassbereich




Für leicht- bis mittelgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen



Für leichtgradigen bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen



Für mittelgradigen bis starken Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen



Für mittel- bis hochgradigen Hörverlust, alle audiometrischen Konfigurationen

Wireless Communication Portfolio

	Virto P-Titanium P90/P70	Virto P-10 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 NW O P90/P70/P50/P30	Virto P-312 P90/P70/P50/P30
Wireless-Zubehör				
TV Connector				•
Phonak PartnerMic				•
Phonak RemoteControl				•
Roger				
RogerDirect™				•
Apps				
myPhonak				•

Weitere Informationen zu Virto Paradise Finden Sie unter www.phonakpro.com/virtoparadise

Weitere Informationen zu den Roger-Mikrofonen finden Sie unter: www.phonakpro.de/roger

Weitere Informationen zu den Phonak Apps finden Sie unter: www.phonakpro.de/smartapps

Life is on

Wir bei Phonak glauben, dass gutes Hören gleichbedeutend mit Wohlbefinden und Lebensqualität ist. Seit mehr als 70 Jahren arbeiten wir mit Leidenschaft daran, eine Welt zu schaffen in der jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann. Unsere innovativen Hörlösungen sind für Menschen jeden Alters und jede Art von Hörminderung konzipiert, um jedem zu ermöglichen sich sozial und emotional frei zu entfalten.

www.phonakpro.de