

Slanger, lydkupler og voksfiltre til Phonak høreapparater – hvad gør jeg?

Du går ind på vores webbutik www.phonak-butik.com eller ringer ind på vores ordretelefon 64 41 78 87 tryk #2.

Du skal blot oplyse de afkrydsede felter herunder, så får du tilsendt disse uden beregning.

Klinik: _____ Adresse: _____

Tlf.nr: _____ Postnr./By: _____

Apparattype	
Bolero B-PR/B-M/B-P/B-SP/ M-M/M-PR	
Naída M-SP/Naída P-PR	
Naída Link M	
Sky B-PR/B-M/B-P/M-M/M-PR/M-SP	
Sky Link M	

SlimTube HE (Belong)			
● Højre		● Venstre	
HE 0-R		HE 0-L	
HE 1-R		HE 1-L	
HE 2-R		HE 2-L	
HE 3-R		HE 3-L	

SlimTube SDS 4.0			
● Højre		● Venstre	
00-R		00-L	
0-R		0-L	
1-R		1-L	
2-R		2-L	
3-R		3-L	

SlimTube CROS (Belong)			
● Højre		● Venstre	
0-R		0-L	
1-R		1-L	
2-R		2-L	
3-R		3-L	

Apparattype	
Audéo B-13/B-R/B-312T/B-312/B-10/M-R /M-RT/M-312T/M-312/M-13T/P-R/P-RT/P-312/P-13T	
Naída B-RIC	
Sky B-RIC	



Bemærk! Hvis du har modellerne Audéo, Sky B-RIC eller Naída B-RIC, må du ikke selv skifte ledning.

Lydkupler til Belong			
	S	M	L
Åben			
Lukket			
Power			



Lydkupler* SDS 4.0 til Paradise/Marvel			
	S	M	L
Cap			
Open			
Vented			
Power			



* Ikke bagud kompatible

Receiver* til Belong	
xS (Standard)	
xP (Power)	

Receiver* til Paradise/Marvel	
xS (Standard)	
xM (Medium)	
xP (Power)	

* Ikke bagud kompatible

Voksfiltre		
Cerustop*		CeruShield**



Bemærk! Har du en SlimTip til Audéo Paradise/Marvel, skal der bestilles både Cerustop og CeruShield.

* Cerustop passer også til i-øret apparater Virto™ M/B.

** Ikke bagud kompatibel

Hvornår skal jeg skifte?

Slanger

Slangen skal ikke skiftes særligt ofte. Hvis slangen bliver misfarvet eller ikke længere har en ordentlig pasform, bør den skiftes. Typisk vil det være 1-2 gange årligt. I nogle tilfælde måske endnu sjældnere. Hvis du har høreapparater på begge ører, så skift begge sider samtidigt.

Bemærk! Hvis du har modellerne Audéo, Sky B-RIC eller Naída B-RIC, må du ikke selv skifte ledning.

Lydkupler

Lydkuplen skiftes typisk 3-4 gange årligt, da materialet her er mere blødt og fleksibelt. Det er vigtigt at lydkuplen føles behagelig, når den sidder i øregangen. Med tiden vil den blive mere stiv og så er det tid til at skifte. Hvis du har høreapparater på begge ører, bør du skifte begge sider samtidigt.

CeruStop

Filteret skiftes typisk 1 x pr. måned. Det er vigtigt at CeruStop er fri for ørevoks. Det kan rengøres forsigtigt med en lille børste, så det ikke nødvendigvis skal skiftes, hvis filteret er blevet fint hvidt igen.

CeruShield

Filteret skiftes typisk 1 x i kvartalet. Det er vigtigt at CeruShield er fri for ørevoks. Det kan rengøres forsigtigt med en lille børste, så det ikke nødvendigvis skal skiftes, hvis filteret er blevet fint hvidt igen.

Hvordan bestiller jeg?

Du bestiller online på vores webbutik www.phonak-butik.com, eller pr. ordretelefon 63 41 01 51 i tidsrummet 10 - 12.

Vedligeholdelse

Man kan selv gøre noget for at undgå at skulle skifte slanger så ofte. Med slangerne fulgte en lille tynd og fleksibel tråd. Den kan man føre gennem den tynde slange, hvis denne skulle være stoppet til med ørevoks. Skru slangen af høreapparaterne og før så den tynde tråd gennem den tynde slange, så evt. ørevoks bliver skubbet ud. Sæt herefter den tynde slange på høreapparaterne igen og påsæt en ny lydkuppl. Skulle du have mistet den tynde tråd, kan du bestille en ny som beskrevet ovenfor.

Kuplerne kan evt. skylles i lunkent vand og tørre natten over, skulle der stadig være fugt i dem brug da f.eks. en blæsebold til at tørre dem.

Bemærk! Hvis du har modellerne Audéo, Sky B-RIC eller Naída B-RIC, må du ikke selv skifte ledning.

Vi ønsker dig god fornøjelse med dine nye høreapparater fra Phonak.

Bestilling af C&C line

C&C Line produkterne bestilles ved at sende denne seddel til Sonova Denmark A/S, Østre Hougvej 42-44, 5500 Middelfart

Husk at du aldrig må bruge almindelige vaske- eller rengøringsmidler til rengøring af dine høreapparater.

Noter evt. til egen information hvilke varer du har bestilt.

Antal

_____	Komplet tørresæt	Kr. 249,-
_____	Komplet rense- og tørresæt	Kr. 295,-
_____	Luftpuster	Kr. 99,-
_____	Tørrebæger	Kr. 99,-
_____	Tørrekapsler	Kr. 99,-
_____	Rensebæger	Kr. 99,-
_____	Rensetabletter	Kr. 99,-
_____	Renseservietter	Kr. 99,-
_____	Rensespray	Kr. 99,-
_____	D-Dry (elektronisk tørreboks)	Kr. 995,-
_____	Batterier str. 675/60stk	Kr. 449,50,-
_____	Batterier str. 312/60stk	Kr. 449,50,-
_____	Batterier str. 13/60stk	Kr. 449,50,-
_____	Batterier str. 10/60stk	Kr. 449,50,-

(Alle priser er inkl. moms.)

