



## Design, der er specialudviklet til børn

### Branchens bedste robusthed

Med Sky Marvel har børn frihed til at lege, selv hvis høreapparaterne bliver lidt våde. Marvel høreapparater er bygget med et robust hus, der gør dem vand- og støvafvisende (IP68-kapsling).\*\*\*

### Børnesikring

Unge lyttere er beskyttet takket være den børnesikrede ørehook og den nye børnesikrede batteriskuffe, da batterierne sidder i høreapparatet godt beskyttet mod små nysgerrige fingre og munde. Med Sky M-PR kan det indbyggede lithium-ion-batteri ikke fjernes, og der er dermed ikke risiko for, at det kan sluges ved en fejl.

### Nyt indikatorlys

Sky Marvel har et nyt indikatorlys, som er intuitivt og diskret og tydeligt angiver høreapparatets status.

### Direkte streaming fra Roger-mikrofoner

Med RogerDirect™ har børn nu adgang til Roger-teknologi uden behovet for en ekstern modtager. Roger-modtagere kan installeres trådløst i Sky Marvel-høreapparater, og du slipper dermed for problemerne med kompleks modtagerkompatibilitet.. Denne uovertrufne kombination tilbydes nu i den mindste pakke nogensinde, hvilket giver børn nemmere adgang til flere ord og samtaler.<sup>2</sup> Sky med Roger er nu op til 42 % mindre og 32 % lettere end den tidligere generation.\*

## Genopladelighed

Sky M-PR kan lades helt op på blot 3 timer og tilbyder en hel dags hørelse inklusiv 10 timers Roger- eller mediestreaming.\*\* Forældre, omsorgspersoner, lærere og børnene selv får den ro i sindet, der følger med visheden om, at høreapparaterne er tændt hele dagen lang.

## Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende høreløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

[www.phonakpro.dk](http://www.phonakpro.dk)

# Phonak Sky™ Marvel



## Kærlighed ved første lyd

Du kan finde flere oplysninger på [www.phonakpro.com](http://www.phonakpro.com)

Sky Marvel indeholder meget avanceret teknologi, der giver optimal lydkvalitet, og børnene er sikret god komfort, høj sikkerhed og stor robusthed i alle aspekter af deres liv.

De nye høreapparater i Sky Marvel-serien introducerer en unik kombination af verdensførende teknologi kombineret med helt særlige funktioner, der er skræddersyet til børn. Vi bestræber os på udelukkende at tilbyde børnene de bedst mulige løsninger til udvikling af tale og sprog, taleforståelighed og brugervenlighed. Sky Marvel er udviklet til at maksimere både kvaliteten og kvantiteten af lydinput og understøtter dermed barnets sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling med kærlighed fra aller første lyd.

## Klar, fyldig lyd

### Verdens første operativsystem, der er skræddersyet til børn

AutoSense Sky OS 3.0 er designet til at genkende de udfordrende lyttesituationer, som børn oplever hver dag, og til at tilbyde den helt rette kombination af adaptiv støjreduktion, som giver større komfort og mindre lytteanstrengelse.<sup>1</sup> Vi introducerer med Sky Marvel AutoSense Sky OS 3.0, som nu også klassificerer streamede signaler. Takket være dette får børnene klar fyldig lyd, når de streamer tale, og optimeret lydkvalitet, når de streamer musik.

## Kompatibelt med smartphones, Roger™-mikrofoner m.m.

### Direkte streaming fra både iOS® og Android™

Som det eneste høreapparat til børn kan Sky Marvel slutes direkte til næsten alle smartphones og Bluetooth®-aktiverede enheder. Det kan slutes til to enheder og streamer lyd til begge ører. I en moderne verden, hvor intelligente enheder spiller en central rolle både i et barns sociale liv og skolegang, giver Sky Marvel intuitiv adgang og streaming i stereolydkvalitet for både tale, apps, musik, e-bøger og meget mere.



<sup>2</sup> Benitez-Barrera, C.R., Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote microphone system use at home: Impact on caregiver talk. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, Vol. 61, 399-409.  
\* Sammenligning af Sky M-M og Sky B-P + Roger 18 (designintegreret modtager).  
\*\* Den faktiske opladningstid afhænger af den resterende batterilevetid, men den overskrider ikke 3 timer.  
\*\*\* IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Det er blevet testet og tåler kontinuerlig nedsænkning i 1 meter vand i 60 minutter og 8 timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC 60529.

