

Bestillingsformular

SlimTube, lydkupler og voksfiltre

SlimTube, lydkupler og voksfiltre til Phonak høreapparater

Hvad gør jeg?

Du kan enten gå ind på vores webbutik www.phonak-butik.com eller ringe ind på vores ordretelefon 6441 7887 (#1 og derefter #2). Tidsrum for bestilling: 10-12. Du skal blot oplyse de afkrydsede felter herunder, så får du tilsendt disse uden beregning. Din bestilling bliver sendt med UPS.

Navn:

Adresse:

Tlf. nr:

Postnr./By:

Klinik:

Serienr. højre:


Serienr. venstre:

Belong

Audéo/ Bolero

Lydkupler til Belong

Åben	S 1987	M 1988	L 1989
Lukket	S 1990	M 1991	L 1992
Power	S 1993	M 1994	L 1995



Bolero

SlimTube HE

 Højre		 Venstre	
0-R 0539		0-L 0543	
1-R 0540		1-L 0544	
2-R 0541		2-L 0545	
3-R 0542		3-L 0546	

Bemærk! Anvender du SlimTube med lydkupler husk også at bestille disse.

Marvel/ Paradise

Audéo/ Bolero/ Naída

Lydkupler SDS 4.0 til Paradise/ Marvel

Cap	S 0788		
Open	S 0785	M 0786	L 0787
Vented	S 0809	M 0810	L 0811
Power	S 0820	M 0821	L 0822



Bolero/ Naída

SlimTube SDS 4.0

 Højre		 Venstre	
00-R 0885		00-L 0884	
0-R 0795		0-L 0794	
1-R 0798		1-L 0796	
2-R 0823		2-L 0799	
3-R 0825		3-L 0824	

Bemærk! Anvender du SlimTube med lydkupler husk også at bestille disse.

Filtre

CeruStop 098-0282	
CeruShield* 098-0445	

*Kun til SDS 4.0 (Marvel og Paradise)

Vi sender en 4 års pakke.
Ved yderligere behov kan der bestilles supplerende uden beregning.

Bestillingsformular

SlimTube, lydkupler og voksfiltre

Praktiske tips

Hvornår skal jeg skifte?

SlimTubes

SlimTuben skal ikke skiftes særligt ofte. Hvis SlimTuben bliver misfarvet eller ikke længere har en ordentlig pasform, bør den skiftes. Typisk vil det være 1-2 gange årligt. I nogle tilfælde måske endnu sjældnere. Hvis du har høreapparater på begge ører, så skift begge sider samtidigt.

Bemærk! Hvis du har modellerne Audéo, Sky B-RIC eller Naída B-RIC, må du ikke selv skifte ledning.

Lydkupler

Lydkuplen skiftes typisk 3-4 gange årligt, da materialet her er mere blødt og fleksibelt. Det er vigtigt at lydkuplen føles behagelig, når den sidder i øregangen. Med tiden vil den blive mere stiv og så er det tid til at skifte. Kuplerne kan evt. vaskes med lunkent vand og sæbe og tørre natten over, skulle der stadig være fugt i dem brug da f.eks. en blæsebold til at tørre dem. Hvis du har høreapparater på begge ører, bør du skifte begge sider samtidigt.

CeruStop

Filteret skiftes typisk 1 x pr. måned. Det er vigtigt at CeruStop er fri for ørevoks. Det kan rengøres forsigtigt med en lille børste, så det ikke nødvendigvis skal skiftes, hvis filteret er blevet fri for ørevoks.

CeruShield

Filteret skiftes typisk 1 x i kvartalet. Det er vigtigt at CeruShield er fri for ørevoks. Det kan rengøres forsigtigt med en lille børste, så det ikke nødvendigvis skal skiftes, hvis filteret er blevet fri for ørevoks.

Hvordan bestiller jeg?

Du bestiller online på vores webbutik www.phonak-butik.com, eller pr. ordretelefon 6441 7887 (#1 og derefter #2).

Vedligeholdelse

Man kan selv gøre noget for at undgå at skulle skifte SlimTuben så ofte. Med SlimTuberne følger en lille tynd og fleksibel tråd. Den tynde tråd kan man føre gennem SlimTuben, hvis denne skulle være stoppet til med ørevoks. Skru SlimTuben af høreapparatet og før så den tynde tråd gennem SlimTuben, så evt. ørevoks bliver skubbet ud. Sæt herefter SlimTuben på høreapparatet igen og påsæt en ny lydkuppel. Skulle du have mistet den tynde tråd, kan du bestille en ny som beskrevet ovenfor.

Bemærk! Hvis du har modellerne Audéo, Sky B-RIC eller Naída B-RIC, må du ikke selv skifte ledning.

QR kode til pleje og vedligeholdelsesvideoer (se nederst på websiden):



Vi ønsker dig god fornøjelse med dine nye høreapparater fra Phonak!