

Phonak Naída™ L ●

Información del producto

Phonak Naída Lumity es el exhaustivo catálogo BTE para pérdidas auditivas de leves a profundas.

Con Phonak SmartSpeech™ Technology, los audífonos Naída L son los indicados para los usuarios que necesitan soluciones potentes en nuestra plataforma más avanzada, Phonak Lumity.



Descripción del producto



Naída L-UP
Naída L-UP Trial
L90/L70/L50/L30




Naída L-PR
Naída L-PR Trial
L90/L70/L50/L30

Tamaño de la pila/batería		675	recargable integrada
Bobina inductiva		•	
Compatibilidad con CROS L			•
Bluetooth®		•	•
Recubrimiento hidrófobo		•	•
Índice IP		IP68 ¹	IP68 ¹
Dimensiones	L. × An. × Prof.	42,6 × 18,8 × 8,6 mm (1,68 × 0,74 × 0,34")	36,7 × 16,4 × 8,5 mm (1,44 × 0,64 × 0,33")
	Peso	4,60 g	3,68 g
Tiempos de carga ²	De 0 % a 100 %		3 h
	De 0 % a 80 %		1,5 h
	Adaptación de 30 minutos		10 min


		HE11	HE11 680	HE11 680	Tubo fino 4.0
Presión de salida máx. (dB SPL)	Acoplador de 2 cc	141	134	130	129
Ganancia máx. (dB)	Acoplador de 2 cc	84	78	68	69
Rango de frecuencia (Hz)		< 100 - > 4700	< 100 - > 4700	< 100 - > 5700	< 100 - > 7100
Corriente de trabajo (mA)		3,3	2,8		

Rango de adaptación

- Tubo fino 4.0
- HE11 680



Pérdida auditiva de severa a profunda, todas las configuraciones audiométricas



Pérdida auditiva de leve a moderadamente severa, todas las configuraciones audiométricas

Colores de la caja



H0
beige



P1
beige arena



P3
sándalo



P4
castaño



P5
champán



P6
gris plata



P7
gris grafito



P8
negro
aterciopelado

¹ IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Resistió una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua dulce durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC 60529.
² El tiempo de carga real puede depender de la vida de la batería restante y puede verse afectado por las condiciones de temperatura.

Niveles de rendimiento

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
AutoSense OS™ 5.0				
Palabra en ruido fuerte	•			
Conversación en el coche	•			
Confort en eco	•			
Música	•	•		
Confort en ruido	•	•	•	
Palabra en ruido	•	•	•	•
Ambiente tranquilo	•	•	•	•
Palabra multimedia + mic.	•	•	•	•
Música multimedia + mic.	•	•	•	•
Programas adicionales				
Programas adicionales máx.	4	4	4	4
Confort en eco	•			
Palabra en ruido fuerte	•	•		
Palabra en 360°	•	•		
Palabra en ruido	•	•	•	•
Ambiente tranquilo	•	•	•	•
Confort en ruido	•	•	•	•
Música	•	•	•	•
Teléfono acústico	•	•	•	•
Programa a medida	•	•	•	•
Teléfono mediante bobina inductiva ± mic. ¹	•	•	•	•
Bobina inductiva pública ± mic. ¹	•	•	•	•
Programas de transmisión inalámbrica				
RogerDirect + mic.	•	•	•	•
Phonak PartnerMic™ + mic.	•	•	•	•
Llamada telefónica + mic.	•	•	•	•

	Premium L90	Advanced L70	Standard L50	Essential L30
Funciones				
SpeechSensor	•			
Enfatizador del habla	•			
StereoZoom 2.0	•	•		
Cancelador de ruido dinámico	•	•		
Sensor auditivo de movimiento ²	•	•	•	
RogerDirect™	•	•	•	•
EchoBlock	•			
Tap control ²				
- Siri/Asistente de Google	•	•		
- Pausar/reanudar transmisión	•	•		
- Aceptar/finalizar llamada telefónica	•	•		
SoundRelax	•	•		
DuoPhone	•	•	•	
Real Ear Sound	•	•	•	
UltraZoom	•	•	•	•
Roger™ y configuración de Direccionalidad	•	•	•	•
Broadband Booster ¹	•	•	•	•
Funcionalidades de salud ^{2,3}	•	•	•	•
WindBlock	•	•	•	•
Preferencias de ajuste del usuario	•	•	•	•
Tinnitus Balance ²	•	•	•	•
Auto Acomodación	•	•	•	•
Equilibrio ambiental	•	•	•	•
SoundRecover2	•	•	•	•
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Ajuste fino de canales	20	20	16	12

Tecnología SmartSpeech

¹ Disponible solo para Phonak Naída L-UP

² Disponible solo para Phonak Naída L-PR

³ Disponible en combinación con myPhonak

Adaptación

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Phonak Target	9.0 o superior	9.0 o superior
Noahlink Wireless / Noahlink Wireless 2	•	•
NOAHLink	•	
HI-PRO, HI-PRO2	•	

Acoplador acústico

		Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Salida de sonido	Codo	Amortiguado (HE11 680), transparente	•
	Codo	Sin amortiguación (HE11), transparente	•
	Tubo fino 4.0	Disponible para la izquierda y la derecha en cinco longitudes distintas (00, 0, 1, 2 y 3)	•
Acoplador para tubo fino	Cápsula	Cápsula de confort	•
		Cápsula abierta Disponible en tres tamaños (S, M y L)	•
		Cápsula ventilada Disponible en tres tamaños (S, M y L)	•
		Cápsula de potencia Disponible en tres tamaños (S, M y L)	•
	SlimTip	Acrílica	•
	Silicona	•	
Acoplador para codo	Molde del oído	•	•

Phonak Naída L Trial

Los nuevos audífonos Phonak Naída L Trial pueden configurarse rápidamente a los niveles de rendimiento necesarios con el fin de adaptarse a sus recomendaciones. Esto le proporciona la capacidad de adaptar al usuario la solución auditiva óptima ya en la primera cita o proporcionar una sustitución cuando el audífono del usuario esté en reparación. Los dispositivos Naída L Trial también incluyen un receptor Roger instalado previamente que permite realizar de manera fácil una demostración y una prueba de cualquier micrófono Roger.

Opciones de carga de Phonak Naída L-PR

Phonak Charger Combi BTE / Phonak Charger Combi BTE 2

Naída L-PR tiene todas las funciones de Lumity que le encantan, además de ser recargable. Los usuarios pueden disfrutar de un día completo de audición incluyendo transmisión.*

* Duración de la batería prevista de 16 horas, incluidas 4 horas de transmisión inalámbrica con Bluetooth clásica y 4 horas de transmisión inalámbrica con TV Connector.



Versiones Phonak Naída L Bluetooth®

Llamadas directas y transmisión de sonido	Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.2 y la mayoría de los teléfonos con Bluetooth más antiguos
---	---

Portafolio de comunicación inalámbrica

	Naída L-UP Naída L-UP Trial L90/L70/L50/L30	Naída L-PR Naída L-PR Trial L90/L70/L50/L30
Accesorios inalámbricos		
TV Connector	•	•
Phonak PartnerMic	•	•
Phonak RemoteControl	•	•
Roger		
Micrófonos Roger	•	•
Aplicaciones		
myPhonak	•	•
myPhonak Junior	•	•

Para obtener más información, visite www.phonak.com/naida-lumity

Para obtener más información sobre los micrófonos Roger, visite www.phonak.com/roger

Para obtener más información sobre myPhonak y myPhonak Junior, visite www.phonak.com/apps

life is on

Desde 1947, Phonak tiene el firme compromiso de conservar la calidad de vida abriendo nuevos mundos acústicos. Ya entonces, en el momento de su fundación, nuestra empresa se movía por una convicción formativa: creemos que oír bien es igual a vivir bien y, por lo tanto, es esencial para vivir la vida al máximo. De hecho, el sentido del oído está vinculado directamente al bienestar social, emocional, cognitivo y físico. Tanto hoy como en el futuro, nos esforzamos por ofrecer la gama más amplia de soluciones auditivas innovadoras. Además, junto con nuestros audioprotesistas, seguimos centrándonos en lo que más importa: mejorar la comprensión verbal, cambiar la vida de las personas y tener un efecto positivo en toda la sociedad.

www.phonak.com



027-0699-06/V1.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved