

Phonak Belong™ Simplifier la vie des utilisateurs



Phonak Audéo™ B Contours RIC



Audéo B-10 Audéo B-312 Audéo B-312T Audéo B-13 Audéo B-R Audéo B-Direct

Phonak Bolero™ B Contour BTE



Bolero B-M Bolero B-P Bolero B-SP Bolero B-PR

Phonak Naída™ B Contours surpuissants



Naída B-R RIC Naída B-SP Naída B-UP

Phonak Sky™ B Contours pédiatriques



Sky B-M Sky B-P Sky B-PR Sky B-SP Sky B-UP Sky B-RIC

Chargeurs RIC/BTE



Mini Chargeur



Chargeur Premium



Audéo B-R et Naída B-R RIC
Chargeur Premium RIC
(Ecrin de charge RIC + Power Pack)
Mini Chargeur RIC



Bolero B-PR et Sky B-PR
Chargeur Premium BTE
(Ecrin de charge BTE + Power Pack)
Mini Chargeur BTE

Accessoire TV pour Audéo B-Direct



TV Connector

Phonak Virto™ B Intra-auriculaires



Virto B-Titanium Virto B-10 NW O Virto B-10 O Virto B-10 Virto B-312 NW O Virto B-312 Virto B-13

Phonak CROS B Surdit  unilat rale



CROS B-312 CROS B-13 CROS B-312 Custom CROS B-13 Custom

Aud o B/Bolero B/Na da B/CROS B

P1	P3	P4	P5	P6	P7	P8	T7	O1
Dune de Sable	Santal	Noisette	Champagne	Gris Argent�	Gris Carbone	Velours Noir	Blanc Alpin	Beige

Sky B

Bo�tier	P1	P3	P4	P5	P6	P8	O1
	Dune de Sable	Santal	Noisette	Champagne	Gris Argent�	Velours Noir	Beige
Coude	Q2	Q3	T3	T7	M6	M7	M8
	Vert Electrique	Bleu Cara�bes	Rose poudr�	Blanc Alpin	Rouge Volcan	Bleu Oc�an	Violet Pourpre
	R1	R2	R3	Q6	13	Q7	R4
	Vert	Jaune	Rose	Bleu	Transparent	Violet	Orange

Virto B/CROS B Custom

Face-plate	Beige	Cocoa	Marron	Noir (IIC uniquement)			
	26	22	28	21	06	36	37
Coque	Beige	Cocoa	Marron	Transparent	Rouge transp.		Bleu transp.

Virto B-Titanium

Coque	Gris Titane	Face-plate	Noir
-------	-------------	------------	------

				Premium	Avancé	Standard	Essentiel
PROGRAMMES				B90	B70	B50	B30*
AutoSense OS	Parole en voiture	Sync		●			
	Parole dans le bruit intense***	TBV	Sync	●			
	Situation réverbérante	Sync		●			
	Musique	Sync		●	●		
	Confort dans le bruit	Sync		●	●	●	
	Parole dans le bruit	Sync		●	●	●	●
Manuels	Situation calme	Sync		●	●	●	●
	Speech in Wind***	TBV	Sync	●			
	Situation réverbérante	Sync		●			
	Parole dans le bruit intense***	TBV	Sync	●	●		
	Parole à 360°***	TBV	Sync	●	●		
	Parole dans le bruit	Sync		●	●	●	●
	Situation calme	Sync		●	●	●	●
	Confort dans le bruit	Sync		●	●	●	●
	Musique	Sync		●	●	●	●
FONCTIONS	Téléphone Acoustique	Sync		●	●	●	●
	ECHO BLOC						
	WindBloc			●	●		
	SoundRelax			●	●		
	FlexControl			●	●	●	
	FlexVolume			●	●	●	
	DuoPhone***	TBV		●	●	●	
	Real Ear Sound			●	●	●	
	UltraZoom			Premium	Avancé	Standard	Essentiel
	QuickSync		Sync	●	●	●	●
	SoundRecover2			●	●	●	●
	LarsenBloc			●	●	●	●
	NoiseBloc			●	●	●	●
	Auto Acclimatation			●	●	●	●
	Tinnitus Balance			●	●	●	●
DIVERS							
Canaux				20	16	12	8
	Compatibilité CROS B**	TBV	Sync	●	●	●	●

*Non disponible pour Audéo B-R, Bolero B-PR, Naída B-R RIC, Audéo B-Direct et Sky B

**Non compatible avec Audéo B-R, Bolero B-PR, Naída B-R RIC, Audéo B-Direct et Sky B-PR

***Non compatible/disponible avec Audéo B-Direct

TBV Technologie Binaurale VoiceStream™ Sync Synchronisation des programmes

Phonak Audéo™ B							Phonak Bolero™ B			
Modèles	B-10	B-312	B-312T	B-13	B-Direct	B-R	B-M	B-P	B-SP	B-PR
Niveaux performances	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50	90/70/50	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50
Pile	10	312	312	13	13	Batterie li-ion	312	13	13	Batterie li-ion
Bouton-poussoir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle de volume				●				●	●	●
Connectivité sans fil	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Bluetooth®					●					
Bobine téléphonique			●	●			●	●	●	●
Indice IP	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Gain Max. (dB)	xS (46/111)	xS (46/111)	xS (46/111)	xS (46/111)	xS (46/111)	xS (46/111)	(56/122) ¹	(58/126) ¹	(68/128) ¹	(58/126) ¹
MPO (dB SPL)	xP (57/124)	xP (57/124)	xP (57/124)	xP (57/124)	xP (57/124)	xP (57/124)	(63/129) ²	(66/131) ²	(71/131) ²	(66/131) ²
2 cc coupler		xUP (66/130)	xUP (66/130)	xUP (66/130)	xUP (66/130)	xUP (66/130)				

Phonak Virto™ B								Phonak Naída™ B		
Modèles	B-Titanium	B-10 NW O	B-10 O	B-10	B-312 NW O	B-312	B-13	B-SP	B-UP	B-R RIC
Niveaux performances	90/70	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50/30	90/70/50
Pile	10	10	10	10	312	312	13	13	675	Batterie Li-ion
Bouton-poussoir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Contrôle de volume			●	●	●	●	●	●	●	
Connectivité sans fil			●	●		●	●	●	●	●
Bobine téléphonique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Microphone	Omni	Omni	Omni	Dir	Omni	Dir	Dir			
Indice IP	IP68							IP68	IP68	IP68
Gain Max. (dB)	M (40/109)	M (40/109)	M (40/109)	M (40/109)	M (40/109)	M (40/109)	M (40/109)	(74/133) ³	(77/135) ³	xS (46/111)
MPO (dB SPL)	P (50/115)	P (50/115)	P (50/115)	P (50/115)	P (50/115)	P (50/115)	P (50/115)	(81/139) ⁴	(82/141) ⁴	xP (57/124)
2 cc coupler	SP (60/119)	SP (60/119)	SP (60/119)	SP (60/119)	SP (60/119)	SP (60/119)	SP (60/119)			xUP (66/130)
						UP (70/127)	UP (70/127)			

Phonak Sky™ B						
Modèles	B-M	B-P	B-PR	B-SP	B-UP	B-RIC
Niveaux performances	90/70/50	90/70/50	90/70/50	90/70/50	90/70/50	90/70/50
Pile	312	13	Batterie li-ion	13	675	13
Bouton-poussoir	●	●	●	●	●	●
Contrôle de volume		●	●	●	●	●
Connectivité sans fil	●	●	●	●	●	●
Bobine téléphonique	●	●	●	●	●	●
Indice IP	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Gain Max. (dB)	(56/122) ¹	(58/126) ¹	(58/126) ¹	(74/133) ³	(77/135) ³	xS (46/111)
MPO (dB SPL)	(63/129) ²	(66/131) ²	(66/131) ²	(81/139) ⁴	(82/141) ⁴	xP (57/124)
2 cc coupler						xUP (66/130)

Phonak CROS B			
Modèles	B-312	B-13	B-312 Custom
Pile	312	13	312
Bouton-poussoir	●	●	●
Contrôle de volume		●	Option
Indice IP	IP68	IP68	
CROS Tip	●	●	
Tube fin CROS	●	●	
Coude CROS B		●	

(1)Tube fin HE (2)HE 10 680 (3)HE 11 680 (4)HE 11