



Phonak Audéo™ Marvel

Un coup de foudre auditif

la vie s'exprime

PHONAK
life is on

Les aides auditives
Marvel incarnent
notre volonté
d'offrir un plaisir
d'entendre
sans limites



Depuis plus de 70 ans, Phonak s'efforce de créer des aides auditives pour améliorer la vie des personnes. Chaque nouveau produit Phonak repousse les limites des technologies auditives. Nous créons des solutions qui offrent une excellente qualité sonore, sont faciles d'utilisation et améliorent le bien-être de l'utilisateur.

Notre dernière création est le fruit de plusieurs années de travaux de recherche et développement, rassemblés dans une petite merveille technologique. Nous avons concentré notre attention sur ce que les patients attendent d'une aide auditive de première classe : une expérience sonore claire et riche.

L'association de cette philosophie et des technologies modernes nous a permis de développer une aide auditive multifonctionnelle qui offre un véritable coup de foudre auditif.

Découvrez les aides auditives

Phonak Audéo Marvel :

- Un son riche et clair
- Une connectivité aux smartphones (iOS® et Android™), télévisions, etc.
- Des modèles rechargeables
- Des applications intelligentes



Un coup de foudre auditif... à chaque instant de la journée !

- Qualité sonore exceptionnelle dès le premier appareillage¹
- Meilleure compréhension de la parole dans le bruit²
- Effort d'écoute réduit dans le bruit³
- La meilleure qualité sonore en diffusion sans fil⁴

Nous parlons de **coup de foudre auditif**, mais les aides auditives Phonak Audéo Marvel ne se contentent pas de faire forte impression la première fois que vous les portez. Elles offrent des performances d'exception au quotidien !

Dès l'instant où vous utilisez vos aides auditives Marvel pour la première fois, vous pouvez vous attendre à une qualité sonore inégalée. Pour arriver à ce résultat, nous avons amélioré chaque aspect de nos technologies aux performances éprouvées. Ainsi, votre aide auditive Marvel fonctionne comme prévu, même dans les environnements les plus difficiles.

Cette nouvelle génération de technologie Phonak reconnaît et s'adapte automatiquement et avec précision à un plus grand nombre de situations auditives que jamais auparavant⁵. Vous pouvez profiter d'une meilleure compréhension de la parole dans le bruit² ainsi que d'un moindre effort d'écoute³ vos aides auditives ne manqueront pas de vous impressionner par leurs performances au quotidien. Après tout, une bonne audition permet de participer et de communiquer davantage, et donc de vous sentir mieux ! Avec en outre une qualité sonore exceptionnelle, une puissante technologie de batterie rechargeable et une connectivité sans fil avec les smartphones et les télévisions, les bonnes raisons d'aimer Marvel ne manquent pas !

Qu'est-ce qui rend Marvel encore plus merveilleux ?

Les technologies contemporaines sont en constante évolution. Nos vies sont ponctuées d'appels téléphoniques, de SMS, d'e-mails, de télévision et d'innombrables applications. L'aide auditive Phonak Audéo Marvel est conçue pour se connecter aisément aux appareils électroniques du quotidien tout en offrant un son clair et riche.

Connectivité avec les smartphones

Contrairement aux autres aides auditives du marché, Marvel peut se connecter directement à votre smartphone iOS ou Android, ainsi qu'à tout autre téléphone compatible Bluetooth®, pour diffuser toutes sortes de sons dans vos oreilles. Profitez de véritables appels mains-libres grâce aux microphones intégrés qui captent votre voix. Vous pouvez décrocher et raccrocher en une simple pression sur le bouton, même si le téléphone est à l'autre bout de la pièce. Il est également possible de configurer votre téléphone de façon à entendre les notifications directement depuis vos aides auditives Marvel. Et ce n'est pas tout : Marvel offre une diffusion sans fil sonore stéréo de qualité pour la musique, les vidéos, les livres électroniques, les podcasts et bien plus encore !



Expérience TV et multimédia

L'aide auditive Phonak Audéo Marvel est aussi équipée de la technologie AirStream™, qui offre une qualité sonore exceptionnelle en diffusion sans fil depuis une télévision ou un système stéréo⁴. Profitez de vos émissions de télévision et de vos films préférés grâce au TV Connector, une solution simple et prête à l'emploi.

C'est aussi simple que d'utiliser des écouteurs sans fil, et c'est même encore mieux : les aides auditives Marvel peuvent faire la distinction entre les signaux vocaux et musicaux diffusés et s'adapter automatiquement pour vous donner une qualité sonore optimale.

Fonctionnalités offertes :

- Connectivité aux smartphones – iOS et Android
- Connectivité à de nombreux appareils électroniques du quotidien
- Connectivité aux microphones Roger™ et aux accessoires Phonak
- Aides auditives utilisables comme des écouteurs stéréo sans fil
- Durée de diffusion extra longue grâce à la technologie AirStream

Améliorez vos performances auditives avec la technologie Roger™

Quand le bruit et la distance affectent votre audition, il peut être particulièrement difficile de comprendre la parole. C'est dans ce type de situation que le microphone Roger entre en jeu pour améliorer vos performances auditives⁶.

La technologie Roger a été développée en 2013. Elle est aujourd'hui considérée comme une référence numérique sans fil. Elle fonctionne en captant la voix d'un orateur par le biais d'un microphone Roger et en la transmettant sans fil à l'auditeur tout en réduisant le bruit ambiant.

Les aides auditives Marvel sont équipées de RogerDirect™, qui permet à la technologie Roger de diffuser le son directement dans celles-ci sans avoir besoin de connecter un écouteur externe. Grâce à cette innovation unique, vous pouvez participer pleinement aux conversations, même dans des environnements particulièrement bruyants comme les restaurants, les réunions de travail et les activités scolaires.

Avantages pour vous :

- Marvel et Roger, une combinaison imbattable pour les situations auditives difficiles
- Conçu pour améliorer la compréhension vocale dans le bruit et à distance
- Solution discrète et attractive





La puissance de la technologie rechargeable

Phonak évolue à l'avant-garde des technologies rechargeables dans le secteur des aides auditives, avec le lancement des piles rechargeables lithium-ion. Les aides auditives Marvel sont également disponibles avec cette technologie, pour une charge rapide et durable. Vous pouvez ainsi dire adieu aux soucis des piles jetables ! Une fois chargées, vos aides auditives sont prêtes pour vous accompagner tout au long de la journée !



De la même manière que votre téléphone portable, les aides auditives Phonak Audéo Marvel sont toujours prêtes à l'emploi quand vous les portez. Elles s'éteignent et s'allument automatiquement quand elles sont installées et retirées, respectivement, de leur écran de charge. Profitez d'une audition et d'une diffusion sans fil illimitées tout au long de la journée, grâce à la puissance de la technologie rechargeable.

Fonctionnalités offertes :

- Facilité d'utilisation – plus aucun souci avec les piles jetables
- Une journée complète d'audition incluant la diffusion sans fil
- Charge super rapide
- Batterie conçue pour durer 6 ans

Disponible avec des options de charge faciles à utiliser, notamment le Mini écran de charge avec port de charge standard USB-C.



App-solument Merveilleux !

Application myPhonak

Cette application facile à utiliser est le moyen le plus intelligent de profiter au mieux de vos aides auditives Marvel.

Grâce aux différentes fonctions de l'application, vous pouvez profiter sereinement tout

en sachant que votre

audioprothésiste pourra vous venir en aide si nécessaire pour satisfaire vos besoins auditifs⁷.

Parlez-en à votre audioprothésiste.



Fonctions offertes :

- Télécommande : ajustez et contrôlez le volume de vos aides auditives en sélectionnant un programme ou un scénario ou personnalisez davantage le son grâce à des fonctionnalités avancées
- Remote Support : votre aide auditive Phonak peut être ajustée à distance, en temps réel par votre audioprothésiste lors de certaines séances de suivi
- Journal Auditif : gardez une trace de votre expérience auditive et partagez vos commentaires avec votre audioprothésiste
- Mes Aides Auditives : obtenez plus d'informations sur l'état de la pile de vos aides auditives, les programmes personnalisés et les statistiques

Les aides auditives Audéo Marvel sont disponibles en plusieurs modèles et couleurs pour répondre à tous vos besoins

Modèles à pile



Audéo M-312



Audéo M-312T



Audéo M-13T

Couleurs



Dune de Sable



Santal



Noisette



Champagne



Gris Argenté



Indice de protection à l'eau et aux poussières : IP68

Modèles rechargeables



Audéo M-R



Audéo M-RT



Gris Carbone



Velours Noir



Blanc Alpin



Beige

Plus qu'une aide
auditive d'exception,
c'est une merveille
multifonctionnelle.

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement.

*Et la vie s'exprime !

www.phonak.fr