

Découvrez les merveilles du son



Phonak Audéo™ Paradise

Rien n'égale le son de Paradise

Redécouvrez les merveilles du son dans davantage de situations auditives

Les aides auditives Phonak Audéo Paradise sont capables de répondre aux exigences d'un monde en constante évolution. Elles vous offrent la possibilité d'améliorer votre audition, ce qui peut avoir un impact direct sur votre ressenti et, en fin de compte, sur votre qualité de vie.

Paradise est conçu pour votre bien-être et vous donne la confiance de savoir que vous disposez d'une aide auditive qui vous aidera à communiquer avec vos amis, votre famille et vos collègues. Que vous discutiez au téléphone ou que vous ayez une conversation à distance, Paradise vous offre une expérience auditive inégalée¹ dans un plus grand nombre de situations auditives.

Redécouvrez les merveilles du son tout en restant connecté socialement et en vous épanouissant mentalement et émotionnellement. Après tout, bien entendre, c'est bien vivre, car lorsqu'on entend bien, on est prêt à accepter et vivre la vie qu'on désire.



¹ Par rapport à Phonak Audéo Marvel



Une expérience auditive inégalée¹

Phonak Paradise symbolise notre engagement et notre détermination à développer une aide auditive qui, selon nous, est la meilleure solution pour vous. Notre technologie leader du marché vous offre encore plus de fonctions pour une expérience auditive inégalée¹.

Phonak Audéo Paradise est une aide auditive multifonctionnelle qui offre une compréhension vocale exceptionnelle^{2,3,4} et la meilleure connectivité sans fil. Vous trouverez le modèle Audéo P qui vous convient pour profiter d'une qualité sonore² inégalée¹.



Points forts

- Compréhension vocale exceptionnelle^{2,3,4}
- Son naturel net⁵
- Applications intelligentes améliorées
- Connexion aux smartphones, à la télévision, aux microphones Roger™, etc.
- Contrôle Tactile pour accéder facilement aux fonctionnalités Bluetooth®

² Appleton, J. (2020) ASOS 4.0 provides better speech intelligibility and reduced listening effort. Phonak Field Study News. Disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté en décembre 2020.

³ Appleton, J. et Voss S.C., (2020) La direction du focalisateur en fonction des mouvements permet d'améliorer la compréhension vocale et l'expérience d'écoute en général. Phonak Field Study News. Disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté en août 2020.

⁴ Phonak Digital Adaptive 2.0 : formule de présélection nouvelle génération avec compression adaptative pour un effort d'écoute réduit. Phonak Field Study News. Disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté le 19 août 2020.

⁵ Taphuntsang, D. (2020). Étude de marché ID 4387. Contactez marketinsight@phonak.com pour obtenir plus d'informations.

Performance et confort réunis comme jamais auparavant

Bien entendre contribue à notre sentiment de connexion sociale et d'engagement, favorisant, au bout du compte, notre bien-être global. Paradise s'inspire de la nature dans le but de créer une aide auditive qui vous permet de profiter des merveilles du son.

Afin de faciliter cette expérience auditive naturelle, Paradise est doté du nouvel écouteur ActiveVent™ révolutionnaire : il combine confort et performances auditives comme jamais auparavant. ActiveVent se fixe sur vos aides auditives rechargeables Audéo Paradise. Il bloque le bruit dans les environnements intenses pour optimiser l'audition dans les situations difficiles tout en vous offrant une expérience d'écoute confortable et naturelle dans le calme.⁶

La qualité sonore supérieure pour la diffusion audio sans fil vous permet d'écouter votre musique préférée ou de regarder votre émission de télévision favorite sans que le bruit ambiant ne vienne perturber votre plaisir.⁷

Conçu pour les environnements auditifs difficiles et pour les moments de concentration, il est contrôlé de manière intelligente par AutoSense OS™ 4.0 et permet d'ajuster automatiquement vos aides auditives en fonction de l'environnement.



⁶ Winkler, A., Latzel, M. et Holube, I. (2016). Open Versus Closed Hearing-Aid Fittings: A Literature Review of Both Fitting Approaches. *Trends in hearing*, 20, 1-13. <https://doi.org/10.1177/2331216516631741>

⁷ Par rapport à un couplage acoustique classique

Connexion aux smartphones, à la télévision, etc.

Toutes les aides auditives Phonak Paradise se connectent directement à vos appareils iOS®, Android™ ou autres appareils compatibles Bluetooth pour diffuser du contenu audio directement dans les deux oreilles.

Plusieurs connexions Bluetooth®

Profitez d'encore plus de connectivité : Paradise peut être appairé simultanément à huit appareils compatibles Bluetooth et vous permet d'être connecté à deux de ces appareils et de passer sans problème de l'un à l'autre. Aujourd'hui, dans notre société hautement connectée, les connexions multiples se révèlent être un avantage tout particulier.

Et grâce à AutoSense OS 4.0, notre système d'exploitation automatique, Paradise peut faire la distinction entre la parole diffusée et la musique pour que vous puissiez profiter d'une qualité sonore exceptionnelle⁸ pour une écoute plus enjouée.

⁸ Legarth, S., Latzel, M. et Rodrigues, T. (2018). Media streaming: The sound quality wearers prefer, *Phonak Field Study News*, disponible sur www.phonakpro.fr/evidence, consulté le 17 octobre 2018.



Contrôle tactile pour un accès facile aux fonctionnalités Bluetooth

Grâce à une simple pression sur votre oreille, vous pouvez même prendre des appels, mettre en pause et reprendre une musique diffusée et activer des applications d'assistants vocaux. Dans le modèle Audéo P rechargeable, un capteur de mouvement active cette fonctionnalité. Pour personnaliser davantage votre expérience auditive, la sensibilité de la fonctionnalité Contrôle Tactile peut être adaptée à vos besoins.

Pour compléter la fonctionnalité Contrôle Tactile, vos aides auditives Paradise utilisent le microphone intégré pour vous permettre de profiter de véritables appels téléphoniques mains-libres.



Applications intelligentes améliorées

Plus qu'une simple application, myPhonak permet de contrôler intelligemment vos aides auditives Phonak Paradise, d'accéder à des fonctions utiles et de personnaliser vos réglages. Téléchargez l'**application myPhonak** (Google Play ou App Store) et tirez le meilleur parti de vos aides auditives. Voici un aperçu des possibilités qui s'offrent à vous...

Télécommande

Vous permet de régler et de contrôler vos aides auditives en temps réel. Imaginez l'avantage dont vous pouvez bénéficier en réglant le niveau d'une fonction de suppression du bruit dédiée pour faciliter vos conversations avec un ami au sein d'un restaurant bruyant. Vous pouvez également configurer la fonctionnalité Contrôle Tactile selon vos préférences.

Réglage à distance*

Permet à votre audioprothésiste d'adapter et de régler vos aides auditives en temps réel. Cela s'avère utile lorsque vous ne pouvez pas vous rendre à une consultation individuelle ou lorsque vous souhaitez simplement que votre audioprothésiste optimise vos aides auditives en situation réelle, pas seulement en centre auditif.



Journal auditif**

Garde une trace de votre expérience auditive et vous permet de partager vos commentaires avec votre audioprothésiste. En outre, vous pouvez, avec un proche, réaliser certaines tâches afin d'en apprendre plus sur votre aide auditive et vous familiariser avec elle au sein de différentes situations auditives.

* Disponible au sein de marchés sélectionnés uniquement.
Rendez-vous sur www.phonak.fr/myphonak-app pour en savoir plus.

** Uniquement applicable avec la permission de l'utilisateur.

Encore plus de Paradise pour vous

Choisissez votre modèle Audéo Paradise préféré, qu'il soit rechargeable, équipé d'une pile remplaçable ou même doté du tout nouvel écouteur ActiveVent. Votre audioprothésiste peut vous aider à faire le bon choix. Des couleurs assorties, afin d'être aussi discret et élégant que possible.

Couleurs des boîtiers



P1
Dune de Sable



H0
Beige



P4
Noisette



P5
Champagne



P6
Gris Argenté



P7
Gris Carbone



P8
Velours Noir

Vous êtes aux commandes !

Les aides auditives rechargeables Paradise offrent une charge rapide et durable. Elles sont le compagnon idéal si vous recherchez une solution auditive sans vous encombrer de piles. Faites votre choix parmi une sélection d'écrans de charge pour garder vos aides auditives chargées où que vous soyez !

Écrin de charge Phonak

L'écrin de charge est à la fois un chargeur et un boîtier de protection. Pour recharger les aides auditives rechargeables lorsque vous êtes en déplacement, le Power Pack peut facilement être fixé au-dessous de l'écrin de charge.



Phonak Charge and Care

Un chargeur qui sèche les aides auditives par ventilation et les entretient par lumière UV.



Life is on*

Au sein de Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons passionnés par la création d'un monde où « la vie s'exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de tous âges, quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s'épanouir mentalement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime!

www.phonak.fr



028-2308-04/V2.00/2021-07/NLG © 2021 Sonova AG Tous droits réservés



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Suisse

sonova
HEAR THE WORLD*
*Entendre le monde



Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen · Allemagne

CE
0459