



Phonak Vitus™

La clé pour une audition en
toute confiance

La clé pour une
audition en
toute confiance

Avoir confiance en la technologie

Premier fournisseur mondial dans le domaine de la technologie auditive, Phonak s'attache à créer des solutions innovantes qui changent la vie.

Proposant la gamme la plus complète de solutions auditives disponible sur le marché, nous répondons à tous les degrés de perte auditive et créons des produits à votre image. Avec Phonak Vitus et Phonak Vitus+, vous avez le choix entre deux gammes d'aides auditives de qualité qui font appel à une technologie vraiment efficace.

Nous avons mis à profit nos années d'expertise et d'innovation pour concevoir une aide auditive qui correspond à votre mode de vie et sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour une audition en toute confiance, où que vous soyez.

C'est à vous de choisir

Notre nouvelle gamme offre d'excellentes performances dans une multitude de situations auditives. En choisissant Vitus ou Vitus+, vous avez la certitude de profiter d'une aide auditive à un excellent rapport qualité-prix qui réunit les avantages suivants :

- Technologie éprouvée de Phonak
- Performances sonores et auditives de qualité
- Durabilité ; résiste à l'eau et à la poussière

Phonak Vitus

Phonak Vitus est disponible en trois modèles de contours d'oreille compacts et ultra modernes, idéaux pour les pertes auditives légères à profondes. Grâce à la technologie brevetée de Phonak, Vitus vous offre les performances dont vous avez besoin au bon moment.


Phonak Vitus+

Phonak Vitus+ se décline en sept versions : un écouteur dans le conduit, trois aides intra-auriculaires et trois contours d'oreille, tous dotés d'un ensemble de fonctionnalités améliorées. Vitus+ est facile à utiliser grâce à ses commandes intuitives et fonctionne automatiquement dans les environnements bruyants difficiles.

Avec un design esthétique, les aides auditives Vitus sauront répondre à tous vos besoins.

- Modèles de contours d'oreille
- Modèle d'écouteur dans le conduit
- Modèles d'intra-auriculaires

Votre degré de perte auditive et vos préférences esthétiques détermineront le modèle Vitus qui vous convient le mieux.



Fonctions clés

Grâce à la technologie éprouvée de Phonak, vous profitez de performances auditives de qualité. Les aides auditives Vitus et Vitus+ proposent des fonctions clés pour vous redonner confiance.



Robustes et fiables

Fabriquées dans un matériau composite résistant, les aides auditives Vitus sont fiables dans les situations auditives du quotidien. Sous la pluie, la neige, la chaleur ou la poussière, elles sont conçues selon des normes de qualité strictes.



Personnalisées en fonction de vos besoins

Demandez à votre audioprothésiste de régler votre aide auditive afin qu'elle réponde au mieux à vos besoins auditifs.

Comparaison des fonctions

Le tableau ci-dessous compare les fonctions des modèles Vitus et Vitus+ afin que votre audioprothésiste et vous-même puissiez trouver la solution qui vous convient le mieux.

Fonction	Avantages	Vitus	Vitus+
LarsenBloc	Plus de sifflements désagréables	•	•
UltraZoom (option de microphone directionnel)	Intelligibilité vocale dans les environnements bruyants	•	•
Programme de base automatique	Activation automatique d'UltraZoom dans les environnements bruyants		•
SoundRecover	Rétablissement de l'audibilité des composantes vocales aiguës		•
QuickSync	Une seule touche permet de contrôler les deux aides auditives		•
auto Acclimatation	L'aide auditive s'adapte automatiquement avec le temps pour permettre un réglage aisé		•
Résistance à l'eau (IP68) ^{1,2}	Résistance à l'eau et à la poussière	•	•
Compatible Roger ²	Amélioration de la compréhension vocale à distance et dans le bruit intense	•	•
Canaux d'adaptation fine	Réglages flexibles en fonction des besoins auditifs	4	6
Choix de couleurs	Coloris adaptés aux préférences de l'utilisateur	2	5

¹ L'indice IP68 indique que l'aide auditive est résistante à l'eau et à la poussière. Elle n'a pas été endommagée après une immersion continue de 60 minutes dans 1 mètre d'eau fraîche et après 8 heures dans une chambre à poussière, selon la norme CEI60529.

² À l'exception des modèles intra-auriculaires Vitus+

Life is on*

Chez Phonak, nous croyons que bien entendre est synonyme de bien-être et essentiel pour vivre pleinement sa vie. Depuis plus de 70 ans, nous demeurons passionnés par la création d'un monde où « la vie s'exprime » pour tous. Nos solutions auditives novatrices sont conçues pour les personnes de tous âges quel que soit leur degré de perte auditive, pour établir des liens sociaux, s'épanouir mentalement et émotionnellement. *La vie s'exprime.

www.phonak.fr



028-2223-04/V1.00/2020-12/na © 2020 Sonova AG Tous droits réservés

sonova
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland

CE
0459