



# FICHE DEVIS PATIENT

Baseo ✓ Q15-P

**PHONAK**  
life is on

Type : BTE	Technologie : Plateforme Quest	Pile : 13	Pertes auditives : Légères à sévères
Classe : D	LPPR > 20 ans : 2335791	LPPR < 20 ans : 2355084	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	4 3 ✓	Nb de prog. auto. :	-	Prog. auto. :	-
Nb de micro :	2	Nb de prog. sup. :	4 max	Prog. de diffusion :	Roger/FM
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	130/133 133/138	Gain max. (dB)* :	51/63 59/68	Consommation (mA) :	1.2

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour tube fin HE/HE 10 680

## FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	SoundRecover	-
	FlexControl	-
	FlexVolume	-
	✓ NoiseBloc	Élimination haute résolution des sons gênants.
	DuoPhone	-
Directivité microphonique	UltraZoom	-
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	EchoBloc	-
	SoundRelax	-
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.
	SelfLearning	-
	Correction de sonie	-
Autres options	QuickSync	-
	Tinnitus Balance	-
	auto Acclimatation	-

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Oui
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	Coude / Mini coude / Tube fin
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Non
Indice de protection :	IP57	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Oui		

## Connectivité / Télécommandes

Connectivité :	-	Télécommandes :	-
Microphone :	-		

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr](http://www.phonak.fr)