



# FICHE DEVIS PATIENT

## CROS 13

**PHONAK**  
life is on

Type : ITE	Technologie : Plateforme Quest	Pile : 13	Pertes auditives : Cophose
Classe : -	LPPR > 20 ans : -	LPPR < 20 ans : -	

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : -	Nb de prog. auto. : -	Prog. auto. : -
Nb de micro : 4 avec TBVS**	Nb de prog. sup. : 0	Prog. de diffusion : -
Niveau de sortie max. (dB SPL) : -	Gain max. (dB) : -	Consommation (mA) : 3.5

\*\*Technologie Binaurale VoiceStream™

### FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	SoundRecover	-
	FlexControl	-
	FlexVolume	-
	NoiseBloc	-
	DuoPhone	-
Directivité microphonique	UltraZoom	-
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	EchoBloc	-
	SoundRelax	-
Anti larsen	LarsenBloc	-
Options de mémoire	DataLogging	-
	SelfLearning	-
	Correction de sonie	-
Autres options	✓ QuickSync	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
	Tinnitus Balance	-
	auto Acclimatation	-

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui	Résistant à l'eau : Non
Contrôle de volume : Oui	Couplage acoustique : -
Bobine d'induction : Non	Compatibilité CROS / BiCROS : -
Indice de protection : -	Poids (g) : -
Entrée audio directe : Non	

### Connectivité / Télécommandes

Connectivité : -	Télécommandes : -
Microphone : -	

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr](http://www.phonak.fr)