



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Slim™ ✓ P70-R (Avancé)



PHONAK



Rechargeable
Lithium-ion



Applications
intelligentes



Kit mains-
libres stéréo



Bluetooth®
stéréo audio



Connectivité
universelle (MFA*)



Réglage à
distance



Gestionnaire
d'acouphènes



Capteur de
mouvements

Description

Dotée de la dernière puce PRISM, Phonak Slim est une solution élégante avec écouteur dans le conduit conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Avec une forme unique à droite et à gauche, Phonak Slim répond aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Ces aides auditives bénéficient de la technologie rechargeable lithium-ion et apportent un grand confort de manipulation et d'autonomie. Le Bluetooth intégré permet de les connecter aux smartphones, tablettes, ordinateurs et télévisions. Modèles garantis 4 ans.

Caractéristiques

		70
Performances	Niveau de performances	Avancé
	Canaux de réglages	20
	Bandes de filtrage	64
AutoSense OS™ 4.0	Parole en voiture	
	Situation réverbérante	
	Parole dans le bruit intense	Manuel
	Musique	●
	Confort dans le bruit	●
	Parole dans le bruit	●
	Situation calme	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit	
	Renforcement de la parole	
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●● / ●●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●● / ●●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	12
	Traitement Binaural - <i>TBVS</i>	●●
Contrôle tactile	Appel téléphonique, assistant vocal et diffusion audio	●
LPP	Classe	II

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger On™, Select™, TouchScreen™
Vie quotidienne et loisirs	Roger On™, Roger Select™

eSolutions

Réglage à distance	Oui
Télécommande (Personnalisation des réglages)	Oui
Suivi de santé :	
- Podomètre, activité physique	Oui
- Distance parcourue	Non
- Fréquence cardiaque	Non

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.