



FICHE DEVIS PATIENT

PHONAK

Phonak Audéo™

- P90-312 (Premium) ● ● ●
- ✓ P70-312 (Avancé) ● ●
- P50-312 (Standard) ●



Applications intelligentes



Kit mains-libres stéréo



Bluetooth® stéréo audio



Connectivité universelle (MFA*)



Suivi à distance



Gestionnaire d'acouphènes

Description

Dotée de la dernière puce PRISM, Audéo P-312 est une solution avec écouteur dans le conduit conçue pour vous faciliter la vie et qui s'adapte automatiquement à chaque son. Audéo P-312 est dédiée aux pertes auditives légères à sévères et offre des performances optimales grâce à un gain supérieur à 30 dB. Alimenté par une pile de taille 312, ce modèle est un excellent compromis entre discrétion et autonomie. Grâce à son Bluetooth intégré, Audéo P-312 permet de se connecter sans accessoire aux smartphones Android™ et iOS® pour le téléphone, l'écoute de la musique et aux applications dédiées. Modèles garantis 4 ans.

Caractéristiques

		90	70	50
		Premium	Avancé	Standard
Performances	Niveau de performances			
	Canaux de réglages	20	20	16
	Bandes de filtrage	64	64	64
AutoSense OS™ 4.0 NOUVEAU	Parole en voiture	●		
	Situation réverbérante	●		
	Parole dans le bruit intense	●	Manuel	
	Musique	●	●	
	Confort dans le bruit	●	●	●
	Parole dans le bruit	●	●	●
	Situation calme	●	●	●
Gestion de l'environnement	Suppression dynamique du bruit NOUVEAU	●		
	Réhausseur de parole NOUVEAU	●		
	Gestion du vent - <i>WindBloc / NoiseBloc</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Réducteur de bruit - <i>NoiseBloc</i>	●●●	●●	●
	Réducteur de bruit d'impact - <i>SoundRelax / Compression</i>	●●● / ●●●	●● / ●●	- / ●
	Localisation du bruit / parole - <i>UltraZoom</i>	33	12	1
	Traitement Binaurale - <i>TBVS</i>	●●●	●●	●
LPP	Classe	II	II	II

Connectivité

Connectivité audio Phonak	Roger™ / AirStream™
Téléphonie et multimédia - Android / iOS	Bluetooth® HFP, A2DP 8 appairages 2 connexions simultanées
Application Smartphone - Android / iOS	Bluetooth® BLE 6 appairages

eSolutions

Suivi à distance (Remote Support)	Oui
Télécommande via application	Oui
Ajustement personnalisé	Oui
Journal auditif (Hearing Diary)	Oui

Les eSolutions sont disponibles via l'application myPhonak (disponible en téléchargement sur Google Play et App Store®**).

Conversation directe

Interlocuteur unique	PartnerMic™
Pour le travail	Roger Table Mic
Pour l'école	Roger Select™, Roger TouchScreen™
Vie quotidienne et loisirs	Roger Select™, Roger Pen™

Autres situations

Pour la télévision	TV Connector
Télécommande	RemoteControl

*MFA - Made For All - Connectivité universelle **Crédits : Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iOS sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays - iTunes est une marque de service d'Apple Inc. - Android, Google Play, et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc.