



# FICHE DEVIS PATIENT

Naída Q90-SP  
 Q70-SP  
 Q50-SP  
 ✓ Q30-SP

**PHONAK**  
 life is on

Type : BTE      Technologie : Plateforme Quest      Pile : 13      Pertes Moyennement-sévères  
 Classe : D      LPPR > 20 ans : 2335791      LPPR < 20 ans : 2355084      auditives : à profondes

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12 **8**      Nb de prog. auto. : 5 3 2 **1**      Prog. auto. : Prog. de base auto.  
 Nb de micro : 2      Nb de prog. sup. : 2 max      Prog. de diffusion : Roger/FM - Bluetooth  
 Niveau de sortie max. (dB SPL)\* : 140      Gain max. (dB)\* : 75      Consommation (mA) : 1,2  
 (dB SPL)\* : 141      80

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour coude HE7

## FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover FlexControl FlexVolume ✓ NoiseBloc DuoPhone	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible. - - Élimination haute résolution des sons gênants. -
Directivité microphonique	✓ UltraZoom UltraZoom et RSB-Plus Real Ear Sound StereoZoom ZoomControl	Directionnalité adaptative des Microphones. - - - -
Qualité sonore	WindBloc EchoBloc SoundRelax	- - -
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging SelfLearning ✓ Correction de sonie	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien. - Enregistre les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	QuickSync Tinnitus Balance ✓ auto Acclimatation	- - Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui      Résistant à l'eau : Oui  
 Contrôle de volume : Oui      Couplage acoustique : Coude / Mini coude / Tube fin / Tube fin Puissant  
 Bobine d'induction : Oui      Compatibilité CROS / BiCROS : Non  
 Indice de protection : IP67      Poids (g) : -  
 Entrée audio directe : Oui

## Connectivité / Télécommandes

Connectivité : TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall      Télécommandes : ComPilot, PilotOne  
 Microphone : RemoteMic

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr](http://www.phonak.fr)