



# FICHE DEVIS PATIENT

Naída V90-UP  
 V70-UP  
 V50-UP  
 ✓ V30-UP

**PHONAK**  
 life is on

Type : BTE Technologie : Plateforme Venture Pile : 675 Pertes auditives : Sévères à profondes  
 Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12 **8** ✓ Nb de prog. auto. : 7 4 3 **2** ✓ Prog. auto. : AutoSense OS  
 Nb de micro : 2 Nb de prog. sup. : 2 max Prog. de diffusion : Roger - Bluetooth  
 Niveau de sortie max. (dB SPL)\* : 141 Gain max. (dB)\* : 82 RogerReady/Directionnel : Non  
 (dB SPL)\* : 145 Gain max. (dB)\* : 85 Consommation (mA)\*\*\* : 2

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour coude HE11

\*\*\* Consommation selon IEC 60118-0 : 2015

## FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover2	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	Speech in Wind	-
	FlexControl	-
	FlexVolume	-
	DuoPhone	-
	✓ Booster Large Bande	Augmentation des signaux d'entrée large bande pour plus d'audibilité.
Directivité microphonique	✓ UltraZoom	Directionnalité adaptative des microphones.
	UltraZoom et RSB-Plus	-
	Real Ear Sound	-
	StereoZoom	-
	ZoomControl	-
Qualité sonore	WindBloc	-
	✓ NoiseBloc	Réduction haute résolution des sons gênants.
	EchoBloc	-
	SoundRelax	-
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Option de mémoire	✓ DataLogging	Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
	✓ Tinnitus Balance	Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes.
	✓ auto Acclimatation	Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui Résistant à l'eau : Oui  
 Contrôle de volume : Oui Couplage acoustique : Coude / Mini coude / Tube fin Puissant  
 Bobine d'induction : Oui Compatibilité CROS / BiCROS : Oui  
 Indice de protection : IP68 Poids (g) : 5.4  
 Entrée audio directe : Oui Témoin lumineux : Non

## CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger : Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Touchscreen Mic Télécommandes : ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App  
 Microphone Bluetooth : RemoteMic Connectivité : TVLink II, DECT II, EasyCall II

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr](http://www.phonak.fr)