



FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Naída B90-R RIC

✓ B70-R RIC

B50-R RIC

PHONAK
life is on

Type : RIC

Technologie : Plateforme Belong

Pertes auditives :

Classe : II

Pile : Rechargeable

Légères à profondes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12
✓

Nb de prog. auto. : 7 4 3
✓

Prog. auto. : AutoSense OS

Prog. de diffusion : Roger/FM - Bluetooth

Nb de micro : 4 avec TBVS**

Nb de prog. sup. : 5 max

RogerReady/Directionnel : Non

Niveau de sortie max. : 111/124/130
(dB SPL)* 122/132/136

Gain max. (dB)* : 46/57/66
56/65/72

Consommation (mA)** : 24h

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs xS/xP/xUP **Technologie Binaurale VoiceStream™ ***Autonomie de la batterie

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole

- ✓ **SoundRecover2** Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
- Speech in Wind -
- ✓ **FlexControl** Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.
- ✓ **FlexVolume** Ajustements ciblés sur la parole.
- Balance Environnementale -
- ✓ **DuoPhone** Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
- ✓ **Booster Large Bande** Augmentation des signaux d'entrée large bande pour plus d'audibilité.

Directivité microphonique

- ✓ **UltraZoom** Directionnalité adaptative des microphones.
- ✓ **UltraZoom et RSB-Plus** Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.
- ✓ **Real Ear Sound** Orientation naturelle du son.
- ✓ **StereoZoom** Focalisation sur une seule voix dans une foule bruyante.
- ✓ **Parole à 360°** Détecte automatiquement la direction de la parole.

Qualité sonore

- ✓ **WindBloc** Réduction du bruit de vent pour améliorer le confort d'écoute.
- ✓ **NoiseBloc** Réduction haute résolution des sons gênants.
- EchoBloc -
- ✓ **SoundRelax** Atténuation des sons impulsionnels.

Anti larsen

- ✓ **LarsenBloc** Elimine les sifflements.

Option de mémoire

- ✓ **DataLogging** Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien.

Autres options

- ✓ **QuickSync** Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.
- ✓ **Tinnitus Balance** Génère un son utilisé dans les thérapies sonores de gestion des acouphènes.
- ✓ **auto Acclimatation** Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui

Résistant à l'eau : Oui

Contrôle de volume : Non

Couplage acoustique : Écouteur

Bobine d'induction : Non

Compatibilité CROS / BiCROS : Non

Indice de protection : IP68

Poids (g) : 2,4

Entrée audio directe : Non

Témoin lumineux : Non

CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

Microphones Roger : Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Table Mic II, Roger Select, Roger Touchscreen Mic

Télécommandes : ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App

Microphone Bluetooth : RemoteMic

Connectivité : TVLink II, DECT II, EasyCall II

Pour plus d'informations, www.phonak.fr/naida-b