



# FICHE DEVIS PATIENT

Sky  
 Q90-UP  
 Q70-UP  
 ✓ Q50-UP

**PHONAK**  
 life is on

Type : BTE      Technologie : Plateforme Quest      Pile : 675      Pertes auditives : Sévères à profondes  
 Classe : D      LPPR > 20 ans : 2335791      LPPR < 20 ans : 2355084

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 <b>12</b> 8	Nb de prog. auto. :	5 3 <b>2</b> 1	Prog. auto. :	SoundFlow
	✓		✓		
Nb de micro :	2	Nb de prog. sup. :	4 max	Prog. de diffusion :	Roger/FM - Bluetooth
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	142 144	Gain max. (dB)* :	82 85	Consommation (mA) :	1,3

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour coude HE7

## FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ SoundRecover</li> <li>FlexControl</li> <li>FlexVolume</li> <li>✓ NoiseBloc</li> <li>✓ DuoPhone</li> </ul>	<p>Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Élimination haute résolution des sons gênants.</p> <p>Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.</p>
Directivité microphonique	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ UltraZoom</li> <li>UltraZoom et RSB-Plus</li> <li>Real Ear Sound</li> <li>StereoZoom</li> <li>ZoomControl</li> </ul>	<p>Directionnalité adaptative des Microphones.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Qualité sonore	<ul style="list-style-type: none"> <li>WindBloc</li> <li>EchoBloc</li> <li>SoundRelax</li> </ul>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Anti larsen	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LarsenBloc</li> </ul>	<p>Élimine les sifflements.</p>
Options de mémoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ DataLogging</li> <li>SelfLearning</li> <li>✓ Correction de sonie</li> </ul>	<p>Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.</p> <p>-</p> <p>Enregistre les adaptations du patient au quotidien.</p>
Autres options	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ QuickSync</li> <li>Tinnitus Balance</li> <li>✓ auto Acclimatation</li> </ul>	<p>Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.</p> <p>-</p> <p>Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.</p>

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Oui
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	Coude / Mini coude / Tube fin / Tube fin Puissant
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Oui
Indice de protection :	IP67	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Oui		

## Connectivité / Télécommandes

Connectivité : TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall      Télécommandes : ComPilot, PilotOne  
 Microphone : RemoteMic

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr](http://www.phonak.fr)