



FICHE DEVIS PATIENT

Sky

Q90-SP

✓ Q70-SP

Q50-SP

PHONAK
life is on

Type : BTE	Technologie : Plateforme Quest	Pile : 13	Pertes Moyennement-sévères à
Classe : D	LPPR > 20 ans : 2335791	LPPR < 20 ans : 2355084	auditives : profondes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux :	20 16 12 8	Nb de prog. auto. :	5 3 2 1	Prog. auto. :	SoundFlow
	✓		✓		
Nb de micro :	4 avec TBVS**	Nb de prog. sup. :	5 max	Prog. de diffusion :	Roger/FM - Bluetooth
Niveau de sortie max. (dB SPL)* :	140	Gain max. (dB)* :	75	Consommation (mA) :	1,2
	141		80		

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour coude HE7

**Technologie Binaurale VoiceStream™

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover FlexControl	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.
	✓ FlexVolume	Ajustements ciblés sur la parole.
	✓ NoiseBloc	Élimination haute résolution des sons gênants.
	✓ DuoPhone	Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.
Directivité microphonique	✓ UltraZoom ✓ UltraZoom et RSB-Plus ✓ Real Ear Sound ✓ StereoZoom ✓ ZoomControl	Directionnalité adaptative des Microphones. Directionnalité adaptative avec antibruit intégré. Orientation naturelle du son. Focalisation sur une seule voix dans une foule bruyante. Détecte automatiquement la direction de la parole.
Qualité sonore	✓ WindBloc EchoBloc ✓ SoundRelax	Réduit le bruit du vent pour faire émerger la parole. - Suppression du bruit de l'impulsion sonore.
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging ✓ SelfLearning ✓ Correction de sonie	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien. Enregistre et applique les adaptations du patient au quotidien. Enregistre les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	✓ QuickSync Tinnitus Balance ✓ auto Acclimatation	Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche. - Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir :	Oui	Résistant à l'eau :	Oui
Contrôle de volume :	Oui	Couplage acoustique :	Coude / Mini coude / Tube fin / Tube fin Puissant
Bobine d'induction :	Oui	Compatibilité CROS / BiCROS :	Oui
Indice de protection :	IP67	Poids (g) :	-
Entrée audio directe :	Oui		

Connectivité / Télécommandes

Connectivité :	TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall	Télécommandes :	ComPilot, PilotOne
Microphone :	RemoteMic		

Pour plus d'informations, www.phonak.fr