



# FICHE DEVIS PATIENT

Phonak Sky B90-M

B70-M

✓ B50-M

**PHONAK**  
life is on

|            |                                 |                         |  |
|------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| Type : BTE | Technologie : Plateforme Belong | LPPR > 20 ans : 2335791 | Pertes auditives : Légères à moyennement-sévères |
| Classe : D | Pile : 312                      | LPPR < 20 ans : 2355084 |  |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                 |            |                     |          |                           |                      |
|---------------------------------|------------|---------------------|----------|---------------------------|----------------------|
| Nb de canaux :                  | 20 16 12   | Nb de prog. auto. : | 7 4 3    | Prog. auto. :             | AutoSense Sky OS     |
|                                 | ✓          |                     | ✓        | Prog. de diffusion :      | Roger/FM - Bluetooth |
| Nb de micro :                   | 2          | Nb de prog. sup. :  | 3 max    | RogerReady/Directionnel : | Oui                  |
| Niveau de sortie max. (dB SPL)* | 129<br>134 | Gain max. (dB)* :   | 63<br>68 | Consommation (mA)** :     | 1,2                  |

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour coude HE10 680 \*\*Consommation selon IEC 60118-0 : 2015

## FONCTIONNALITÉS

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| Traitement et optimisation de la parole | ✓ SoundRecover2          | Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.           |
|   | Speech in Wind           | -  |
|   | ✓ FlexControl            | Ajustements ciblés qui optimisent l'audibilité ou le confort.                        |
|   | ✓ FlexVolume             | Ajustements ciblés sur la parole.  |
|   | Balance Environnementale | -  |
|   | ✓ DuoPhone               | Le signal du téléphone est entendu dans les deux oreilles.                           |
|   | Booster Large Bande      | -  |
| Directivité microphonique               | ✓ UltraZoom              | Directionnalité adaptative des microphones.  |
|   | ✓ UltraZoom et RSB-Plus  | Directionnalité adaptative avec antibruit intégré.                                   |
|   | ✓ Real Ear Sound         | Orientation naturelle du son.  |
|   | StereoZoom               | -  |
|   | Parole à 360°            | -  |
| Qualité sonore                          | WindBloc                 | -  |
|   | ✓ NoiseBloc              | Réduction haute résolution des sons gênants.   |
|   | EchoBloc                 | -  |
|   | SoundRelax               | -  |
| Anti larsen                             | ✓ LarsenBloc             | Élimine les sifflements.   |
| Option de mémoire                       | ✓ DataLogging            | Enregistre l'activité de l'aide auditive et les adaptations du patient au quotidien. |
| Autres options                          | ✓ QuickSync              | Contrôle et synchronisation des deux aides auditives avec une seule touche.          |
|   | Tinnitus Balance         | -  |
|   | ✓ auto Acclimatation     | Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.                               |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                        |      |                               |                           |
|------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|
| Bouton-poussoir :      | Oui  | Résistant à l'eau :           | Oui                       |
| Contrôle de volume :   | Non  | Couplage acoustique :         | Coude/Mini coude/Tube fin |
| Bobine d'induction :   | Oui  | Compatibilité CROS / BiCROS : | Oui                       |
| Indice de protection : | IP68 | Poids (g) :                   | 1,9                       |
| Entrée audio directe : | Non  | Témoin lumineux :             | Oui                       |

## CONNECTIVITÉ / TÉLÉCOMMANDES

|                        |  |                 |  |
|------------------------|--|-----------------|--|
| Microphones Roger :    | Roger Pen, Roger Clip-On Mic, Roger Table Mic, Roger Table Mic II, Roger Select, Roger Touchscreen Mic | Télécommandes : | ComPilot II, ComPilot Air II, PilotOne II, RemoteControl App |
| Microphone Bluetooth : | RemoteMic  | Connectivité :  | TVLink II, DECT II, EasyCall II                              |

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr/sky-b](http://www.phonak.fr/sky-b)