



FICHE DEVIS PATIENT

Virto Q90-13
 Q70-13
 Q50-13
 ✓ Q30-13

PHONAK
 life is on

Type : ITE Technologie : Plateforme Quest Pile : 13 Pertes auditives : Légères à profondes
 Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12 **8** ✓ Nb de prog. auto. : 5 3 2 **1** ✓ Prog. auto. : Prog. de base auto.
 Nb de micro : 2 Nb de prog. sup. : 2 max Prog. de diffusion : Roger/FM - Bluetooth
 Niveau de sortie max. (dB SPL)* : 112/118/122/130 Gain max. (dB)* : 40/50/60/70 Consommation (mA) : 1.2/1.4/1.2/1.2
 120/124/128/135 50/60/70/79

*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP/UP

FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SoundRecover FlexControl FlexVolume ✓ NoiseBloc DuoPhone 	<p>Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>Élimination haute résolution des sons gênants.</p> <p>-</p>
Directivité microphonique	<ul style="list-style-type: none"> ✓ UltraZoom UltraZoom et RSB-Plus Real Ear Sound StereoZoom ZoomControl 	<p>Directionnalité adaptative des Microphones.</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Qualité sonore	<ul style="list-style-type: none"> WindBloc EchoBloc SoundRelax 	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>
Anti larsen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LarsenBloc 	<p>Élimine les sifflements.</p>
Options de mémoire	<ul style="list-style-type: none"> ✓ DataLogging SelfLearning ✓ Correction de sonie 	<p>Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien.</p> <p>-</p> <p>Enregistre les adaptations du patient au quotidien.</p>
Autres options	<ul style="list-style-type: none"> QuickSync Tinnitus Balance ✓ auto Acclimatation 	<p>-</p> <p>-</p> <p>Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.</p>

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui Résistant à l'eau : Non
 Contrôle de volume : Oui Couplage acoustique : -
 Bobine d'induction : Oui Compatibilité CROS / BiCROS : Non
 Indice de protection : - Poids (g) : -
 Entrée audio directe : Non

Connectivité / Télécommandes

Connectivité : TVLink II, TVLink S, DECT CP1, EasyCall Télécommandes : ComPilot, PilotOne
 Microphone : RemoteMic

Pour plus d'informations, www.phonak.fr