



# FICHE DEVIS PATIENT

Virto Q90-312 NW  
 Q70-312 NW  
 Q50-312 NW  
 ✓ Q30-312 NW

**PHONAK**  
 life is on

Type : ITE Technologie : Plateforme Quest Pile : 312 Pertes : Légères à profondes  
 Classe : D LPPR > 20 ans : 2335791 LPPR < 20 ans : 2355084 auditives :

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nb de canaux : 20 16 12 **8** ✓ Nb de prog. auto. : 5 3 2 **1** ✓ Prog. auto. : Prog. de base auto.  
 Nb de micro : 2 Nb de prog. sup. : 2 max Prog. de diffusion : Roger/FM  
 Niveau de sortie max. (dB SPL)\* : 112/118/122/130 Gain max. (dB)\* : 40/50/60/70 Consommation (mA) : 1.2/1.4/1.2/1.2  
 120/124/128/135 50/60/70/79

\*Coupleur 2cc et simulateur d'oreille pour écouteurs M/P/SP/UP

## FONCTIONNALITÉS

Traitement et optimisation de la parole	✓ SoundRecover FlexControl FlexVolume ✓ NoiseBloc DuoPhone	Comprime et décale en douceur les fréquences aiguës vers une zone audible. - - Élimination haute résolution des sons gênants. -
Directivité microphonique	✓ UltraZoom UltraZoom et RSB-Plus Real Ear Sound StereoZoom ZoomControl	Directionnalité adaptative des Microphones. - - - -
Qualité sonore	WindBloc EchoBloc SoundRelax	- - -
Anti larsen	✓ LarsenBloc	Élimine les sifflements.
Options de mémoire	✓ DataLogging SelfLearning ✓ Correction de sonie	Enregistre l'activité de l'aide auditive au quotidien. - Enregistre les adaptations du patient au quotidien.
Autres options	QuickSync Tinnitus Balance ✓ auto Acclimatation	- - Augmentation automatique du gain avec durée ajustable.

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Bouton-poussoir : Oui Résistant à l'eau : Non  
 Contrôle de volume : Oui Couplage acoustique : -  
 Bobine d'induction : Oui Compatibilité CROS / BiCROS : Non  
 Indice de protection : - Poids (g) : -  
 Entrée audio directe : Non

## Connectivité / Télécommandes

Connectivité : - Télécommandes : PilotOne  
 Microphone : -

Pour plus d'informations, [www.phonak.fr](http://www.phonak.fr)